



Stimulez vos patient(e)s en leur proposant des options de confort, de couleur et de design

Options de confort



Zone de confort genou



Zone de confort bras



Zone de confort cheville



Hallux valgus orteil fermé




Hallux valgus orteil ouvert



Pied oblique

Options de design



Deco Line



Initiales



Ceinture à motif floral (5 cm)



JOBST® Confidence: Une gamme complète tout aussi unique que votre patient(e)

Modèles



CG1 bas de bras



AD mi-bas



AG bas cuisse

Nouveaux modèles disponibles



AT Panty



BT Capri*



BIT Capri*



ET Bermuda*



AB1 Sok*

Classes de compression

Membres supérieurs

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

Membres inférieurs

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg

*Disponibles à l'été 2022



JOBST®, an Essity brand

12/2021

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b boîte 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.JOBST.be



La compression pour celles et ceux qui aiment bouger librement

JOBST® Confidence

Une nouvelle génération de bas en tricot plat

EXTENSION DE LA GAMME

JOBST® Confidence

Une nouvelle ère de confort grâce à la technologie **Contour Fit**

Faites découvrir à vos patient(e)s toute la différence qu'un ajustement personnalisé peut apporter à leur confort quotidien. Développés à base de la technologie Contour Fit, ces bas de compression s'avèrent une solution idéale pour les patient(e)s souffrant d'un lymphœdème ou d'un lipœdème* léger à modéré. Ils épousent parfaitement les formes anatomiques de vos patient(e)s et leur offrent une liberté de mouvement et un confort supplémentaires dans leurs activités quotidiennes.

TECHNOLOGIE INNOVANTE

Le nouveau design des collants innovant

NOUVEAU

Nos nouveaux modèles offrent un positionnement ergonomique des coutures qui adoptent mieux les formes naturelles des patient(e)s atteint(e)s d'un lymphœdème ou d'un lipœdème. Celles-ci souffrent moins d'inconfort et sont moins limité(e)s dans leur vie quotidienne.

Grâce à la méthode de tricot innovante, ce produit s'adapte bien aux **formes du corps** de chacun(e).



Contour Fit

Fabriqué dans une matière souple qui est douce tout en offrant un **soutien ferme**.




Doux et ferme

Système perfectionné de régulation de l'humidité pour un **confort optimal**.



Gestion de l'humidité



Traditioneel vlakbrei product

Contour Fit

Inspiré par les besoins des patient(e)s et développé avec une **technologie innovante**



« Mes patientes sont réellement satisfaites de la douceur de la matière qui permet en même temps d'exercer cette pression ferme dont elles ont besoin »

Justine Whitaker - Directrice et consultante en soins infirmiers, Northern Lymphology, Forest of Bowland, Lancashire, Royaume-Uni

*sans plis cutanés prononcés et sans aucune forme anatomique anormale

Ajustement unique pour des patient(e)s uniques

JOBST Confidence est le premier fabricant à offrir un **modèle de tricot spécifique pour les patient(e)s atteint(e)s d'un lymphœdème ou d'un lipœdème**.

LIPŒDÈME

LYMPHŒDÈME



Tout commence par l'**anatomie unique de vos patient(e)s**



MESURE

Les deux types de patient(e)s **sont mesurés conformément à nos directives**.



IDENTIFICATION

Notre système de production interprète les mesures et **reconnait** la forme du corps comme étant soit un **lipœdème** soit un **lymphœdème**.



PRODUCTION

Un modèle de tricot spécial est sélectionné et la technique de tricot innovante **Contour Fit** produit un vêtement offrant un **ajustement optimal et personnalisé**.