



## Stimuleer uw patiënten met comfort-, kleuren- en designopties

### Comfortopties



Comfortzone knie



Comfortzone arm



Comfortzone enkel



Hallux valgus gesloten teen




Hallux valgus open teen



Schuine voet

### Designopties




Deco line



Initialen



Tailleband met bloemmotief (5 cm)



### Compressieklassen

#### Bovenste ledematen

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

#### Onderste ledematen

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg

\*Beschikbaar tijdens de zomer 2022

## JOBST® Confidence:

Een compleet assortiment net zo uniek als uw patiënt

### Modellen



CG1 armkous



AD kniekous



AG dijkous

### Nieuwe beschikbare modellen



AT Panty



BT Capri\*



BIT Capri\*



ET Bermuda\*



ABI Sok\*



Compressie voor wie graag

vrij beweegt

UITBREIDING ASSORTIMENT



JOBST®, an Essity brand

12/2021

Essity Belgium SA-NV  
Health and Medical Solutions  
Berkenlaan 8b bus 3  
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05  
Fax +32(0)800 15 934  
info.be@essity.com  
www.JOBST.be

**JOBST® Confidence**

Een nieuwe generatie vlakbreikousen



# JOBST® Confidence



Dankzij de innovatieve breimethode vormt het product zich goed naar individuele lichaamscontouren.



Contour Fit

Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning** biedt.



Zacht en stevig

Geavanceerd vochtregulatiesysteem voor **optimaal draagcomfort**.




Vochtbeheer

## Een nieuw tijdperk van comfort met de Contour Fit technologie

Laat uw patiënten het verschil ervaren dat een persoonlijke pasvorm biedt voor hun dagelijkse comfort. Deze compressiekousen, die met behulp van de Contour Fit technologie worden ontwikkeld, zijn ideaal voor patiënten met licht tot matig lymfoedeem en lipoedeem\*. Ze hebben een precieze pasvorm op maat van de échte anatomische vormen van uw patiënten en bieden extra bewegingsvrijheid en comfort bij hun dagelijkse activiteiten.

INNOVATIEVE  
TECHNOLOGIE

### Een oplossing voor persoonlijk comfort: Contour Fit



Traditioneel vlakbrei product

Contour Fit

Bij traditionele vlakbreiproducten kunnen gebreide steken alleen aan de uiteinden bij de naad worden toegevoegd of verwijderd. JOBST Confidence daarentegen sluit aan op de daadwerkelijke lichaamsvorm dankzij het toevoegen en verwijderen van steken op vier posities. Dit maakt meer dan ooit een persoonlijke pasvorm van de compressiekous mogelijk.

Dit resulteert in speciale **Contour Points** die heel precies aantonen waar het kledingstuk op maat werd gemaakt zodat uw patiënten zich vrijer kunnen bewegen.

### Geïnspireerd door de behoeften van patiënten en ontwikkeld met innovatieve technologie



"Mijn patiënten zijn echt tevreden over de zachtheid van het materiaal - en tegelijkertijd biedt het de stevige druk die ze nodig hebben"

**Justine Whitaker** - Directeur en verpleegkundig consulent, Northern Lymphology, Forest of Bowland, Lancashire, VK

\*zonder uitgesproken huidplooien en afwijkende omvangsvormen

## Het innovatieve nieuwe pantydesign

NIEUW



Onze **nieuwe modellen** hebben een ergonomische positionering van de naden die beter de natuurlijke vormen van **lymfoedeem- en lipoedeempatiënten** volgen. Dit kan helpen om ongemak en beperkingen in hun dagelijkse leven te verminderen.

### Unieke pasvorm voor unieke patiënten

JOBST Confidence biedt als allereerste **een specifiek breipatroon voor zowel lymfoedeem- als lipoedeempatiënten**.

LIPOEDEEM



LYMFOEDEEM



Het begint allemaal met **de unieke lichaamsvorm van uw patiënten**



**METEN**

Beide patiënttypes **worden volgens onze richtlijnen gemeten**.



**HERKENNEN**

Ons productiesysteem interpreteert de metingen en **herkent** de lichaamsvorm als ofwel **lipoedeem of lymfoedeem**.



**PRODUCEREN**

Een speciaal breipatroon wordt geselecteerd en de innovatieve **Contour Fit** breitechniek produceert een kledingstuk met een **optimale gepersonaliseerde pasvorm**.