


JOBST®



Libérez
votre quotidien

Bas de compression JOBST® pour pharmacies

UltraSheer - Opaque - Maternity

Casual Pattern - Sport - ForMen Ambition



Table des matières

Avant-propos	4
JOBST® UltraSheer	6
JOBST® Opaque	8
JOBST® Maternity	10
JOBST® Casual Pattern	16
JOBST® Sport	18
JOBST® ForMen Ambition	20
Indications	23

Avant-propos

JOBST® Bas de compression thérapeutiques

Dans cette brochure, vous trouverez la gamme de bas en tricot rond pour pharmacies. Cette gamme est adaptée aux besoins des patients qui se présentent chez vous pour un traitement par compression.

Confort

Les bas de compression thérapeutiques JOBST sont conçus de manière à rester tout aussi confortables à la fin de la journée qu'au moment où vous les enfitez. JOBST utilise des fibres durables et douces qui, de plus, sont légères et évacuent la transpiration.

Santé

Les bas de compression JOBST favorisent la circulation sanguine et sont dès lors spécialement conçus pour soulager les jambes fatiguées et douloureuses. Grâce à la compression dégressive graduelle exercée sur les jambes, elles conviennent parfaitement pour accompagner un traitement des troubles veineux. Les bas JOBST garantissent un traitement efficace, sans sacrifier le confort et l'élégance.

Élégance

Les bas de compression thérapeutique JOBST renforcent vos jambes et épousent leurs formes. JOBST offre un large choix de bas de compression élégants pour toutes les occasions.

Un confort optimal grâce à la **technologie SoftFit**

Disponible dans les modèles **JOBST® UltraSheer** et **JOBST® Opaque**

L'efficacité d'un traitement par compression ne dépend pas uniquement de la compression graduelle qu'exercent les bas, mais aussi du respect du traitement par le patient. Le confort pour les patients est dès lors d'une importance cruciale pour la réussite du traitement par compression. Néanmoins, de nombreux bas peuvent serrer au niveau du bord. C'est la raison pour laquelle JOBST a imaginé la **technologie SoftFit**. Cette technologie innovante améliore le confort grâce au fil tricoté qui maintient les bas en place et épouse la peau tout en douceur.

La technologie **SoftFit**

Finis les bas qui serrent au niveau du bord, finis les bas qui tombent

**COMPRESSION 100%
GRADUELLE**

La **technologie SoftFit** réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



CLINIQUEMENT PROUVÉ

**CONFORT
AMÉLIORÉ**

La **technologie SoftFit** permet aux patients d'apprécier un confort accru.

JOBST® UltraSheer ♀

Le bas de compression en toute élégance

JOBST UltraSheer offre à vos patientes une compression dégressive associée à un modèle élégant et très confortable. Grâce aux fils guipés et au talon renforcé, JOBST UltraSheer convient pour une utilisation prolongée. Le résultat: un plus grand respect du traitement et une amélioration pour les patientes et leurs jambes.



Transparent

Ultra-transparent avec une grande élasticité pour des jambes magnifiques tout en élégance



Breathable

Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité assurée par le JOBST Advanced Comfort, le fil doux et respirant garantit un confort optimal



Shimmering

L'aspect satiné offrent une solution pour chaque occasion, spécialement les tenues d'affaires et de soirée

Classe de compression

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg


Couleurs

Natural

Caramel

Black

Bande de maintien



SoftFit disponible pour le bas genou

Trame à picots (dot)



JOBST® UltraSheer

JOBST UltraSheer offre aux patientes des bas thérapeutiques qui allient **compression graduelle**, confort et élégance. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



La technologie SoftFit

Finis les bas qui serrent au niveau du bord, finis les bas qui tombent

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



Modèles



AD
Bas genou
(pied fermé)



AD
Bas genou
(pied ouvert)



AG
Bas cuisse
(pied fermé)




AG
Bas cuisse
(pied ouvert)



AT
Panty
(pied fermé)



Tableau des tailles



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34	30 - 37	30 - 37	33 - 40	33 - 40	35 - 43	35 - 43	37 - 46	37 - 46	39 - 49	39 - 49	39 - 49
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20	20 - 22	20 - 22	22 - 24	22 - 24	24 - 26	24 - 26	26 - 28	26 - 28	28 - 30	28 - 30	28 - 30
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D

lD petite: 34 - 38 cm

lD regular: 38 - 45 cm

Longueur G

lG petite: 60 - 69 cm

lG regular: 69 - 80 cm

Longueur K (pour panty)

lK petite: 65 - 75 cm

lK regular: 75 - 85 cm

Mesures en cm

* Lorsque cH et/ou cT sont plus grands que la circonférence mentionnée ci-dessus : choisissez un panty avec une culotte Maxi.

JOBST® Opaque

Le bas de compression confortable pour tous les jours

JOBST Opaque est un bas sans couture très confortable à compression dégressive. Le fil spécial Nilit Aquarius et la technique de tissage innovante permettent d'enfiler les bas très facilement, et les rendent plus doux que jamais. Il s'agit en outre d'un bas solide et durable à porter au quotidien.



Concealing

Dissimule les petites imperfections et est disponible dans des couleurs élégantes faciles à associer



Moisture Management

L'humidité est évacuée efficacement grâce au JOBST Advanced Comfort, qui aide à garder les pieds au sec



Soft Touch

Plus soyeux que jamais, grâce à une combinaison de fils doux à base de 60% de polyamide et de 40% d'élasthanne

Classe de compression

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg


Couleurs

Natural

Caramel

Black

Bande de maintien



SoftFit disponible pour le bas genou (AD) / Sensitive disponible pour le bas cuisse (AG)

Pois de silicone (Dot)



JOBST® Opaque

JOBST Opaque offre aux patientes des bas thérapeutiques qui allient **compression graduelle**, confort et élégance. Le résultat: un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



La technologie SoftFit

Finis les bas qui serrent au niveau du bord, finis les bas qui tombent

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



Modèles



AD
Bas genou
(pied fermé)



AD
Bas genou
(pied ouvert)



AG
Bas cuisse
(pied fermé)




AG
Bas cuisse
(pied ouvert)



AT
Panty
(pied fermé)



Tableau des tailles



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D

lD petite: 34 - 38 cm

lD regular: 38 - 45 cm

Longueur G

lG petite: 60 - 69 cm

lG regular: 69 - 80 cm

Longueur K (pour panty)

lK petite: 65 - 75 cm

lK regular: 75 - 85 cm

Mesures en cm

* Lorsque cH et/ou cT sont plus grands que la circonférence mentionnée ci-dessus : choisissez un panty avec une culotte Maxi.

JOBST® Maternity Opaque ♀

Une sensation de légèreté pendant la grossesse

Pendant la grossesse, le corps subit des changements hormonaux qui peuvent avoir différentes conséquences. La tension artérielle et le volume sanguin augmentent pour nourrir le bébé en pleine croissance, ce qui peut également faire apparaître des symptômes tels que des jambes douloureuses, des chevilles gonflées, et qui accroît le risque de varices.

Il n'y a là rien d'anormal pendant la grossesse, mais ces changements peuvent être douloureux et avoir une influence sur la vie de tous les jours (par exemple, lorsqu'on ne parvient plus à rentrer dans ses chaussures). À cette période de la vie, vos jambes méritent davantage d'attention et de soin. Grâce aux bas de compression JOBST Maternity, vous vous sentirez directement plus légère.



Le mélange de fils doux est conçu pour une sensation confortable sur toutes les peaux.



Des fils spéciaux évacuent l'humidité et aident à garder vos pieds au sec.



La ventilation et la gestion de l'humidité optimales aident à garder les pieds au sec.



La pièce abdominale SoftFlex assure une compression adaptée à la croissance du ventre sans sacrifier le confort. Cette zone extensible spécifique épouse la peau sensible autour de la taille.

Classe de compression

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg

Couleurs

Caramel

Black

Navy

Bande de maintien



Bord tricoté zig-zag AT



Spécialement conçu pour une meilleure circulation de l'air

Par cette zone de ventilation unique, nous souhaitons offrir une sensation de confort et de fraîcheur accrue. La qualité éprouvée de JOBST Opaque est encore améliorée grâce à la zone de ventilation intégrée pour une circulation optimale de l'air.

Nous avons placé la zone de ventilation judicieusement sous le creux entre les orteils et la pointe du pied afin de garantir une circulation de l'air encore meilleure.

Modèle



AT-MAT
Panty
(pied fermé)



Tableau des tailles


Taille	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

Longueur K

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm

Mesures en cm





Pour prodiguer à vos clientes enceintes des informations correctes sur le traitement compressif pendant la grossesse, nous avons conçu une brochure sur mesure. Outre les principes de base du traitement compressif, nous leur donnons également quelques conseils pour soulager le ventre et le dos. Un corps sain permet une grossesse saine.

Pourquoi utiliser des bas de compression pendant la grossesse ?

- ✓ Jambes et pieds moins gonflés
- ✓ Soulagent les jambes douloureuses
- ✓ Soulagent les jambes lourdes et fatiguées
- ✓ Moins de nausées et de vertiges



**Demandez la brochure patients à
votre représentant Essity !**

JOBST® Maternity ♀

Des produits de soutien
pour la grossesse

Un concept global de produits qui s'adaptent à
tous les stades de la grossesse.

JOBST® Maternity Support Belt

Soutient le ventre et le dos
à un stade avancé de la
grossesse tout en restant
pratiquement invisible sous
des vêtements ordinaires.

Grâce à la fermeture velcro
modulaire, la ceinture peut
être **adaptée en permanence**
à l'évolution du ventre au
cours des derniers mois de
la grossesse



Réglable

Conçu pour **rester discret**
sous les vêtements et
peut être combiné
avec n'importe quelle tenue



Modèle discret

Le nouveau design de la
ceinture est spécialement
conçu pour les femmes
enceintes afin de **garantir**
une coupe optimale



Ajustement
anatomique

JOBST® Maternity Belly Band

Dès les premiers signes de grossesse et jusqu'au milieu du troisième trimestre, le bandeau abdominal JOBST Maternity soutient la taille et le bas du dos.




JOBST® Maternity Postnatal Tube

Dès les premières semaines après l'accouchement, le JOBST Maternity Postnatal Tube assure un gainage discret. Soutient le ventre et le bas du dos.



Couleurs



Rose



White*



Black*

* Coloris uniquement disponibles pour le Belly Band et le Postnatal Tube

Support Belt (Hanches)

Taille	Rose
S	4310-280
M	4310-298
L	4310-306
XL	4310-314

Belly Band (Hanches)


Taille	Rose	White	Black
S	4310-322	4310-405	4310-363
M	4310-330	4310-413	4310-371
L	4310-348	4310-421	4310-389
XL	4310-355	4310-439	4310-397

Postnatal Tube (Taille)

Taille	Rose	White	Black
S	4310-447	4310-520	4310-488
M	4310-454	4310-538	4310-496
L	4310-462	4310-546	4310-504
XL	4310-470	4310-553	4310-512

Tableau des tailles

	S	M	L	XL
Support Belt (Hanches)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
Belly Band (Hanches)	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm



JOBST® Casual Pattern ♀♂

Les bas de compression décontractés dotés d'un motif tendance

JOBST Casual Pattern garantit un grand confort sans sacrifier le style de tous les jours de vos patients. Ces bas de compression affichent un attrayant motif à carreaux, créé grâce à une technique de tricot unique. Le tissu doux et respirant est disponible dans trois couleurs tendance et offre à vos patients une alternative sympa aux bas de compression classiques.



Confortable tout au long de la journée grâce à une teneur élevée en coton



Un mélange de fils doux et un bord agréable pour plus de confort



Perméable à l'air pour un meilleur respect du traitement

Classe de compression

CCL 1 : 15 - 20 mmHg

CCL 2 : 20 - 30 mmHg

Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	1 - 2	Fermé


Couleurs




Pink



Blue



Grey



Des fibres naturelles de grande qualité et une technique de tricot unique (brevet en attente) rendent les bas JOBST® Casual Pattern aussi agréables qu'ils en ont l'air.

Grâce à un mélange de fibres douces et naturelles, ils sont aussi confortables que des bas normaux, tout en procurant une compression médicale graduelle. Ce mélange de fibres de qualité à base de coton organique fait de JOBST Casual Pattern un bas extrêmement doux et durable. Notre technique de tricot unique qui, lors du tricot du motif à carreaux, ne laisse aucun fil à l'intérieur du bas, aide à limiter les points de pression.



Bas genou AD (pied fermé)






Compression	Taille	Pink 	Blue 	Grey 
Classe 1: 15-20 mmHg	S	4201-216	4201-091	4201-158
	M	4201-224	4201-09	4201-166
	L	4201-232	4201-117	4201-174
	XL	4201-240	4201-125	4201-182
	L-FC	4201-257	4201-133	4201-190
	XL-FC	4201-265	4201-141	4201-208
Classe 2: 20-30 mmHg	S	4201-398	4201-273	4201-331
	M	4201-406	4201-281	4201-349
	L	4201-414	4201-299	4201-356
	XL	4201-422	4201-307	4201-364
	L-FC	4201-430	4201-315	4201-372
	XL-FC	4201-448	4201-323	4201-380

Tableau des tailles

Taille	Cheville 	Mollet 
	cB - la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	cC - la plus grande circonférence du mollet
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm
Tailles spéciales		
L-FC	25 - 30 cm	46 - 61 cm
XL-FC	30 - 36 cm	46 - 61 cm



JOBST® Sport ♀♂

Le bas de compression athlétique

JOBST Sport offre un traitement par compression efficace sous la forme d'un bas spécifique pour les athlètes. Ce bas de compression unisexe ressemble à un bas classique pour le sport. Le fil spécial utilisé en fait un bas extrêmement doux et facile à enfiler.



Les coussinets anatomiques au niveau du talon et de la plante du pied assurent un confort optimal pendant les activités sportives



Gestion efficace des odeurs grâce aux fibres contenant du charbon actif



Une technologie spéciale reposant sur des microfibres élimine l'humidité pour garder les pieds au frais et au sec

Classe de compression

CCL 1 : 15 - 20 mmHg

CCL 2 : 20 - 30 mmHg


Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	1 - 2	Fermé

Couleurs



Pink/grey



Royal blue/
grey



Black/
cool black





Bas genou AD (pied fermé)

Compression	Taille	Pink/grey	Royal blue/grey	Black/cool black
Classe 1: 15-20 mmHg	S	3787-389	4151-403	4151-445
	M	3787-397	4151-411	4151-452
	L	3787-405	4151-429	4151-460
	XL	3787-413	4151-437	4151-478
Classe 2: 20-30 mmHg	S	3787-421	4151-486	4151-528
	M	3787-439	4151-494	4151-536
	L	3787-447	4151-502	4151-544
	XL	3787-454	4151-510	4151-551



Tableau des tailles



Taille	Cheville	Mollet
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

JOBST® ForMen Ambition ♂

Les bas de compression tendance pour les hommes

JOBST ForMen Ambition offre la combinaison parfaite de style et d'efficacité thérapeutique sans compromettre le confort. Ce bas de compression très confortable est idéal pour les hommes qui restent debout ou assis pendant de longues périodes.



Le tissu respirant permet de garder les pieds au sec grâce à une évaporation accélérée



Grâce à une technologie spéciale à base de charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau

Couleurs



Classe de compression

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg

Assortiment

Taille	Pied
1, 2, 3, 4, 5, 6	Fermé
Classe de compression	Modèle
1 et 2	AD





Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34



ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Mesures en cm



Bas de compression
faciles à
enfiler et à retirer

Scannez les codes QR pour regarder les vidéos.



AD
Bas genou
pied ouvert



Enfiler



AD
Bas genou
pied fermé



Enfiler



AG
Bas cuisse
pied fermé



Enfiler



AT
Panty
pied fermé



Enfiler



Retirer



Retirer



Retirer

Cutimed® Acute

Mousse hyper hydratante à base
de 5 % ou 10 % d'urée



URÉE

Une peau souple, douce et intensément hydratée

Fixe l'humidité dans la peau et améliore la capacité de la peau à retenir l'humidité.

Cutimed® Acute: l'expert pour les peaux sèches

Les 2 différentes concentrations d'urée peuvent convenir et sont recommandées pendant un traitement par compression.

5% 125 ml CNK. 2620-540

À utiliser sur les zones sèches et écailleuses de la peau - convient en cas de diabète

10% 125 ml CNK. 2620-557

À utiliser sur une peau extrêmement sèche, rêche et écaillée - convient en cas de diabète

Les avantages

- Absorption rapide par la peau
- Capacité hydratante élevée sans résidu gras
- N'obstrue pas les pores
- Une petite quantité permet de traiter une grande surface
- Composition spéciale*
- Hydratation très efficace
- Très bien supportée par le textile (p.ex. : les bas de compression)
- Facile à appliquer

* fait référence à Cutimed® Acute 5 % et 10 % d'urée

Cutimed®

Indications

Classe de compression 1

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Chevilles, jambes et pieds légèrement gonflés
- ✓ Varices légères sans formation d'œdème
- ✓ Varices légères pendant la grossesse
- ✓ Prévention du syndrome post-thrombotique

Classe de compression 2

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Varices modérées à sévères
- ✓ Varices modérées à sévères pendant la grossesse
- ✓ Premiers signes du syndrome post-thrombotique
- ✓ Après un stripping de varices
- ✓ Après une sclérothérapie
- ✓ Œdème post-traumatique et postopératoire
- ✓ Predisposition aux œdèmes
- ✓ Thrombophlébite superficielle
- ✓ Prévention d'ulcères récidivants

Classe de compression 3

- ✓ Ulcères veineux actifs
- ✓ Prévention des ulcères veineux récidivants
- ✓ Formation d'œdèmes sévère

Contre-indications

- ✓ Ischémie (p. ex. affections artérielles à un stade avancé)
- ✓ Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- ✓ Phlébite septique non traitée ; phlébite bleue

Dans les cas suivants, le port des bas élastiques thérapeutiques peut causer des problèmes :

- ✓ Immobilité (alitement) ; infections cutanées ; plaies exsudatives ; hypersensibilité à la matière et diminution de la sensibilité au niveau des extrémités (p. ex. en cas de diabète sucré). Des bas de compression thérapeutiques mal adaptés peuvent entraîner une nécrose de la peau, une atteinte des nerfs périphériques due à la compression et une thrombose veineuse profonde.

Vous souhaitez de plus amples informations ?

www.JOBST.be vous pourrez retrouver un aperçu de la gamme JOBST ou prendre contact avec le représentant de votre région.




Trouvez le bon code CNK grâce à notre outil pratique de recherche de produits !



Découvrez-le maintenant sur www.jobstpharma.be

JOBST_CNK_FR
Essity Belgium SA-NV
Jobst CNK brochure Pharmacie_FR



JOBST®,
an Essity brand 07/2022

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b boîte 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.JOBST.be