



JOBST® Tricot plat

Elvarex - Elvarex Plus
Elvarex Soft - Elvarex Soft Seamless

Des bas de compression **sur mesure** pour vos **patients**

Chez JOBST, nous aidons les soignants à proposer le traitement le plus efficace qui convient aux besoins et au mode de vie du patient. La présente brochure vous propose plus d'informations concernant l'assortiment tricot plat de JOBST : JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Plus, JOBST Elvarex Soft et JOBST Elvarex Soft Seamless.

JOBST® offre une efficacité thérapeutique optimale

- ✓ La structure d'Elvarex crée un effet de micromassage sur la peau, en particulier lors des mouvements, qui améliore le flux lymphatique.
- ✓ Elvarex Soft est fabriqué à partir d'un mélange particulier de fils à la texture douce et hautement perméables à l'air, qui protège les peaux sèches, sensibles ou délicates des patients.
- ✓ Des innovations telles que les zones de confort et la technologie SoftFit, offrent un surcroît de confort aux patients.

Des innovations pour plus de **confort**



Offrez plus de liberté à vos patients !

Le genou et le coude peuvent être des zones sensibles pour les patients. Les **zones de confort pour le genou et le coude** JOBST sont conçues pour améliorer la mobilité autour des articulations et offrir plus de confort. La technique de tricot spéciale des zones de confort améliore la coupe autour du genou et du coude, tout en assurant en outre la compression nécessaire.



La **zone de confort haut** se compose d'une jambière rehaussée à l'avant et sur le côté de la cuisse, laquelle assure une meilleure coupe anatomique de l'aine aux fesses. Cette coupe convient aux patients présentant une morphologie variée, notamment les patients souffrant d'œdème lymphatique, avec un volume important au niveau des jambes, des cuisses disproportionnées et/ou un fessier tombant.

Grâce à une **technique de tricot tridimensionnelle** spéciale, la coupe anatomique des gants et couvre-orteils d'Elvarex® Plus et Elvarex® Soft Seamless est améliorée. La **finition sans couture** procure également aux patients plus de confort et une plus grande liberté de mouvement.



Ne comprime pas et ne glisse pas

La **technologie SoftFit** est conçue pour ne pas comprimer la peau au bord du bas, tout en maintenant le bas au bon endroit et en offrant la compression nécessaire. Des fils en silicone sont intégrés dans le bord, lui assurant ainsi une douce adhérence, sans accroître la pression sur la peau. Grâce au bord SoftFit, les patients sont moins gênés par les bas qui descendent, mais ils souffrent également moins d'inconfort.



JOBST® Elvarex

Le bas en tricot plat solide pour un œdème lymphatique modéré à sévère.

Avantages de JOBST® Elvarex

- Un soutien ferme pour un traitement efficace de l'œdème lymphatique
- Meilleure coupe anatomique
- Une structure de tricot spéciale favorise la circulation de l'air, pour plus de confort



Assortiment de bas pour les jambes

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 - 2 - 3 - 3 Forte - 4 - 4 Super
Bande de maintien
<ul style="list-style-type: none"> • Micropicots • SoftFit
Zones de confort
<ul style="list-style-type: none"> • Zone de confort genou • Zone de confort haut
Pied
Ouvert et fermé
Options panty (AT)
<ul style="list-style-type: none"> • Pantalon de compression (disponible en matériau Elvarex et Bellavar) • Braguette • Élastique de bouttonnière • Version homme

Composition				
Classe	Coton	Polyamide	Élasthane	Élastodiène
1		72 %	16 %	12%
2	29 %	40 %	10 %	21 %
3	41 %	32 %	6 %	21 %
3F	41 %	27 %	6 %	26 %
4	39 %	26 %	5 %	30 %
4S	39 %	24 %	5 %	32 %
Couleurs				
Beige		Noir		Cranberry
Anthracite		Café		Navy
Henna		Denim		Graphite

“ La zone de confort du genou me procure la liberté nécessaire pour bouger et vivre. ”

Peter Hendriks, patient présentant un œdème lymphatique*

Versions

Bas pour jambe						
 AA	 AB	 AB1	 AD	 AF	 AG	 AGT
 AT	 AG-HT	 BIG	 BD	 BG	 CG	 CGT
 CG-HT	 DF	 BT	 CT	 FT	 GT	 HT

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l'ensemble des combinaisons et options possibles.

* Nom d'emprunt pour des raisons de respect de la vie privée



Assortiment de bas pour les bras

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 - 2 - 2 Forte
Bande de maintien
<ul style="list-style-type: none"> • Micropicots • SoftFit • Fixation soutien-gorge • Bretelle épaule
Zones de confort
Zone de confort pour le coude
Options gants
<ul style="list-style-type: none"> • Sans doigts, sans pouce • Sans doigts, avec pouce • Avec doigts, avec pouce

Composition			
Classe	Polyamide	Élasthane	Élastodiène
1	73 %	15 %	12 %
2	70 %	10 %	20 %
2F	63 %	10 %	27 %
Couleurs			
Beige	Noir	Cranberry	
Caramel	Macchiato	Navy	Rouge rubis

Versions

Bas pour bras				
 AC1	 AE	 AG	 AG1	 AH
 DF	 CE	 CG	 CG1	 CH

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l'ensemble des combinaisons et options possibles.

“ Je suis extrêmement satisfaite de mon bas pour bras Elvarex. C'est un bas confortable et de bonne qualité. L'option SoftFit a encore amélioré le confort. ”

Margreet de Winter, patiente présentant un œdème lymphatique*


* Nom d'emprunt pour des raisons de respect de la vie privée

JOBST® Elvarex Plus

La nouvelle génération en tricot plat pour les œdèmes lymphatiques modérés à sévères

Avantages de JOBST® Elvarex Plus

- Une meilleure coupe anatomique grâce à la technique de tricot tridimensionnelle et à la finition sans couture
- Une plus grande liberté de mouvement et moins de lésions dues à la pression grâce à la finition sans couture
- Un soutien ferme pour une gestion efficace de l'œdème



Assortiment couvre-orteils

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 et 2
Options
<ul style="list-style-type: none"> • 4 orteils (sans petit orteil) • 5 orteils

Couleurs		
Beige	Noir	Cranberry
Anthracite	Café	Navy

Assortiment gant

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 et 2
Options
<ul style="list-style-type: none"> • Sans doigts, avec pouce • Avec doigts, avec pouce

Couleurs			
Beige	Noir	Cranberry	
Caramel	Macchiato	Navy	Rouge rubis

Versions

Couvre-orteils	Gant	
		
AA	AC1	AE


Composition			
Classe	Polyamide	Élasthane	Élastodiène
1	73 %	15 %	12 %
2	70 %	10 %	20 %

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l'ensemble des combinaisons et options possibles.


“ Je reçois d'excellents retours de patients quant au confort des gants et couvre-orteils de JOBST Elvarex Plus. La plus grande liberté de mouvement assure une meilleure circulation, ce qui permet à l'œdème de se stabiliser. Elvarex Plus est vraiment une valeur ajoutée : je recommande Elvarex Plus à tout le monde ! ”

Denise De Meester, bandagiste chez De Meester BV à Mol, a 35 ans d'expérience dans la mesure de bas chez des patients de sa région.


JOBST® Elvarex Plus




La technique de tricot tridimensionnelle suit très précisément chaque courbe du corps et offre une sensation de deuxième peau.




La partie pouce ergonomique aide à réduire les lésions dues à la pression autour de la base du pouce.



Une zone sans pression le long des bords entourant le bras assure une gestion de la compression fiable.



Une finition sans couture pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement.



Une technique de tricot sans couture réduit les frottements entre les doigts et les orteils.






JOBST® Elvarex Soft

La nouvelle génération en tricot plat pour les œdèmes lymphatiques modérés à sévères

Avantages de JOBST® Elvarex Soft

- Respectueux de la peau grâce à un mélange de fils à la texture douce
- Plus facile à enfiler
- Haute perméabilité à l'air



Assortiment de bas pour les jambes

Disponible en
Sur mesure et confection (confection : AD uniquement)
Classe de compression (RAL)
CCL 1, 2 et 3
Bande de maintien
<ul style="list-style-type: none"> • Micropicots • SoftFit (sur mesure)
Pied
<ul style="list-style-type: none"> • Ouvert • Fermé (uniquement sur mesure)
Options panty (AT)
<ul style="list-style-type: none"> • Pantalon de compression (disponible en matériau Elvarex Soft) • Élastique de boutonnière

Composition		
Classe	Polyamide	Élasthane
1	70 %	30 %
2	65 %	35 %
3	60 %	40 %
Couleurs		
Beige	Noir	Cranberry
Anthracite	Café	Navy
		Rouge rubis

Couleurs confection
Beige

Assortiment de bas pour les bras

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 et 2
Bande de maintien
<ul style="list-style-type: none"> • Micropicots • SoftFit


Composition			
Classe	Polyamide	Élasthane	
1	70 %	30 %	
2	65 %	35 %	
Couleurs			
Beige	Noir	Cranberry	Macchiato
Anthracite	Café	Navy	Rouge rubis

Versions

Bas pour jambe							Bas pour bras
							
AD	AG	AGT	BT	CT	FT	AT	CG1

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l'ensemble des combinaisons et options possibles.

Tableau des mesures confection



Point de mesure	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cD	28-32	32-36	30-34	34-38	32-36	36-40	34-38	38-42	36-40	40-44	38-42	42-46
cC	29-33	33-37	31-35	35-39	33-37	37-41	35-39	39-43	37-41	41-45	39-43	43-47
cB1	23-26	24-27	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D : ℓ D petite : 34 - 39 cm | ℓ D regular : 40 - 45 cm

JOBST® Elvarex Soft Seamless

Le tricot plat sans couture pour l'œdème lymphatique léger à moyen

Avantages de JOBST® Elvarex Soft Seamless

- Fabriqué en Elvarex Soft, un matériau doux et respectueux de la peau pour améliorer le sens du toucher
- Épouse l'anatomie pour une coupe parfaite, y compris entre les doigts et les orteils
- Conçu pour être extrêmement résistant à l'usure



Assortiment couvre-orteils

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 et 2
Options
<ul style="list-style-type: none"> • 4 orteils (sans petit orteil)

Composition			
Classe	Polyamide	Élasthane	
1	70 %	30 %	
2	65 %	35 %	
Couleurs			
Beige	Noir	Cranberry	
Anthracite	Café	Navy	Rouge rubis

Assortiment gant

Disponible en
Sur mesure
Classe de compression (RAL)
CCL 1 et 2
Options
<ul style="list-style-type: none"> • Sans doigts, avec pouce • Avec doigts, avec pouce

Composition			
Classe	Polyamide	Élasthane	
1	70 %	30 %	
2	65 %	35 %	
Couleurs			
Beige	Noir	Cranberry	Macchiato
Anthracite	Café	Navy	Rouge rubis

Versions

Couvre-orteils	Gant	
		
AA	AC1	AE

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l'ensemble des combinaisons et options possibles.

JOBST® Tricot plat

JOBST® Elvarex

- Un soutien ferme pour un traitement efficace
 - Une meilleure coupe anatomique
 - Une structure de tricot spéciale favorise la circulation de l'air, pour plus de confort
- 

JOBST® Elvarex Plus

- Une meilleure coupe anatomique grâce à la technique de tricot tridimensionnelle et à la finition sans couture
 - Une plus grande liberté de mouvement et moins de lésions dues à la pression grâce à la finition sans couture
 - Un soutien ferme pour une gestion efficace de l'œdème
- 

JOBST® Elvarex Soft

- Respectueux de la peau grâce à un mélange de fils à la texture douce
 - Plus facile à enfiler
 - Haute perméabilité à l'air
- 

JOBST® Elvarex Soft Seamless

- Fabriqué en Elvarex Soft, un matériau doux et respectueux de la peau pour améliorer le sens du toucher
 - Épouse l'anatomie pour une coupe parfaite, y compris entre les doigts et les orteils
 - Conçu pour être extrêmement résistant à l'usure
- 