



Libérez
votre
quotidien



Bas de compression JOBST®

UltraSheer - UltraSheer Diamond - Opaque
Maternity - Classic - Sport - ForMen Explore



Table des matières

Avant-propos	4
JOBST® UltraSheer	6
JOBST® UltraSheer Diamond	14
JOBST® Opaque RAL	16
JOBST® Maternity RAL	18
JOBST® Classic RAL	20
JOBST® Sport	22
JOBST® ForMen Explore RAL	24
Indications	27

Avant-propos

JOBST® Bas de compression thérapeutiques

Cette brochure vous présente la gamme de bas sans couture destinée aux bandagisteries. Cette gamme est adaptée aux besoins des patients qui se présentent chez vous pour un traitement compressif.

Confort

Les bas de compression JOBST sont conçus pour rester confortable du début à la fin de la journée. JOBST utilise des fibres durables, douces et légères: la transpiration est évacuée.

Santé

Les bas de compression JOBST favorisent la circulation sanguine et sont dès lors spécialement conçus pour soulager les jambes fatiguées et douloureuses. Grâce à la compression dégressive graduelle exercée sur les jambes, ils conviennent parfaitement pour un traitement des affections veineuses. Les bas JOBST garantissent un traitement efficace tout en maintenant le confort et l'élégance pour le patient.

Élégance

Les bas de compression thérapeutique JOBST renforcent vos jambes et épousent leurs formes. Leur diversité de transparence, de couleur et de texture offre un large choix de bas de compression élégants pour toutes les occasions.

Un confort optimal grâce à la **technologie SoftFit**

Disponible dans les modèles **JOBST UltraSheer** et **JOBST Opaque**

L'efficacité d'un traitement compressif ne dépend pas uniquement de la compression graduelle qu'exercent les bas, mais aussi du respect du traitement par le patient. Le confort des patientes est dès lors d'une importance cruciale pour la réussite du traitement compressif. Néanmoins, de nombreux bas peuvent serrer au niveau du bord. C'est la raison pour laquelle JOBST a imaginé la **technologie SoftFit**. Cette technologie innovante améliore le confort grâce à un fil spécifiquement tricoté qui maintient les bas en place et épouse la peau tout en douceur.

La technologie SoftFit

Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent

COMPRESSION 100 %
GRADUELLE

La **technologie SoftFit** réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



CLINIQUEMENT PROUVÉ

CONFORT
AMÉLIORÉ

La **technologie SoftFit** un confort optimal.

JOBST® UltraSheer

Le bas de compression en toute élégance

JOBST UltraSheer offre à vos patientes une compression dégressive associée à un modèle élégant et très confortable. Grâce aux fils guipés et au talon renforcé, JOBST UltraSheer convient pour une utilisation prolongée. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour vos patientes et leurs jambes.

Assortiment

Taille	Pied
S, M, L et XL	Ouvert et fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AD, AG, AT et AT-MAT



Transparent

Ultra transparent avec une grande élasticité pour de belles jambes tout en élégance



Breathable

Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité de JOBST Advanced Comfort, le fil doux et perméable à l'air assure un confort optimal



Shimmering

Un look scintillant et 7 couleurs à la mode vous laissent le choix pour chaque occasion

Couleurs

Natural	Sun Bronze	Classic Black	
Honey	Suntan	Anthracite	Espresso

Bandes de maintien



SoftFit disponible pour les bas genou



Trame à picots (dot)



Dentelle avec bandes en silicone (bijou)



JOBST® UltraSheer

Les bas thérapeutiques JOBST UltraSheer offrent aux patientes une **compression dégressive** ainsi que le confort et l'élégance. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



La technologie SoftFit

Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



Modèles



AD
Bas genou
(pied fermé)



AD
Bas genou
(pied ouvert)



AG
Bas cuisse
(pied fermé)



AG
Bas cuisse
(pied ouvert)



AT
Panty
(pied fermé)



AT-MAT
Panty maternité
(pied fermé)



Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse	Hanches	Hanches (grossesse)
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet	 cG la plus grande circonférence de la cuisse	 cH la plus grande circonférence des hanches	 cH la plus grande circonférence des hanches
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm
Tailles spéciales					
Petite taille	 AD Petite (ℓD) < 38 cm			 AG Petite (ℓG) < 68,5 cm	

Prise des mesures

Pour le bas genou : mesurez la circonférence de la cheville et du mollet.

Pour le bas cuisse : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet et de la cuisse.

Pour les pantys et pantys de maternité : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet, de la cuisse et des hanches.

JOBST® UltraSheer

Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	soft fit		
		Natural	Honey	Sun Bronze
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7768200	7516528	7516531
	M	7768201	7516628	7516631
	L	7768202	7516728	7516731
	XL	7768203	7516828	7516831
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7768212	7520123	7520130
	M	7768213	7520223	7520230
	L	7768214	7520323	7520330
	XL	7768215	7520423	7520430
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7768224	7524124	7524129
	M	7768225	7524224	7524229
	L	7768226	7524324	7524329
	XL	7768227	7524424	7524429

Compression mmHg	Taille	soft fit			
		Suntan	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7516526	7516529	7516527	7768206
	M	7516626	7516629	7516627	7768207
	L	7516726	7516729	7516727	7768208
	XL	7516826	7516829	7516827	7768209
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7520120	7520121	7520122	7768218
	M	7520220	7520221	7520222	7768219
	L	7520320	7520321	7520322	7768220
	XL	7520420	7520421	7520422	7768221
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7524122	7524125	7524123	7768230
	M	7524222	7524225	7524223	7768231
	L	7524322	7524325	7524323	7768232
	XL	7524422	7524425	7524423	7768233



Bas genou AD (pied ouvert)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7516530		7516507
	M	7516630		7516607
	L	7516730		7516707
	XL	7516830		7516807
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7520129	7520128	7520127
	M	7520229	7520228	7520227
	L	7520329	7520328	7520327
	XL	7520429	7520428	7520427
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7524128		7524127
	M	7524228		7524227
	L	7524328		7524327
	XL	7524428		7524427

Bas genou AD version courte (petite) pour jambes plus courtes (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Suntan	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7540802	7540803	7540801
	M	7540902	7540903	7540901
	L	7541002	7541003	7541001
	XL	7541502	7541503	7541501
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7543502	7543503	7543501
	M	7543602	7543603	7543601
	L	7543702	7543703	7543701
	XL	7543802	7543803	7543801

Bas genou AD version courte (petite) pour jambes plus courtes (pied ouvert)



Compression mmHg	Taille	Natural	Black
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7543505	7543504
	M	7543605	7543604
	L	7543705	7543704
	XL	7543805	7543804

JOBST® UltraSheer

Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien en dentelle)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Suntan
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7516922	7516925	7516923
	M	7517022	7517025	7517023
	L	7517122	7517125	7517123
	XL	7517222	7517225	7517223
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7520523	7520527	7520524
	M	7520623	7520627	7520624
	L	7520723	7520727	7520724
	XL	7520823	7520827	7520824
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7524520	7524523	7524521
	M	7524620	7524623	7524621
	L	7524720	7524723	7524721
	XL	7524820	7524823	7524821

Compression mmHg	Taille	Espresso	Anthracite	Classic Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7516926	7516924	7516904
	M	7517026	7517024	7517004
	L	7517126	7517124	7517104
	XL	7517226	7517224	7517204
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7520525	7520526	7520504
	M	7520625	7520626	7520604
	L	7520725	7520726	7520704
	XL	7520825	7520826	7520804
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7524524	7524522	7524504
	M	7524624	7524622	7524604
	L	7524724	7524722	7524704
	XL	7524824	7524822	7524804

Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural	Sun Bronze	Suntan	Classic Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7542502	7542506	7542503	7542501
	M	7542602	7542606	7542603	7542601
	L	7542702	7542706	7542703	7542701
	XL	7542802	7542806	7542803	7542801
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7543902	7543908	7543903	7543901
	M	7544002	7544008	7544003	7544001
	L	7544102	7544108	7544103	7544101
	XL	7544202	7544208	7544203	7544201

Bas cuisse AG version courte (petite) pour les jambes plus courtes (pied fermé, bande de maintien en dentelle)



Compression mmHg	Taille	Natural	Suntan	Classic Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7542902	7542903	7542901
	M	7543002	7543003	7543001
	L	7543102	7543103	7543101
	XL	7543202	7543203	7543201
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7544302	7544303	7544301
	M	7544402	7544403	7544401
	L	7544502	7544503	7544501
	XL	7544602	7544603	7544601

Bas cuisse AG (pied ouvert, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Classic Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7542505		7542504
	M	7542605		7542604
	L	7542705		7542704
	XL	7542805		7542804
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7543906	7543905	7543904
	M	7544006	7544005	7544004
	L	7544106	7544105	7544104
	XL	7544206	7544205	7544204
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7545304		
	M	7545404		
	L	7545504		
	XL	7545604		

Bas cuisse AG version courte (petite) pour les jambes plus courtes (pied ouvert, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7543907
	M	7544007
	L	7544107
	XL	7544207

JOBST® UltraSheer

Panty AT (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Sun Bronze
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7517312	7517315	7517317
	M	7517412	7517415	7517417
	L	7517512	7517515	7517517
	XL	7517612	7517615	7517617
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7520913	7520917	7520918
	M	7521013	7521017	7521018
	L	7521113	7521117	7521118
	XL	7521213	7521217	7521218
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7524913	7524916	7524918
	M	7525013	7525016	7525018
	L	7525113	7525116	7525118
	XL	7525213	7525216	7525218

Compression mmHg	Taille	Suntan	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7517313	7517316	7517314	7517304
	M	7517413	7517416	7517414	7517404
	L	7517513	7517516	7517514	7517504
	XL	7517613	7517616	7517614	7517604
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7520914	7520915	7520916	7520904
	M	7521014	7521015	7521016	7521004
	L	7521114	7521115	7521116	7521104
	XL	7521214	7521215	7521216	7521204
30-40 mmHg (Classe 3)	S	7524914	7524917	7524915	7524904
	M	7525014	7525017	7525015	7525004
	L	7525114	7525117	7525115	7525104
	XL	7525214	7525217	7525215	7525204

Panty maternité AT-MAT (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Classic Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7517704	7517701
	M	7517804	7517801
	L	7517904	7517901
	XL	7518004	7518001
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7521306	7521303
	M	7521406	7521403
	L	7521506	7521503
	XL	7521606	7521603



JOBST® UltraSheer Diamond

Le bas de compression élégant au motif à losanges

JOBST UltraSheer Diamond allie un traitement par compression et une élégance exceptionnelle. Spécialement imaginé pour les femmes soucieuses de la mode, ce bas présente un superbe motif à losanges qui crée un look élégant et contemporain. Disponible dans deux couleurs très chics : Black et Espresso.

Assortiment

Taille	Pied
S, M, L et XL	Fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AG et AT



Ultra transparent avec une grande élasticité pour de belles jambes tout en élégance



Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité de JOBST Advanced Comfort, le fil doux et perméable à l'air assure un confort optimal



Un aspect satiné et un motif à losanges élégant, parfait pour une tenue de travail et de soirée

Couleurs



Bande de maintien



Trame à picots (dot)



Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse	Hanches	Hanches (grossesse)
	cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	cC la plus grande circonférence du mollet	cG la plus grande circonférence de la cuisse	cH la plus grande circonférence des hanches	cH la plus grande circonférence des hanches
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm

Prise des mesures

Pour le bas cuisse : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet et de la cuisse.

Pour les pantys : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet, de la cuisse et des hanches.

Modèles



AG
Bas cuisse
(pied fermé)



AT
Panty
(pied fermé)

TECHNOLOGIE BREVETÉE




Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Espresso	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7279604	7363500
	M	7279605	7363501
	L	7279606	7363502
	XL	7279607	7363503
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7279704	7363600
	M	7279705	7363601
	L	7279706	7363602
	XL	7279707	7363603

Panty AT (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Espresso	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	7279608	7363700
	M	7279609	7363701
	L	7279610	7363702
	XL	7279611	7363703
20-30 mmHg (Classe 2)	S	7279708	7363800
	M	7279709	7363801
	L	7279710	7363802
	XL	7279711	7363803

JOBST® Opaque RAL

Les bas de compression confortables pour tous les jours

JOBST Opaque est un bas sans couture très confortable à compression dégressive. Le fil spécial Nilit Aquarius et la technique de tissage innovante permettent d'enfiler les bas très facilement et les rendent plus doux que jamais. Il s'agit en outre d'un bas solide et durable à porter au quotidien.



Dissimule les petites imperfections et est disponible dans des couleurs élégantes faciles à associer



L'humidité est évacuée efficacement grâce à la technologie JOBST Advanced Comfort, qui aide à garder les pieds au sec




Plus soyeux que jamais, grâce à une combinaison de fils doux à base de 60 % de polyamide et de 40 % d'élasthanne

Couleurs

Natural	Golden Beige	Caramel	
Tan	Bronze	Espresso	
Cranberry	Navy	Anthracite	Black

Bandes de maintien



SoftFit disponible pour les bas genou (AD) / Sensitive disponible pour les bas cuisse (AG)



Trame à picots (dot)



Dentelle avec bandes en silicone (bijou)



JOBST® Opaque

JOBST Opaque offre aux patientes des bas thérapeutiques qui allient **compression dégressive**, confort et élégance. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST Opaque bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.




La technologie SoftFit

Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



Modèles



Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied	Bande de maintien	Culotte
AD	1 - 2	Pied fermé + ouvert	Trame à picots (2,5 cm & 5 cm) SoftFit (2,5 cm)	
AG	1 - 2	Pied fermé + ouvert	Trame à picots (5 cm & 5 cm Wide) Bijou (5 cm & 5 cm Wide) Sensitive (5 cm)	
AGT	1 - 2	Pied fermé + ouvert		
AT	1 - 2	Pied fermé + ouvert		Braguette Culotte maxi




Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT (AT Maxi)	> 80 cm		> 90 cm		> 90 cm		> 110 cm		> 110 cm		> 120 cm	
cH (AT Maxi)	> 95 cm		> 105 cm		> 105 cm		> 125 cm		> 125 cm		> 135 cm	
cG Bord en silicone	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D
 lD petite : 34 - 38 cm
 lD regular : 38 - 45 cm

Longueur G
 lG petite : 60 - 69 cm
 lG regular : 69 - 80 cm

Longueur K (pour panty)
 lK petite : 65 - 75 cm
 lK regular : 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm

JOBST® Maternity **RAL**

Les bas de compression pour la grossesse

Pendant la grossesse, le corps subit des changements hormonaux qui peuvent avoir différentes conséquences. La tension artérielle et le volume sanguin augmentent pour nourrir le bébé en pleine croissance, ce qui peut également faire apparaître des symptômes tels que des jambes douloureuses, des chevilles gonflées, et qui accroît le risque de varices.

Il n'y a là rien d'anormal pendant la grossesse, mais ces changements peuvent être douloureux et avoir une influence sur la vie de tous les jours (par exemple lorsqu'on ne parvient plus à rentrer dans ses chaussures). À cette période de la vie, vos jambes méritent davantage d'attention et de soin. Grâce aux bas de compression JOBST Maternity, vous vous sentirez directement plus légère.



La pièce abdominale SoftFlex sur le panty JOBST Maternity Opaque assure une compression adaptée à la croissance du ventre sans sacrifier le confort. Cette zone extensible spécifique épouse la peau sensible autour de la taille.



Le mélange spécial de fils et la zone de ventilation rendent nos bas de compression de grossesse particulièrement doux au toucher.



La ventilation et la gestion de l'humidité optimales aident à garder les pieds au sec.

Couleurs

Caramel	Black	
Anthracite	Navy	Cranberry



Spécialement conçu pour une meilleure circulation de l'air

Par cette zone de ventilation unique, nous souhaitons offrir une sensation de confort et de fraîcheur accrue. La qualité prouvée de JOBST Opaque est encore améliorée grâce à la zone de ventilation intégrée pour une circulation optimale de l'air.

Nous avons placé la zone de ventilation judicieusement sous le creux entre les orteils et la pointe du pied afin de garantir une circulation de l'air encore meilleure.



Modèles



AT
Panty
(pied fermé)



AT
Panty
(pied ouvert)

Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied	Culotte
AT	1 - 2	Pied fermé + ouvert	Pièce abdominale SoftFlex




Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

Longueur K (pour panty)
 K petite : 65 - 75 cm
 K regular : 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm

JOBST® Classic **RAL**

Pour toutes les activités

JOBST Classic convient pour toutes les activités grâce à une compression dégressive et un tissu composé à 63 % de polyamide et 37 % d'élasthanne. Un choix parfait pour elle comme pour lui, puisqu'il est disponible dans un modèle de bas lisse, élégant ainsi que dans un modèle sportif à côtes. JOBST Classic est également disponible dans une version plus longue en AG (long). Étant donné les nombreuses options qui existent, JOBST Classic offre pour chaque occasion une version adaptée dans un large spectre thérapeutique.



Durable

Grâce au double fil de renforcement guipé, JOBST Classic résiste particulièrement bien à l'usure et son contact est agréable sur la peau



Strong Hold

Lutte activement contre l'œdème



Breathable

Le fil Active-Comfort en LYCRA est perméable à l'air et évacue l'humidité de manière optimale grâce à l'effet Microtherm

Couleurs



Perle

Sand

Black

Bandes de maintien



SoftFit disponible pour les bas genou (AD)



Trame à picots (dot)



La technologie SoftFit

Finis les bas qui serrent au niveau du bord, finis les bas qui tombent


Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.

Fil Active-Comfort

Le fil Active-Comfort en LYCRA® assure l'élasticité, un grand confort et une coupe parfaite.



Modèles



Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied	Bande de maintien	Culotte
AD	2-3	Pied fermé + ouvert	Trame à picots (2,5 cm & 5 cm) SoftFit (2,5 cm)	
AG	2-3	Pied fermé + ouvert	Trame à picots (5 cm & 5 cm Wide)	
AGT	2-3	Pied fermé + ouvert		
AT	2-3	Pied fermé + ouvert		Braguette




Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cG Bord en silicone	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D
 lD petite : 34 - 38 cm
 lD regular : 38 - 45 cm

Longueur G
 lG petite : 60 - 69 cm
 lG regular : 69 - 80 cm
 lG long : 80 - 90 cm

Longueur K (pour panty)
 lK petite : 65 - 75 cm
 lK regular : 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm

Le bas de compression des athlètes

JOBST Sport offre un traitement par compression efficace sous la forme d'un bas spécifique pour les athlètes. Ce bas de compression unisexe ressemble à un bas classique pour le sport. Le fil spécial utilisé en fait un bas extrêmement doux et facile à enfiler.



Les coussinets anatomiques au niveau du talon et de la plante du pied assurent un confort optimal pendant les activités sportives



Gestion efficace des odeurs grâce aux fibres contenant du charbon actif




Une technologie spéciale reposant sur des microfibres élimine l'humidité pour garder les pieds au frais et au sec

Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	1-2	Fermé

Couleurs



Bas genou AD (pied fermé)

Compression	Taille	Pink/grey	White/grey	Black/grey	Royal blue/grey	Black/cool black
Classe 1 : 15-20 mmHg	S	75289-60	75289-20	75289-30	75289-80	75289-70
	M	75289-61	75289-21	75289-31	75289-81	75289-71
	L	75289-62	75289-22	75289-32	75289-82	75289-72
	XL	75289-63	75289-23	75289-33	75289-83	75289-73
Classe 2 : 20-30 mmHg	S	75290-60	75290-20	75290-30	75290-80	75290-70
	M	75290-61	75290-21	75290-31	75290-81	75290-71
	L	75290-62	75290-22	75290-32	75290-82	75290-72
	XL	75290-63	75290-23	75290-33	75290-83	75290-73



Tableau des tailles



Taille	Cheville	Mollet
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

JOBST® ForMen Explore **RAL**

Le bas de compression quotidien pour les hommes

Ce bas de compression médical est parfait pour les douleurs aux jambes: il est agréable à porter au travail comme dans les loisirs. Ce modèle élégant de JOBST ForMen Explore s'inspire des bas pour hommes les plus vendus. Le talon anatomique, la zone sans compression à la base des orteils et le bout du pied à coutures plates assurent un confort optimal.

Assortiment

Taille	Pied
1, 2, 3, 4, 5, 6	Fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AD

Couleurs

Khaki	Navy
Dark grey	Black



L'extraordinaire résistance de la matière fait de JOBST ForMen Explore un produit polyvalent et durable



Grâce à une technologie spéciale au charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau




Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular : 39 - 45 cm
ℓD long : 45 - 51 cm

Les tailles sont exprimées en cm



Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Dark grey	Navy	Black
18-21 mmHg (Classe 1)	I	7950800	7950806	7950812	7950824
	II	7950801	7950807	7950813	7950825
	III	7950802	7950808	7950814	7950826
	IV	7950803	7950809	7950815	7950827
	V	7950804	7950810	7950816	7950828
	VI	7950805	7950811	7950817	7950829
23-32 mmHg (Classe 2)	I	7951000	7951006	7951012	7951024
	II	7951001	7951007	7951013	7951025
	III	7951002	7951008	7951014	7951026
	IV	7951003	7951009	7951015	7951027
	V	7951004	7951010	7951016	7951028
	VI	7951005	7951011	7951017	7951029
34-46 mmHg (Classe 3)	I	7951200	7951206	7951212	7951224
	II	7951201	7951207	7951213	7951225
	III	7951202	7951208	7951214	7951226
	IV	7951203	7951209	7951215	7951227
	V	7951204	7951210	7951216	7951228
	VI	7951205	7951211	7951217	7951229

Bas genou long AD pour les jambes plus longues (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Dark grey	Navy	Black
18-21 mmHg (Classe 1)	I	7950900	7950906	7950912	7950924
	II	7950901	7950907	7950913	7950925
	III	7950902	7950908	7950914	7950926
	IV	7950903	7950909	7950915	7950927
	V	7950904	7950910	7950916	7950928
	VI	7950905	7950911	7950917	7950929
23-32 mmHg (Classe 2)	I	7951100	7951106	7951112	7951124
	II	7951101	7951107	7951113	7951125
	III	7951102	7951108	7951114	7951126
	IV	7951103	7951109	7951115	7951127
	V	7951104	7951110	7951116	7951128
	VI	7951105	7951111	7951117	7951129
34-46 mmHg (Classe 3)	I	7951300	7951306	7951312	7951324
	II	7951301	7951307	7951313	7951325
	III	7951302	7951308	7951314	7951326
	IV	7951303	7951309	7951315	7951327
	V	7951304	7951310	7951316	7951328
	VI	7951305	7951311	7951317	7951329

Cutimed® Acute

Mousse hyper hydratante à base
de 5 % ou 10 % d'urée



URÉE

Une peau souple, douce et intensément hydratée

Fixe l'humidité dans la peau et améliore la capacité de la peau à retenir l'humidité.

Cutimed® Acute : l'expert pour les peaux sèches

Les 2 différentes concentrations d'urée peuvent convenir et sont recommandées pendant un traitement par compression.

5 % 125 ml

À utiliser sur les zones sèches et écaillées de la peau - convient en cas de diabète

10 % 125 ml

À utiliser sur une peau extrêmement sèche, rêche et écaillée - convient en cas de diabète

Les avantages

- Absorption rapide par la peau
- Capacité hydratante élevée sans résidu gras
- N'obstrue pas les pores
- Une petite quantité permet de traiter une grande surface
- Composition spéciale*
- Hydratation très efficace
- Très bien supportée par le textile (p. ex. : les bas de compression)
- Facile à appliquer

* fait référence à Cutimed® Acute 5 % et 10 % d'urée

Cutimed®

Indications

RAL et NON RAL

Classe de compression 1

RAL (18-21 mmHg) / NON RAL (15-20 mmHg)

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Chevilles, jambes et pieds légèrement gonflés
- ✓ Varices légères sans formation d'œdème
- ✓ Varices légères pendant la grossesse
- ✓ Prévention du syndrome post-thrombotique

Classe de compression 2

RAL (23-32 mmHg) / NON RAL (20-30 mmHg)

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Varices modérées à sévères
- ✓ Varices modérées à sévères pendant la grossesse
- ✓ Premiers signes du syndrome post-thrombotique
- ✓ Après un stripping de varices
- ✓ Après une sclérothérapie
- ✓ Œdème post-traumatique et post-opératoire
- ✓ Predisposition aux œdèmes
- ✓ Thrombophlébite superficielle
- ✓ Prévention d'ulcères récidivants

Classe de compression 3

RAL (34-46 mmHg) / NON RAL (30-40 mmHg)

- ✓ Ulcères veineux actifs
- ✓ Prévention des ulcères veineux récidivants
- ✓ Formation d'œdèmes sévère

Contre-indications

- ✓ Ischémie (p. ex. affections artérielles à un stade avancé)
- ✓ Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- ✓ Phlébite septique non traitée ; phlébite bleue

Dans les cas suivants, le port des bas élastiques thérapeutiques peut causer des problèmes :


- ✓ Immobilité (alitement) ; infections cutanées ; plaies exsudatives ; hypersensibilité à la matière et diminution de la sensibilité au niveau des extrémités (p. ex. en cas de diabète sucré). Des bas de compression thérapeutiques mal adaptés peuvent entraîner une nécrose de la peau, une atteinte des nerfs périphériques due à la compression et une thrombose veineuse profonde.

Vous souhaitez de plus amples informations ?

Retrouvez un aperçu de la gamme JOBST sur www.JOBST.be ou contactez le représentant de votre région.



JOBST_SSS_FR
ES
Jobst SSS brochure RAL_FR



JOBST®,
an Essity brand 04/2020

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b boîte 3
1831 Diegem

Tél. +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.jobst.be