

**JOBST**®



Libérez  
votre  
quotidien

**Bas de compression JOBST® pour pharmacies**

UltraSheer - UltraSheer Diamond - Opaque

Casual Pattern - Sport - ForMen - ForMen Casual



# Table des matières

<b>Avant-propos</b>	4
<b>JOBST® UltraSheer</b>	6
<b>JOBST® UltraSheer Diamond</b>	14
<b>JOBST® Opaque</b>	16
<b>JOBST® Casual Pattern</b>	22
<b>JOBST® Sport</b>	24
<b>JOBST® ForMen</b>	26
<b>JOBST® ForMen Casual</b>	28
<b>Indications</b>	31

# Avant-propos

## JOBST® Bas de compression thérapeutiques

Dans cette brochure, vous trouverez la gamme de bas en tricot circulaire pour pharmacies. Cette gamme est adaptée aux besoins des patients qui se présentent chez vous pour un traitement par compression.

### Confort

Les bas de compression thérapeutiques JOBST sont conçus pour rester confortables du début à la fin de la journée. JOBST utilise des fibres durables, douces et légères qui évacuent la transpiration.

### Santé

Les bas de compression thérapeutiques JOBST favorisent la circulation sanguine et sont dès lors spécialement conçus pour soulager les jambes fatiguées et douloureuses. Grâce à la compression dégressive graduelle exercée sur les jambes, ils conviennent parfaitement pour accompagner un traitement des troubles veineux. Les bas JOBST garantissent un traitement efficace, sans sacrifier le confort et l'élégance.

### Élégance

Les bas de compression thérapeutique JOBST renforcent vos jambes et épousent leurs formes. Leur diversité de transparence, de couleur et de texture offre un large choix de bas de compression élégants pour toutes les occasions.

## Un confort optimal grâce à la **technologie SoftFit**

Disponible dans les modèles JOBST® UltraSheer et JOBST® Opaque

L'efficacité d'un traitement par compression ne dépend pas uniquement de la compression graduelle qu'exercent les bas, mais aussi du respect du traitement par le patient. Le confort des patients est dès lors d'une importance cruciale pour la réussite du traitement par compression. Néanmoins, de nombreux bas peuvent serrer au niveau du bord. C'est la raison pour laquelle JOBST a imaginé la **technologie SoftFit**. Cette technologie innovante améliore le confort grâce au fil tricoté qui maintient les bas en place et épouse la peau tout en douceur.

### La technologie **SoftFit**

Finis les bas qui serrent au niveau du bord, finis les bas qui tombent

COMPRESSION 100 %  
GRADUELLE

La technologie **SoftFit** réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



CLINIQUEMENT PROUVÉ

CONFORT  
AMÉLIORÉ

La technologie **SoftFit** permet aux patients d'apprécier un confort optimal.

# JOBST® UltraSheer

## Le bas de compression en toute élégance

JOBST UltraSheer offre à vos patients une compression graduelle associée à un modèle élégant et très confortable. Grâce aux fils guipés et au talon renforcé, JOBST UltraSheer convient pour une utilisation prolongée. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour vos patients et leurs jambes.

### Assortiment

Taille	Pied
S, M, L et XL	Ouvert et fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AD, AG, AT et AT-MAT



Ultrasensible avec une grande élasticité pour de belles jambes tout en élégance



Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité de JOBST Advanced Comfort, le fil doux et perméable à l'air assure un confort optimal




L'aspect satiné et les sept couleurs dans l'air du temps offrent une solution pour chaque occasion

### Couleurs

Natural	Honey	Sun Bronze	Suntan
Espresso	Anthracite	Black	

### 3 bords en silicone



SoftFit disponible pour le bas genou



Trame à picots (dot)



Dentelle avec bandes en silicone (bijou)



## JOBST® UltraSheer

Les bas thérapeutiques JOBST UltraSheer offrent aux patientes **une compression dégressive** ainsi que le confort et l'élégance. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

## JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie du JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



## La technologie SoftFit

**Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent**

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



### Modèles



**AD**  
Bas genou  
(pied fermé)



**AD**  
Bas genou  
(pied ouvert)



**AG**  
Bas cuisse  
(pied fermé)



**AG**  
Bas cuisse  
(pied ouvert)



**AT**  
Panty  
(pied fermé)



**AT-MAT**  
Collant maternité  
(pied fermé)



### Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse	Hanches	Hanches (Maternité)
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet	 cG la plus grande circonférence de la cuisse	 cH la plus grande circonférence des hanches	 cH la plus grande circonférence des hanches
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm
Tailles spéciales					
<b>Petite taille</b>	 AD Petite (ID) < 38 cm		 AG Petite (ID) < 68,5 cm		

Prise des mesures :

Pour le bas genou : mesurez la circonférence de la cheville et du mollet.

Pour le bas cuisse : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet et de la cuisse.

Pour les pantys et pantys de maternité : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet, de la cuisse et des hanches.

# JOBST® UltraSheer

## Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Sun Bronze	Suntan
15-20 mmHg (Classe 1)	S	3558-822	2608-644	2777-860	2609-980
	M	3558-830	2608-651	2777-878	2610-178
	L	3558-848	2608-685	2777-886	2610-202
	XL	3558-855	2608-693	2777-894	2610-210
20-30 mmHg (Classe 2)	S	3558-947	2608-917	2778-330	2610-723
	M	3558-954	2608-933	2778-348	2610-749
	L	3558-962	2608-941	2778-355	2610-756
	XL	3558-970	2608-966	2778-363	2610-764
30-40 mmHg (Classe 3)	S	3559-069	2609-394	2778-728	2610-038
	M	3559-077	2609-402	2778-736	2610-053
	L	3559-085	2609-410	2778-744	2610-079
	XL	3559-093	2609-428	2778-751	2610-087

## Bas genou AD (pied ouvert)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2610-442	-	2610-582
	M	2610-483	-	2610-624
	L	2610-509	-	2610-640
	XL	2610-525	-	2610-673
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2731-024	2731-123	2731-180
	M	2731-040	2731-131	2731-198
	L	2731-057	2731-149	2731-206
	XL	2731-099	2731-164	2731-222
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2731-453	-	2731-495
	M	2731-461	-	2731-503
	L	2731-479	-	2731-511
	XL	2731-487	-	2731-529

Compression mmHg	Taille	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2610-236	2608-602	3558-889
	M	2610-277	2608-610	3558-897
	L	2610-301	2608-628	3558-905
	XL	2610-335	2608-636	3558-913
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2610-772	2608-867	3559-002
	M	2610-780	2608-875	3559-010
	L	2610-798	2608-883	3559-028
	XL	2610-814	2608-909	3559-036
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2609-311	2609-352	3559-127
	M	2609-329	2609-360	3559-135
	L	2609-337	2609-378	3559-143
	XL	2609-345	2609-386	3559-150

## Bas genou petite taille AD pour les jambes plus courtes (pied fermé)




Compression mmHg	Taille	Natural	Suntan	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2783-553	2783-595	2783-637
	M	2783-561	2783-603	2783-645
	L	2783-579	2783-611	2783-652
	XL	2783-587	2783-629	2783-660
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2783-793	2783-835	2783-876
	M	2783-801	2783-843	2783-900
	L	2783-819	2783-850	2783-918
	XL	2783-827	2783-868	2783-934



# JOBST® UltraSheer

## Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien en dentelle)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Sun Bronze
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2610-046	2608-487	2610-061
	M	2610-707	2608-495	2610-806
	L	2610-715	2608-586	2610-822
	XL	2610-731	2608-594	2610-830
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2610-939	2609-279	2611-010
	M	2610-947	2609-287	2611-051
	L	2610-921	2609-295	2610-988
	XL	2610-954	2609-303	2611-069
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2610-194	2609-519	2610-293
	M	2610-228	2609-527	2610-319
	L	2610-251	2609-535	2610-327
	XL	2610-269	2609-543	2610-368

Compression mmHg	Taille	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2610-855	2608-404	2610-962
	M	2610-871	2608-438	2610-970
	L	2610-897	2608-446	2610-996
	XL	2610-913	2608-461	2611-002
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2611-085	2609-238	2611-176
	M	2611-093	2609-246	2611-184
	L	2611-077	2609-253	2611-168
	XL	2611-101	2609-261	2611-192
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2609-436	2609-477	2610-418
	M	2609-444	2609-485	2610-426
	L	2609-451	2609-493	2610-459
	XL	2609-469	2609-501	2610-475

## Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural	Sun Bronze	Suntan	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2778-066	2778-124	2778-173	2778-231
	M	2778-041	2778-140	2778-199	2778-249
	L	2778-082	2778-157	2778-207	2778-256
	XL	2778-108	2778-165	2778-223	2778-264
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2778-470	2778-512	2778-553	2778-637
	M	2778-454	2778-504	2778-579	2778-645
	L	2778-488	2778-520	2778-595	2778-652
	XL	2778-496	2778-538	2778-611	2778-678

## Bas cuisse petite taille AG pour les jambes plus courtes (pied fermé, bande de maintien en dentelle)



Compression mmHg	Taille	Natural	Suntan	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2783-678	2783-710	2783-751
	M	2783-686	2783-728	2783-769
	L	2783-694	2783-736	2783-777
	XL	2783-702	2783-744	2783-785
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2783-959	2784-031	2784-072
	M	2783-991	2784-049	2784-080
	L	2784-015	2784-056	2784-098
	XL	2784-023	2784-064	2784-106

## Bas cuisse AG (pied ouvert, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2731-248		2731-297
	M	2731-255		2731-305
	L	2731-263		2731-313
	XL	2731-271		2731-321
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2731-339	2731-370	2731-412
	M	2731-347	2731-388	2731-420
	L	2731-354	2731-396	2731-438
	XL	2731-362	2731-404	2731-446
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2731-537		
	M	2731-545		
	L	2731-552		
	XL	2731-560		

## Bas cuisse AG Petite (pied ouvert, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2731-651
	M	2731-669
	L	2731-677
	XL	2731-685

# JOBST® UltraSheer

## Panty AT (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Sun Bronze	Suntan
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2610-095	2608-743	2778-272	2611-119
	M	2611-028	2608-750	2778-280	2611-325
	L	2611-036	2608-768	2778-306	2611-341
	XL	2611-044	2608-776	2778-314	2611-366
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2611-242	2608-800	2778-686	2611-333
	M	2611-267	2608-818	2778-694	2611-358
	L	2611-226	2608-826	2778-702	2611-374
	XL	2611-283	2608-834	2778-710	2611-317
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2610-491	2609-634	2778-777	2610-558
	M	2610-517	2609-642	2778-785	2610-566
	L	2610-533	2609-659	2778-793	2610-590
	XL	2610-541	2609-667	2778-801	2610-608

Compression mmHg	Taille	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2611-259	2608-701	2611-127
	M	2611-275	2608-719	2611-200
	L	2611-291	2608-727	2611-218
	XL	2611-309	2608-735	2611-234
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2611-432	2608-859	2611-481
	M	2611-457	2608-842	2611-499
	L	2611-465	2608-784	2611-507
	XL	2611-424	2608-792	2611-473
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2609-592	2609-550	2610-616
	M	2609-600	2609-568	2610-632
	L	2609-618	2609-576	2610-665
	XL	2609-626	2609-584	2610-699

## Collant maternité AT- MAT(pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2611-390	2611-689
	M	2611-416	2611-713
	L	2611-630	2611-721
	XL	2611-663	2611-754
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2611-804	2611-853
	M	2611-820	2611-879
	L	2611-838	2611-895
	XL	2611-796	2611-911



# JOBST® UltraSheer Diamond

## Le bas de compression élégant au motif à losanges


JOBST UltraSheer Diamond allie un traitement par compression et une élégance exceptionnelle. Spécialement imaginé pour les femmes soucieuses de la mode, ce bas présente un superbe motif à losanges qui crée un look élégant et contemporain. Disponible dans deux couleurs très chics : Black et Espresso.

### Assortiment


Taille	Pied
S, M, L et XL	Fermé
Classe de compression	Modèle
1 et 2	AG et AT



Ultrasensible avec une grande élasticité pour de belles jambes tout en élégance



Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité de JOBST Advanced Comfort, le fil doux et perméable à l'air assure un confort optimal



Un aspect satiné et un motif à losanges élégant, parfait pour une tenue de travail et de soirée

### Couleurs



### Bande de maintien



Trame à picots (dot)



### Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse	Hanches	Hanches (Maternité)
	cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	cC la plus grande circonférence du mollet	cG la plus grande circonférence de la cuisse	cH la plus grande circonférence des hanches	cH la plus grande circonférence des hanches
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm

Prise des mesures :  
 Pour le bas cuisse : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet et de la cuisse.  
 Pour les pantys : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet, de la cuisse et des hanches.

### Modèles



**AG**  
Bas cuisse  
(pied fermé)



**AT**  
Panty  
(pied fermé)

TECHNOLOGIE BREVETÉE



### Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Espresso	Black
<b>15-20 mmHg (Classe 1)</b>	S	2954-824	2800-027
	M	2954-832	2800-035
	L	2954-840	2800-043
	XL	2954-857	2800-050
<b>20-30 mmHg (Classe 2)</b>	S	2954-949	2800-068
	M	2954-956	2800-076
	L	2954-964	2800-084
	XL	2954-972	2800-092

### Panty AT (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Espresso	Black
<b>15-20 mmHg (Classe 1)</b>	S	2954-865	2800-100
	M	2954-873	2800-118
	L	2954-881	2800-126
	XL	2954-899	2800-134
<b>20-30 mmHg (Classe 2)</b>	S	2954-907	2800-142
	M	2954-915	2800-159
	L	2954-923	2800-167
	XL	2954-931	2800-175



# JOBST® Opaque

## Les bas de compression confortables pour tous les jours

JOBST Opaque est un bas sans couture très confortable à compression graduelle. Le fil spécial Nilit Aquarius et la technique de tissage innovante permettent d'enfiler les bas très facilement et les rendent plus doux que jamais. Il s'agit en outre d'un bas solide et durable à porter au quotidien.

### Assortiment

Taille	Pied
S, M, L, L-FC, XL et XL-FC	Ouvert + fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AD, AG et AT



Dissimule les petites imperfections et est disponible dans des couleurs élégantes faciles à associer



L'humidité est évacuée efficacement grâce à la technologie JOBST Advanced Comfort, qui aide à garder les pieds au sec




Plus soyeux que jamais, grâce à une combinaison de fils doux à base de 60 % de polyamide et de 40 % d'élasthanne

### Couleurs



### Modèles



## JOBST® Opaque

JOBST Opaque offre aux patients des bas thérapeutiques qui allient **compression graduelle**, confort et élégance. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patients et leurs jambes.

## JOBST® Advanced Comfort La technologie SoftFit

Le modèle JOBST Opaque bénéficie du JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



**Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent**  
 Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



### Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse	Hanches
	cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	cC la plus grande circonférence du mollet	cG la plus grande circonférence de la cuisse	cH la plus grande circonférence des hanches
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm
Tailles spéciales				
<b>L Full Calf</b>	25 - 30 cm	46 - 61 cm		
<b>XL Full Calf</b>	30 - 36 cm	46 - 61 cm		

Prise des mesures :

Pour le bas genou : mesurez la circonférence de la cheville et du mollet.

Pour le bas cuisse : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet et de la cuisse.

Pour les panties et panties de maternité : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet, de la cuisse et des hanches.

# JOBST® Opaque

## Bas genou AD SoftFit (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	3559-267	3559-325	3559-309
	M	3559-259	3559-333	3559-291
	L	3559-242	3559-341	3559-283
	XL	3559-317	3559-358	3559-275
20-30 mmHg (Classe 2)	S	3559-614	3559-556	3559-671
	M	3559-606	3559-549	3559-663
	L	3559-598	3559-531	3559-655
	XL	3559-580	3559-523	3559-648
	LFC	3559-572	-	3559-630
	XLFC	3559-564	-	3559-622
30-40 mmHg (Classe 3)	S	3559-911	3559-879	3559-952
	M	3559-903	3559-861	3559-945
	L	3559-895	3559-853	3559-937
	XL	3559-887	3559-846	3559-929

## Bas genou AD SoftFit (pied ouvert)



Compression mmHg	Taille	Natural	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	3559-440	3559-408
	M	3559-457	3559-416
	L	3559-465	3559-424
	XL	3559-473	3559-432
20-30 mmHg (Classe 2)	S	3559-739	3559-796
	M	3559-721	3559-788
	L	3559-713	3559-770
	XL	3559-705	3559-762
	LFC	3559-689	3559-754
	XLFC	3559-697	3559-747
30-40 mmHg (Classe 3)	S	3559-994	3560-034
	M	3559-986	3560-026
	L	3559-978	3560-018
	XL	3559-960	3560-000



# Technologie Softfit™

Finis les bas qui tombent.

Finis les bas qui serrent.



# JOBST® Opaque

## Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2436-442	2694-875	2436-566
	M	2436-434	2694-883	2436-558
	L	2436-426	2694-891	2436-541
	XL	2436-418	2694-909	2436-533
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2436-483	2694-917	2436-608
	M	2436-475	2694-925	2436-590
	L	2436-467	2694-933	2436-582
	XL	2436-459	2694-941	2436-574
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2436-525	2694-834	2436-640
	M	2436-517	2694-842	2436-632
	L	2436-509	2694-859	2436-624
	XL	2436-491	2694-867	2436-616

## Panty AT (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Natural	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2436-673	2436-806
	M	2436-681	2436-798
	L	2436-665	2436-780
	XL	2436-657	2436-772
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2436-699	2436-848
	M	2436-707	2436-830
	L	2436-715	2436-822
	XL	2436-723	2436-814
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2436-764	2436-889
	M	2436-756	2436-871
	L	2436-749	2436-863
	XL	2436-731	2436-855

## Bas cuisse AG (pied ouvert, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2439-594	2694-594	2441-327
	M	2439-602	2694-610	2441-335
	L	2439-610	2694-628	2441-343
	XL	2439-628	2694-644	2439-644
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2439-750	2694-537	2439-834
	M	2439-768	2694-552	2439-826
	L	2439-776	2694-578	2439-818
	XL	2439-784	2694-586	2439-800
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2441-244	2694-529	2480-788
	M	2441-251	2694-511	2480-796
	L	2441-269	2694-503	2480-804
	XL	2441-277	2694-495	2480-812



# JOBST® Casual Pattern

## Les bas de compression décontractés doté d'un motif tendance

JOBST Casual Pattern garantit un grand confort sans sacrifier le style de tous les jours de vos patients. Ces bas de compression affichent un attrayant motif à carreaux, créé grâce à une technique de tricot unique. Le tissu doux et respirant est disponible dans trois couleurs tendance et offre à vos patients une alternative sympa aux bas de compression classiques.



Confortable tout au long de la journée grâce à une teneur élevée en coton



Un mélange de fils doux et un bord agréable pour plus de confort




Perméable à l'air pour un meilleur respect du traitement

### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	1 - 2	Fermé

### Couleurs



### Des fibres naturelles d'excellente qualité et une technique de tricot unique (brevet déposé) rendent les bas JOBST® Casual Pattern aussi agréables qu'ils en ont l'air.

Grâce à un mélange de fibres douces et naturelles, ils sont aussi confortables que des bas normaux, tout en procurant une compression médicale graduelle. Ce mélange de fibres de qualité à base de coton organique fait de JOBST Casual Pattern un bas extrêmement doux et durable. Notre technique de tricot unique qui, lors du tricot du motif à carreaux ne laisse aucun fil à l'intérieur du bas, aide à limiter les points de pression.



## Bas genou AD (pied fermé)

Compression	Taille	Pink	Blue	Grey
15-20 mmHg (Classe 1)	S	4201-216	4201-091	4201-158
	M	4201-224	4201-09	4201-166
	L	4201-232	4201-117	4201-174
	XL	4201-240	4201-125	4201-182
	L-FC	4201-257	4201-133	4201-190
	XL-FC	4201-265	4201-141	4201-208
20-30 mmHg (Classe 2)	S	4201-398	4201-273	4201-331
	M	4201-406	4201-281	4201-349
	L	4201-414	4201-299	4201-356
	XL	4201-422	4201-307	4201-364
	L-FC	4201-430	4201-315	4201-372
	XL-FC	4201-448	4201-323	4201-380

## Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet
	cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	cC la plus grande circonférence du mollet
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm
<b>Tailles spéciales</b>		
L-FC	25 - 30 cm	46 - 61 cm
XL-FC	30 - 36 cm	46 - 61 cm



## Les bas de compression athlétiques

JOBST Sport offre un traitement par compression efficace sous la forme d'un bas athlétique. Ce bas de compression unisexe ressemble à un bas classique pour le sport. Le fil spécial utilisé en fait un bas extrêmement doux et facile à enfiler.



Les coussinets anatomiques au niveau du talon et de la plante du pied assurent un confort optimal pendant les activités sportives



Gestion efficace des odeurs grâce aux fibres contenant du charbon actif




Une technologie spéciale reposant sur des microfibres élimine l'humidité pour garder les pieds au frais et au sec

### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	1-2	Fermé

### Couleurs





### Bas genou AD (pied fermé)

Compression	Taille	Pink/grey	White/grey	Black/grey	Royal blue/grey	Black/cool black
<b>15-20 mmHg (Classe 1)</b>	S	3787-389	3195-930	3195-963	4151-403	4151-445
	M	3787-397	3195-948	3195-971	4151-411	4151-452
	L	3787-405	3195-450	3195-989	4151-429	4151-460
	XL	3787-413	3195-955	3195-997	4151-437	4151-478
<b>20-30 mmHg (Classe 2)</b>	S	3787-421	3196-003	3196-045	4151-486	4151-528
	M	3787-439	3196-011	3196-052	4151-494	4151-536
	L	3787-447	3196-029	3196-060	4151-502	4151-544
	XL	3787-454	3196-037	3196-078	4151-510	4151-551

### Tableau des tailles



Taille	Cheville	Mollet
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm

# JOBST® ForMen

## Les bas de compression tendance pour les hommes

JOBST ForMen est un bas pour homme de qualité doté d'un motif côtelé tendance et qui procure une compression graduelle. Le talon renforcé et les fils robustes en font un bas durable. Grâce au bord large et confortable, le bas ne serre pas et demeure bien en place.

### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD et AG	1, 2 et 3	Ouvert et fermé

### Couleurs



Durable

L'extraordinaire résistance à l'usure de la matière fait de JOBST ForMen un produit polyvalent et durable



Odor Control

Un traitement particulier de la matière lutte contre les odeurs désagréables et freine le développement des champignons et bactéries






Moisture Management

Les microfibres absorbent l'humidité six fois plus rapidement que le nylon classique, pour une sensation de pieds plus secs et plus frais



### Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet	 cG la plus grande circonférence de la cuisse
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 76 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm

Prise des mesures :  
 Pour le bas genou (AD) : mesurez la circonférence de la cheville et du mollet  
 Pour le bas cuisse (AG) : mesurez la circonférence de la cheville, du mollet et de la cuisse

### Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Black
<b>15-20 mmHg (Classe 1)</b>	S	2482-248	1417-377
	M	2482-255	1417-385
	L	2482-263	1417-393
	XL	2482-271	1417-401
<b>20-30 mmHg (Classe 2)</b>	S	2482-289	2207-314
	M	2482-297	2207-322
	L	2482-305	2207-330
	XL	2482-313	2207-348
<b>30-40 mmHg (Classe 3)</b>	S	2482-206	2482-081
	M	2482-214	2482-099
	L	2482-222	2482-107
	XL	2482-230	2482-115

### Bas genou AD (pied ouvert)



Compression mmHg	Taille	Black
<b>20-30 mmHg (Classe 2)</b>	S	2439-214
	M	2439-206
	L	2439-180
	XL	2439-172
<b>30-40 mmHg (Classe 3)</b>	S	2435-931
	M	2435-949
	L	2435-956
	XL	2435-964

### Bas cuisse AG (pied fermé, bande de maintien à picots)



Compression mmHg	Taille	Black
<b>15-20 mmHg (Classe 1)</b>	S	2441-947
	M	2441-921
	L	2441-939
	XL	2441-913
<b>20-30 mmHg (Classe 2)</b>	S	2207-355
	M	2207-363
	L	2207-371
	XL	2207-389
<b>30-40 mmHg (Classe 3)</b>	S	2435-899
	M	2435-907
	L	2435-915
	XL	2435-923

# JOBST® ForMen Casual

## Le bas de compression quotidien pour les hommes

Ce bas de compression médicale efficace peut être utilisé de manière universelle pour les douleurs aux jambes ; il est agréable à porter au travail comme pour les loisirs. Le motif à rayures confère au bas un aspect décontracté. Le talon anatomique, la zone sans compression à la base des orteils et le bout du pied à coutures plates assurent un confort optimal. Grâce au bord large et confortable, le bas ne serre pas et demeure bien en place.

### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	1, 2 et 3	Fermé



Grâce à la technologie JOBST Advanced Comfort, l'humidité est rapidement évacuée de la peau qui reste sèche, tandis que les bas restent bien en place tout au long de la journée



Un traitement particulier de la matière lutte contre les odeurs désagréables et freine le développement des champignons et bactéries



Grâce à la teneur élevée en laine, le bas est doux et confortable

### Couleurs



### Tableau des tailles

Taille	Cheville	Mollet
	 cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

Prise des mesures :  
Pour le bas genou (AD) : mesurez la circonférence de la cheville et du mollet

### Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Navy	Black
15-20 mmHg (Classe 1)	S	2589-208	2800-183	2589-166
	M	2589-216	2800-191	2589-174
	L	2589-224	2800-209	2589-182
	XL	2589-232	2800-217	2589-190
20-30 mmHg (Classe 2)	S	2589-281	2800-225	2589-240
	M	2589-299	2800-233	2589-257
	L	2589-307	2800-241	2589-265
	XL	2589-315	2800-258	2589-273
30-40 mmHg (Classe 3)	S	2589-364	2800-266	2589-323
	M	2589-372	2800-274	2589-331
	L	2589-380	2800-282	2589-349
	XL	2589-398	2800-290	2589-356



# Cutimed® Acute

Mousse hyper hydratante à base de 5 % ou 10 % d'urée



## URÉE

### Une peau souple, douce et intensément hydratée

Fixe l'humidité dans la peau et améliore la capacité de la peau à retenir l'humidité.

### Cutimed® Acute : l'expert pour les peaux sèches

Les 2 différentes concentrations d'urée peuvent convenir et sont recommandées pendant un traitement par compression.

5 % 125 ml CNK. 2620-540

À utiliser sur les zones sèches et écailleuses de la peau - convient en cas de diabète

10 % 125 ml CNK. 2620-557

À utiliser sur une peau extrêmement sèche, rêche et écailleuse - convient en cas de diabète

### Les avantages

- Absorption rapide par la peau
- Capacité hydratante élevée sans résidu gras
- N'obstrue pas les pores
- Une petite quantité permet de traiter une grande surface
- Composition spéciale\*
- Hydratation très efficace
- Très bien supportée par le textile (p. ex. : les bas de compression)
- Facile à appliquer

\* fait référence à Cutimed® Acute 5 % et 10 % d'urée

## Indications

### Classe de compression 1

#### 15-20 mmHg

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Chevilles, jambes et pieds légèrement gonflés
- ✓ Varices légères sans formation d'œdème
- ✓ Varices légères pendant la grossesse
- ✓ Prévention du syndrome post-thrombotique

### Classe de compression 2

#### 20-30 mmHg

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Varices modérées à sévères
- ✓ Varices modérées à sévères pendant la grossesse
- ✓ Premiers signes du syndrome post-thrombotique
- ✓ Après un stripping de varices
- ✓ Après une sclérothérapie
- ✓ Œdème post-traumatique et postopératoire
- ✓ Prédilection aux œdèmes
- ✓ Thrombophlébite superficielle
- ✓ Prévention d'ulcères récidivants

### Classe de compression 3

#### 30-40 mmHg

- ✓ Ulcères veineux actifs
- ✓ Prévention des ulcères veineux récidivants
- ✓ Formation d'œdèmes sévère

## Contre-indications

- ✓ Ischémie (p. ex. affections artérielles à un stade avancé)
- ✓ Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- ✓ Phlébite septique non traitée ; phlébite bleue

**Dans les cas suivants, le port de bas de compression thérapeutique peut causer des problèmes :**

- ✓ Immobilité (alitement) ; infections cutanées ; plaies exsudatives ; hypersensibilité à la matière et diminution de la sensibilité au niveau des extrémités (p. ex. en cas de diabète sucré). Des bas de compression thérapeutique mal adaptés peuvent entraîner une nécrose de la peau, une atteinte des nerfs périphériques due à la compression et une thrombose veineuse profonde.

### Vous souhaitez plus d'informations ?

Retrouvez un aperçu de la gamme JOBST sur [www.JOBST.be](http://www.JOBST.be) ou contactez le représentant de votre région.





JOBST®,  
an Essity brand 04/2020

Essity Belgium S.A.-NV  
Health and Medical Solutions  
Berkenlaan 8b boîte 3  
1831 Diegem

Tél. +32(0)2 766 05 05  
Fax +32(0)800 15 934  
info.be@essity.com  
www.JOBST.be