



Libérez  
votre  
quotidien



**Bas de compression JOBST®**

UltraSheer - Opaque - Maternity - Classic  
ForMen Explore - ForMen Ambition



# Table des matières

<b>Avant-propos</b>	<b>4</b>
<b>JOBST® UltraSheer</b>	<b>6</b>
<b>JOBST® Opaque</b>	<b>10</b>
<b>JOBST® Maternity</b>	<b>12</b>
<b>JOBST® Classic</b>	<b>16</b>
<b>JOBST® ForMen Explore</b>	<b>18</b>
<b>JOBST® ForMen Ambition</b>	<b>20</b>
<b>Indications</b>	<b>23</b>

# Avant-propos

## JOBST® Bas de compression thérapeutiques

Cette brochure vous présente la gamme de bas en tricot circulaire destinée aux bandagisteries. Cette gamme est adaptée aux besoins des patient(e)s qui se présentent chez vous pour un traitement compressif.

### Confort

Les bas de compression JOBST sont conçus pour rester confortable tout au long de la journée. JOBST utilise des fibres durables, douces et légères: la transpiration est évacuée.

### Santé

Les bas de compression JOBST favorisent la circulation sanguine et sont dès lors spécialement conçus pour soulager les jambes fatiguées et douloureuses. Grâce à la compression dégressive graduelle exercée sur les jambes, ils conviennent parfaitement pour un traitement des affections veineuses. Les bas JOBST garantissent un traitement efficace tout en maintenant le confort et l'élégance pour le/la patient(e).

### Élégance

Les bas de compression thérapeutique JOBST renforcent vos jambes et épousent leurs formes. Leur diversité de transparence, de couleur et de texture offre un large choix de bas de compression élégants pour toutes les occasions.

## Un confort optimal grâce à la **technologie SoftFit**

Disponible dans les marques **JOBST UltraSheer**, **JOBST Opaque** et **JOBST Classic**

L'efficacité d'un traitement compressif ne dépend pas uniquement de la compression graduelle qu'exercent les bas, mais aussi du respect du traitement par le/la patient(e). Le confort des patients et des patientes est dès lors d'une importance cruciale pour la réussite du traitement compressif. Néanmoins, de nombreux bas peuvent serrer au niveau du bord. C'est la raison pour laquelle JOBST a imaginé la **technologie SoftFit**. Cette technologie innovante améliore le confort grâce à un fil spécifiquement tricoté qui maintient les bas en place et épouse la peau tout en douceur.

### La technologie SoftFit

Fini le serrement au niveau du bord supérieur,  
fini les bas qui tombent!

COMPRESSION  
100% GRADUELLE

La technologie SoftFit réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



CLINIQUEMENT PROUVÉ

CONFORT  
AMÉLIORÉ

La technologie SoftFit offre un confort optimal aux patient(e)s.

# JOBST® UltraSheer



Ultra-transparent avec une grande élasticité pour des jambes magnifiques tout en élégance



Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité assurée par le JOBST Advanced Comfort, le fil doux et respirant garantit un confort optimal



Son look scintillant et ses 10 couleurs tendance vous laissent l'embarras du choix pour chaque occasion

## Classe de compression

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

## Couleurs

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Cranberry	Navy	Anthracite
		Black

## Modèles



AD  
Bas genou  
(pied fermé)



AD  
Bas genou  
(pied ouvert)



AG  
Bas cuisse  
(pied fermé)



AG  
Bas cuisse  
(pied ouvert)




AT  
Panty  
(pied fermé)




AT  
Panty  
(pied ouvert)



## Bande de maintien



SoftFit disponible pour le bas genou (AD)



Dentelle avec fleurs à pois de silicone (Dot)



Dentelle avec bandes en silicone (Lace)



## JOBST® UltraSheer

Les bas thérapeutiques JOBST UltraSheer offrent aux patientes une **compression dégressive** ainsi que le confort et l'élégance. Le résultat: un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

## JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



## La technologie SoftFit

**Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent!**

Cette véritable révolution dans le domaine des bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



## Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT (AT Maxi)	> 80 cm		> 90 cm		> 90 cm		> 110 cm		> 110 cm		> 120 cm	
cH (AT Maxi)	> 95 cm		> 105 cm		> 105 cm		> 125 cm		> 125 cm		> 135 cm	
cG Bord en silicone	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D  
ℓD petite: 34 - 38 cm  
ℓD regular: 38 - 45 cm

Longueur G  
ℓG petite: 60 - 69 cm  
ℓG regular: 69 - 80 cm

Longueur K (pour panty)  
ℓK petite: 65 - 75 cm  
ℓK regular: 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm



Fini les bas qui tombent.  
Fini les bas qui serrent trop.



Technologie Softfit™



JOBST a imaginé la technologie SoftFit qui utilise un fil de silicone tricoté pour augmenter le confort. Ce bord innovant fabriqué avec du fil de silicone maintient le bas en place et épouse la peau en douceur.

# JOBST® Opaque

## Le bas de compression confortable pour tous les jours

JOBST Opaque est un bas sans couture très confortable à compression dégressive. Le fil spécial Nilit Aquarius et la technique de tissage innovante permettent d'enfiler les bas très facilement, et les rendent plus doux que jamais. Il s'agit en outre d'un bas solide et durable à porter au quotidien.



Dissimule les petites imperfections et est disponible dans des couleurs élégantes faciles à associer



L'humidité est évacuée efficacement grâce au JOBST Advanced Comfort, qui aide à garder les pieds au sec



Plus soyeux que jamais, grâce à une combinaison de fils doux à base de 60% de polyamide et de 40% d'élasthanne

### Classe de compression

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

### Couleurs

Natural	Golden Beige	Caramel	
Tan	Bronze	Espresso	
Cranberry	Navy	Anthracite	Black

### Bande de maintien



SoftFit disponible pour le bas genou (AD) / Sensitive disponible pour le bas cuisse (AG)



Pois de silicone (Dot)



Dentelle avec bandes en silicone (Lace)



## JOBST® Opaque

Les bas thérapeutiques JOBST Opaque offrent aux patient(e)s une **compression dégressive** ainsi que le confort et l'élégance. Le résultat: un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patient(e)s et leurs jambes.


## JOBST® Advanced Comfort La technologie SoftFit

Le modèle JOBST Opaque utilise la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.

**Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent!** Cette véritable révolution dans le domaine des bas de compression réduit la pression au niveau du bord et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.




### Modèles



AD Bas genou (pied fermé) AD Bas genou (pied ouvert) AG Bas cuisse (pied fermé) AG Bas cuisse (pied ouvert) AGT Bas cuisse (pied fermé) AGT Bas cuisse (pied ouvert) AT Panty (pied fermé) AT Panty (pied ouvert)

### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied	Bande de maintien	Culotte
AD	1 - 2	Pied fermé + ouvert	Pois de silicone (2,5 cm & 5 cm) SoftFit (2,5 cm)	
AG	1 - 2	Pied fermé + ouvert	Pois de silicone (5 cm & 5 cm Wide) Dentelle (5 cm & 5 cm Wide) Sensitive (5 cm)	
AGT	1 - 2	Pied fermé + ouvert		
AT	1 - 2	Pied fermé + ouvert		Braguette Culotte Maxi



### Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT (AT Maxi)	> 80 cm		> 90 cm		> 90 cm		> 110 cm		> 110 cm		> 120 cm	
cH (AT Maxi)	> 95 cm		> 105 cm		> 105 cm		> 125 cm		> 125 cm		> 135 cm	
cG Bord en silicone	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D  
lD petite: 34 - 38 cm  
lD regular: 38 - 45 cm

Longueur G  
lG petite: 60 - 69 cm  
lG regular: 69 - 80 cm

Longueur K (pour panty)  
lK petite: 65 - 75 cm  
lK regular: 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm

# JOBST® Maternity Opaque

## Une sensation de légèreté pendant la grossesse

Pendant la grossesse, le corps subit des changements hormonaux qui peuvent avoir différentes conséquences. La tension artérielle et le volume sanguin augmentent pour nourrir le bébé en pleine croissance, ce qui peut également faire apparaître des symptômes tels que des jambes douloureuses, des chevilles gonflées, et qui accroît le risque de varices.

Tout cela est tout à fait normal pendant la grossesse, mais peut tout de même être douloureux et affecter votre quotidien (par exemple, lorsqu'on ne parvient plus à rentrer dans ses chaussures). À cette période de la vie, vos jambes méritent davantage d'attention et de soin. Grâce aux bas de compression JOBST Maternity, vous vous sentirez directement plus légère.



La pièce ventrale SoftFlex intégrée au panty JOBST Maternity Opaque assure une compression qui s'adapte à l'évolution de votre ventre au fil du temps, sans sacrifier le confort. Cette zone extensible spécifique épouse la peau sensible autour de la taille.




Le mélange spécial de fils et la zone de ventilation rendent nos bas de compression de grossesse particulièrement doux au toucher.



La ventilation et la gestion de l'humidité optimales aident à garder les pieds au sec.

### Couleurs



### Classe de compression

CCL 1: 18 - 21 mmHg


CCL 2: 23 - 32 mmHg




## Spécialement conçu pour une meilleure circulation de l'air

Grâce à cette zone de ventilation unique, nous souhaitons offrir une sensation de confort et de fraîcheur accrue. La qualité prouvée de JOBST Opaque est encore améliorée grâce à la zone de ventilation intégrée, pour une circulation optimale de l'air.

Nous avons placé la zone de ventilation judicieusement dans le creux entre les orteils et la plante du pied afin de garantir une circulation de l'air encore meilleure.



### Modèles




AT Panty (pied fermé)

AT Panty (pied ouvert)



### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied	Culotte
AT	1 - 2	Pied fermé + ouvert	Pièce abdominale SoftFlex



### Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

Longueur K (pour panty)  
 ℓK petite: 65 - 75 cm  
 ℓK regular: 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm

# JOBST® Maternity

Des produits de soutien pour la grossesse

Un concept global de produits qui s'adaptent à tous les stades de la grossesse.

## JOBST® Maternity Support Belt

Soutient le ventre et le dos à un stade avancé de la grossesse tout en restant pratiquement invisible sous des vêtements ordinaires.

Grâce à la fermeture velcro modulaire, la ceinture peut être **adaptée en permanence** à l'évolution du ventre au cours des derniers mois de la grossesse



Réglable

Conçu pour **rester discret sous les vêtements** et peut être combiné avec n'importe quelle tenue



Modèle discret

Le nouveau design de la ceinture est spécialement conçu pour les femmes enceintes afin de **garantir une coupe optimale**



Ajustement anatomique

## JOBST® Maternity Belly Band

Dès les premiers signes de grossesse et jusqu'au milieu du troisième trimestre, le bandeau abdominal JOBST Maternity soutient la taille et le bas du dos.



Zone flexible



Respirant



Doux au toucher

## JOBST® Maternity Postnatal Tube

Dès les premières semaines après l'accouchement, le JOBST Maternity Postnatal Tube assure un gainage discret. Soutient le ventre et le bas du dos.



Gainant



Respirant



Doux au toucher

### Couleurs



Rose



White\*



Black\*

\* Coloris disponibles uniquement pour la Belly Band et le Postnatal Tube

### Support Belt (Hanche)

Taille	
S	7643500
M	7643501
L	7643502
XL	7643503

### Belly Band (Hanche)


Taille	Rose	White	Black
S	7643600	7643620	7643610
M	7643601	7643621	7643611
L	7643602	7643622	7643612
XL	7643603	7643623	7643613

### Postnatal Tube (Taille)

Taille	Rose	White	Black
S	7643700	7643720	7643710
M	7643701	7643721	7643711
L	7643702	7643722	7643712
XL	7643703	7643723	7343713

### Tableau des tailles

	S	M	L	XL
<b>Support Belt (Hanche)</b>	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
<b>Belly Band (Hanche)</b>	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
<b>Postnatal Tube (Taille)</b>	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm



Taille

Hanches

## Pour toutes les activités

JOBST Classic convient pour toutes les activités grâce à une compression dégressive et à un tissu composé à 63% de polyamide et 37% d'élasthanne. Un choix parfait pour elle comme pour lui, puisqu'il est disponible dans un modèle de bas lisse élégant ainsi que dans un modèle sportif (Ribbed). JOBST Classic est également disponible dans une version extra-longue en AG (long). Étant donné les nombreuses options qui existent, JOBST Classic offre pour chaque occasion une version adaptée dans un large spectre thérapeutique.



Durable

Grâce au double fil de renforcement guipé, le JOBST Classic résiste particulièrement bien à l'usure et son contact est agréable sur la peau



Strong Hold

Lutte activement contre la formation d'œdèmes



Le fil Active-Comfort en LYCRA est perméable à l'air et évacue l'humidité de manière optimale grâce à l'effet Microtherm

### Classe de compression

CCL 2: 23 - 32 mmHg


CCL 3: 34 - 46 mmHg

### Couleurs

Sand	Perle
Topas	Black
	Anthracite*

\*Uniquement AD Ribbed

### Bande de maintien



SoftFit disponible pour le bas genou (AD)



Pois de silicone (Dot)



## Technologie SoftFit

**Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent!**


Cette véritable révolution dans le domaine des bas de compression réduit la pression exercée au niveau du bord, et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.

## Fil Active-Comfort

Le fil Active-Comfort en LYCRA® assure l'élasticité, un niveau élevé de confort et une coupe parfaite.




### Modèles



AD Bas genou (pied fermé) AD Bas genou (pied ouvert) AG Bas cuisse (pied fermé) AG Bas cuisse (pied ouvert) AGT Bas cuisse (pied fermé) AGT Bas cuisse (pied ouvert) AT Panty (pied fermé) AT Panty (pied ouvert)

### Assortiment

Modèle	Classe de compression	Pied	Bande de maintien	Options spéciales
AD	2-3	Pied fermé + ouvert	Pois de silicone (2,5 cm & 5 cm) SoftFit (2,5 cm)	Ribbed (CCL2, Black & Anthracite)
AG	2-3	Pied fermé + ouvert	Pois de silicone (5 cm & 5 cm Wide)	
AGT	2-3	Pied fermé + ouvert		
AT	2-3	Pied fermé + ouvert		Braguette



### Tableau des tailles

Taille/ Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
<b>cG Bord en silicone</b>	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
<b>cG</b>	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81						
<b>cF</b>	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73						
<b>cE</b>	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51						
<b>cD</b>	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48						
<b>cC</b>	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49						
<b>cB1</b>	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39						
<b>cB</b>	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30						
<b>cY</b>	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40						
<b>cA</b>	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34						

Longueur D  
lD petite: 34 - 38 cm  
lD regular: 38 - 45 cm

Longueur G  
lG petite: 60 - 69 cm  
lG regular: 69 - 80 cm  
lG long: 80 - 90 cm

Longueur K (pour panty)  
lK petite: 65 - 75 cm  
lK regular: 75 - 85 cm

Les tailles sont exprimées en cm



# JOBST® ForMen Explore

## Le bas de compression quotidien pour les hommes

Ce bas de compression médical est parfait pour les douleurs aux jambes: il est agréable à porter tant au travail que durant les loisirs. Ce modèle tendance de JOBST ForMen Explore s'inspire des bas pour hommes les plus vendus. Le talon anatomique, la zone sans compression située à la base des orteils et le bout du pied à coutures plates assurent un confort optimal.

### Assortiment

Taille	Pied
1, 2, 3, 4, 5, 6	Fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AD



Durable

L'extraordinaire résistance de la matière fait de JOBST ForMen Explore un produit polyvalent et durable



Odor Control

Grâce à une technologie spéciale à base de charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



Cotton

La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau

### Couleurs

Khaki	Navy
Anthracite	Black

### Classe de compression

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg


CCL 3: 34 - 46 mmHg

### Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm  
ℓD long: 45 - 51 cm

Les tailles sont exprimées en cm



### Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Anthracite	Navy	Black
18-21 mmHg (Classe 1)	I	7950800	7950806	7950812	7950824
	II	7950801	7950807	7950813	7950825
	III	7950802	7950808	7950814	7950826
	IV	7950803	7950809	7950815	7950827
	V	7950804	7950810	7950816	7950828
	VI	7950805	7950811	7950817	7950829
23-32 mmHg (Classe 2)	I	7951000	7951006	7951012	7951024
	II	7951001	7951007	7951013	7951025
	III	7951002	7951008	7951014	7951026
	IV	7951003	7951009	7951015	7951027
	V	7951004	7951010	7951016	7951028
	VI	7951005	7951011	7951017	7951029
34-46 mmHg (Classe 3)	I	7951200	7951206	7951212	7951224
	II	7951201	7951207	7951213	7951225
	III	7951202	7951208	7951214	7951226
	IV	7951203	7951209	7951215	7951227
	V	7951204	7951210	7951216	7951228
	VI	7951205	7951211	7951217	7951229

### Bas genou long AD pour jambes plus longues (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Anthracite	Navy	Black
18-21 mmHg (Classe 1)	I	7950900	7950906	7950912	7950924
	II	7950901	7950907	7950913	7950925
	III	7950902	7950908	7950914	7950926
	IV	7950903	7950909	7950915	7950927
	V	7950904	7950910	7950916	7950928
	VI	7950905	7950911	7950917	7950929
23-32 mmHg (Classe 2)	I	7951100	7951106	7951112	7951124
	II	7951101	7951107	7951113	7951125
	III	7951102	7951108	7951114	7951126
	IV	7951103	7951109	7951115	7951127
	V	7951104	7951110	7951116	7951128
	VI	7951105	7951111	7951117	7951129
34-46 mmHg (Classe 3)	I	7951300	7951306	7951312	7951324
	II	7951301	7951307	7951313	7951325
	III	7951302	7951308	7951314	7951326
	IV	7951303	7951309	7951315	7951327
	V	7951304	7951310	7951316	7951328
	VI	7951305	7951311	7951317	7951329

# JOBST® ForMen Ambition

## Les bas de compression tendance pour les hommes

JOBST ForMen Ambition offre la combinaison parfaite de style et d'efficacité thérapeutique sans compromettre le confort. Ce bas de compression très confortable est idéal pour les hommes qui restent debout ou assis pendant de longues périodes.

### Assortiment

Taille	Pied
1, 2, 3, 4, 5, 6	Fermé
Classe de compression	Modèle
1, 2 et 3	AD



Le tissu respirant permet de garder les pieds au sec grâce à une évaporation accélérée



Grâce à une technologie spéciale à base de charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau

### Couleurs

Khaki	Navy
Anthracite	Black
	Brown

### Classe de compression

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg


CCL 3: 34 - 46 mmHg

### Tableau des tailles

Taille/Point de mesure	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm  
ℓD long: 45 - 51 cm

Les tailles sont exprimées en cm



### Bas genou AD (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Anthracite	Navy	Black	Brown
18-21 mmHg (Classe 1)	I	7948200	7948206	7948212	7948224	7948218
	II	7948201	7948207	7948213	7948225	7948219
	III	7948202	7948208	7948214	7948226	7948220
	IV	7948203	7948209	7948215	7948227	7948221
	V	7948204	7948210	7948216	7948228	7948222
	VI	7948205	7948211	7948217	7948229	7948223
23-32 mmHg (Classe 2)	I	7948400	7948406	7948412	7948424	7948418
	II	7948401	7948407	7948413	7948425	7948419
	III	7948402	7948408	7948414	7948426	7948420
	IV	7948403	7948409	7948415	7948427	7948421
	V	7948404	7948410	7948416	7948428	7948422
	VI	7948405	7948411	7948417	7948429	7948423
34-46 mmHg (Classe 3)	I	7948600	7948606	7948612	7948624	7948618
	II	7948601	7948607	7948613	7948625	7948619
	III	7948602	7948608	7948614	7948626	7948620
	IV	7948603	7948609	7948615	7948627	7948621
	V	7948604	7948610	7948616	7948628	7948622
	VI	7948605	7948611	7948617	7948629	7948623

### Bas genou long AD pour jambes plus longues (pied fermé)



Compression mmHg	Taille	Khaki	Anthracite	Navy	Black	Brown
18-21 mmHg (Classe 1)	I	7948300	7948306	7948312	7948324	7948318
	II	7948301	7948307	7948313	7948325	7948319
	III	7948302	7948308	7948314	7948326	7948320
	IV	7948303	7948309	7948315	7948327	7948321
	V	7948304	7948310	7948316	7948328	7948322
	VI	7948305	7948311	7948317	7948329	7948323
23-32 mmHg (Classe 2)	I	7948500	7948506	7948512	7948524	7948518
	II	7948501	7948507	7948513	7948525	7948519
	III	7948502	7948508	7948514	7948526	7948520
	IV	7948503	7948509	7948515	7948527	7948521
	V	7948504	7948510	7948516	7948528	7948522
	VI	7948505	7948511	7948517	7948529	7948523
34-46 mmHg (Classe 3)	I	7950400	7950406	7950412	7950424	7950418
	II	7950401	7950407	7950413	7950425	7950419
	III	7950402	7950408	7950414	7950426	7950420
	IV	7950403	7950409	7950415	7950427	7950421
	V	7950404	7950410	7950416	7950428	7950422
	VI	7950405	7950411	7950417	7950429	7950423

# Cutimed® ACUTE

Mousse hyper hydratante à base de 5 % ou 10 % d'urée



## URÉE

### Une peau souple, douce et intensément hydratée

Fixe l'humidité dans la peau et améliore la capacité de la peau à retenir l'humidité

### Cutimed® ACUTE : l'expert des peaux sèches

Les deux concentrations différentes d'urée peuvent convenir et sont recommandées pendant un traitement par compression.

5% 125 ml

À utiliser sur les zones sèches et écailleuses de la peau - convient en cas de diabète

10% 125 ml

À utiliser sur une peau extrêmement sèche, rêche et écaillée - convient en cas de diabète

### Les avantages

- Absorption rapide par la peau
- Haute capacité hydratante sans résidu gras
- N'obstrue pas les pores
- Une petite quantité permet de traiter une grande surface
- Composition spéciale contenant 5 % à 10 % d'urée
- Hydratation très efficace
- Très bien supportée par le textile (p. ex.: les bas de compression)
- Facile à appliquer

# Cutimed®

## Indications

### Compression de classe 1

#### RAL (18-21 mmHg)

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Chevilles, jambes et pieds légèrement gonflés
- ✓ Varices légères sans formation d'œdème
- ✓ Varices légères pendant la grossesse

### Compression de classe 2

#### RAL (23-32 mmHg)

- ✓ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✓ Varices modérées à sévères avec ou sans formation d'œdème
- ✓ Varices modérées à sévères pendant la grossesse avec ou sans formation d'œdème
- ✓ Insuffisance veineuse chronique C3-C5 selon la classification CEAP: œdème veineux, modifications cutanées et ulcères guéris
- ✓ Formation modérée d'œdèmes
- ✓ Après un stripping de varices
- ✓ Après une sclérothérapie
- ✓ Œdème post-traumatique et postopératoire
- ✓ Thrombophlébite superficielle
- ✓ Prévention d'ulcères récidivants

### Compression de classe 3

#### RAL (34-46 mmHg)

- ✓ Forme sévère de varices avec ou sans formation d'œdème
- ✓ Formation d'œdèmes sévères
- ✓ Insuffisance veineuse chronique C3-C5 selon la classification CEAP: œdème veineux, modifications cutanées et ulcères actifs
- ✓ Prévention d'ulcères récidivants
- ✓ Syndrome post-thrombotique
- ✓ Thrombophlébite superficielle
- ✓ Après un stripping de varices
- ✓ Après une sclérothérapie
- ✓ En cas de risque de réapparition rapide d'un œdème

## Contre-indications

- ✓ Maladies artérielles à un stade avancé, y compris l'ischémie
- ✓ Insuffisance cardiaque congestive non traitée

- ✓ Phlébite septique non traitée

- ✓ Phlegmasia coerulea dolens (phlébite bleue)

Dans les cas suivants, le port de bas de compression thérapeutique peut occasionner des problèmes:

- ✓ Immobilité (alitement); infections cutanées; plaies exsudatives; hypersensibilité à la matière et diminution de la sensibilité au niveau des extrémités

- ✓ Des bas de compression thérapeutiques mal adaptés peuvent provoquer une nécrose cutanée, un écrasement des nerfs périphériques dû à la compression et une thrombose veineuse profonde

### Vous souhaitez de plus amples informations?

Retrouvez un aperçu de l'assortiment JOBST sur [www.JOBST.be](http://www.JOBST.be) ou contactez le représentant de votre région.



JOBST\_SSS\_FR  
Essity Belgium SA-NV  
Jobst SSS brochure RAL\_FR



JOBST®,  
an Essity brand 06/2021

Essity Belgium SA-NV  
Health and Medical Solutions  
Berkenlaan 8b boîte 3  
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05  
Fax +32(0)800 15 934  
info.be@essity.com  
www.jobst.be