



JOBST[®]

Compressiekousen
die het leven
verlichten

JOBST[®] compressiekousen

UltraSheer - Opaque - Maternity - Classic
ForMen Explore - ForMen Ambition



Inhoud

Voorwoord

JOBST® therapeutische compressiekousen

In deze brochure vindt u het assortiment van rondbreikousen voor bandagisterie. Het assortiment is afgestemd op de behoefte van de patiënt die u bezoekt voor compressietherapie.

Comfort

De JOBST therapeutische compressiekousen zijn zodanig ontworpen dat ze aan het einde van de dag nog net zo comfortabel aanvoelen als bij het aantrekken. JOBST gebruikt duurzame en zachte vezels, die tevens luchtig zijn en het transpiratievocht afvoeren.

Gezondheid

JOBST therapeutische compressiekousen bevorderen de bloeddorstrooming en zijn bijgevolg speciaal ontworpen om verlichting te bieden bij vermoeide, pijnlijke benen. Dankzij de gradueel degressieve druk op de benen zijn ze uitermate geschikt als ondersteuning bij het behandelen van veneuze aandoeningen. JOBST kousen waarborgen een efficiënte behandeling, zonder te moeten inboeten op comfort en stijl.

Elegantie

De JOBST therapeutische compressiekousen verstevigen en vormen de benen. Dankzij hun variatie in transparantie, kleuren en weefselstructuren is er een ruime keuze in stijlvolle compressiekousen voor iedere gelegenheid.

Uitstekend draagcomfort met **SoftFit technologie**

Beschikbaar in **JOBST UltraSheer** en **JOBST Opaque**

De effectiviteit van compressietherapie wordt niet enkel bepaald door de graduele compressie die kousen bieden, maar ook door de therapietrouw van de patiënt. Het draagcomfort voor patiënten is dus van essentieel belang voor het slagen van compressietherapie. Aan de boord kunnen veel kousen echter knellen, daarom ontwikkelde JOBST de **SoftFit technologie**. Deze innovatieve technologie verhoogt het draagcomfort doordat het meegebreide garen dat de kousen op hun plek houdt zacht aansluit op de huid.

SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken.

**100% GRADUELE
COMPRESSIE**

SoftFit technologie vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.



KLINISCH GETEST

**VERBETERD
DRAAGCOMFORT**

SoftFit technologie stelt patiënten in staat het toegenomen comfort te ervaren.

JOBST® UltraSheer

De modieuze compressiekous

JOBST UltraSheer biedt uw patiënten graduele compressie in combinatie met een stijlvol design en een hoog comfort. Dankzij omwonden garen en de versterkte hielzone is JOBST UltraSheer geschikt voor langdurig gebruik. Het resultaat is een verhoogde therapietrouw en een beter resultaat voor uw patiënten en hun benen.



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST Advanced Comfort voor een optimaal comfort



Een glanzende look en tien modieuze kleuren die een keuze bieden voor elke gelegenheid

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg


Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel	
Tan	Bronze	Espresso	
Cranberry	Navy	Anthracite	Black


Boordafwerking



SoftFit beschikbaar in kniekous



Kant met siliconen noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



JOBST® UltraSheer

JOBST UltraSheer biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST UltraSheer maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort garandeerd.



SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



Modellen



AD
Kniekous
(gesloten teen)



AD
Kniekous
(open teen)



AG
Dijkous
(gesloten teen)



AG
Dijkous
(open teen)



AT
Panty
(gesloten teen)



AT
Panty
(open teen)



Maattabel

Maat/Meetpunt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT (AT Maxi)	> 80 cm		> 90 cm		> 90 cm		> 110 cm		> 110 cm		> 120 cm	
cH (AT Maxi)	> 95 cm		> 105 cm		> 105 cm		> 125 cm		> 125 cm		> 135 cm	
cG Siliconenboord	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D
ℓD petite: 34 - 38 cm
ℓD regular: 38 - 45 cm

Lengte G
ℓG petite: 60 - 69 cm
ℓG regular: 69 - 80 cm

Lengte K (voor panty)
ℓK petite: 65 - 75 cm
ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm



Softfit™ Technologie



Voorkomt
afzakken.
Voorkomt
afsnoeren.



JOBST ontwikkelde de SoftFit technologie met meegebreide siliconengaren om het draagcomfort te verhogen. Deze innovatieve boord met siliconengaren houdt de kousen op hun plek en sluit zacht aan op de huid.

JOBST® Opaque

De comfortabele compressiekous voor elke dag

JOBST Opaque is een zeer comfortabele naadloze rondbreikous met een graduele compressie. Het speciale Nilit Aquarius garen en de innovatieve breitechniek maken de kousen zeer gemakkelijk aan te trekken en zachter dan ooit. Daarnaast is dit een sterke en duurzame kous voor elke dag.



Verhult kleine imperfecties en is beschikbaar in elegante kleuren ideaal om te combineren



Effectieve vochtdoorlaatbaarheid dankzij JOBST Advanced Comfort helpt de voeten droog te houden



Zachter dan ooit, dankzij een combinatie van zachte garens gemaakt van 60% polyamide en 40% elasthaan

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel	
Tan	Bronze	Espresso	
Cranberry	Navy	Anthracite	Black


Boordafwerking



SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD) / Sensitive beschikbaar voor dijkous (AG)



Noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



JOBST® Opaque

Biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST Opaque maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort gegarandeerd.




SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.




Modellen



Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk	Boordafwerking	Broekdeel
AD	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	Noppen (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2, 5cm)	
AG	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	Noppen (5 cm & 5 cm Wide) Bijou (5 cm & 5 cm Wide) Sensitive (5 cm)	
AGT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk		
AT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk		Gulp Maxibroek



Maattabel

Maat/Meetpunt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT (AT Maxi)	> 80 cm		> 90 cm		> 90 cm		> 110 cm		> 110 cm		> 120 cm	
cH (AT Maxi)	> 95 cm		> 105 cm		> 105 cm		> 125 cm		> 125 cm		> 135 cm	
cG Siliconenboord	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

lD petite: 34 - 38 cm
lD regular: 38 - 45 cm

Lengte G

lG petite: 60 - 69 cm
lG regular: 69 - 80 cm

Lengte K (voor panty)

lK petite: 65 - 75 cm
lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

JOBST® Maternity Opaque

Compressiekousen tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam hormonale veranderingen door die een aantal gevolgen hebben. De bloeddruk en het bloedvolume nemen toe om een groeiende baby te voeden, maar dit kan ook leiden tot symptomen zoals pijnlijke benen, gezwollen enkels, en het vergroot het risico op spataders.

Dit is allemaal heel normaal tijdens de zwangerschap, maar het kan ook pijnlijk zijn en de dagelijkse routine beïnvloeden (wanneer schoenen bijvoorbeeld niet meer goed passen). Op dat moment verdienen benen extra aandacht en zorg. JOBST Maternity compressiekousen zorgen voor een lichter gevoel tijdens deze periode.



De SoftFlex buikinzet in de JOBST Maternity Opaque Panty zorgt voor compressie die zich aanpast aan de groeiende buik, zonder te moeten inboeten aan comfort. Deze speciale stretchzone omhelst de gevoelige huid rond de taille.



De speciale mix van garens en de ventilatiezone maken onze zwangerschapscompressiekousen zacht om aan te raken.



De uitstekende ventilatie en vochtregulatie helpen de voeten droog te houden

Kleuren

Caramel	Black	
Anthracite	Navy	Cranberry

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg




Ontworpen voor een betere luchtcirculatie

Met deze unieke ventilatiezone willen we een extra comfortabel en fris gevoel bieden. De bewezen kwaliteit van JOBST Opaque wordt uitgebreid met de ingewerkte ventilatiezone voor een optimale luchtcirculatie.

We hebben de ventilatiezone slim geplaatst in de holte tussen de tenen en de bal van de voet om een nog betere luchtstroming te garanderen.



Modellen




AT
Panty
(gesloten teen)

AT
Panty
(open teen)

Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk	Broekddeel
AT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	SoftFlex buikinzet



Maattabel

Maat/Meetpunt	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

Lengte K (voor panty)
 lK petite: 65 - 75 cm
 lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

JOBST® Maternity

Ondersteunende zwangerschapsproducten

Een totaalconcept aan producten die zich
aanpassen aan alle stadia van de zwangerschap.

JOBST® Maternity Support Belt

Ondersteunt de buik en rug in
de gevorderde stadia van de
zwangerschap, en blijft nog steeds
bijna onzichtbaar onder
gewone kledij.

Dankzij de modulaire
klittenbandsluiting kan
de gordel **continu worden
aangepast** aan de groeiende
buik tijdens de laatste
maanden van de zwangerschap



Verstelbaar

Ontworpen om **discreet te
blijven onder kleding** en
kan worden gecombineerd
met zowat elke outfit



Een ontwerp dat
discreet blijft

Het nieuwe riemdesign is
speciaal ontworpen voor
zwangere vrouwen om
**voor een geoptimaliseerde
pasvorm te zorgen**



Anatomische
pasvorm

JOBST® Maternity Belly Band

Vanaf de eerste tekenen van de zwangerschap tot het midden van het derde trimester ondersteunt de JOBST Maternity buikband de taille en de onderrug.



JOBST® Maternity Postnatal Tube


Al vanaf de eerste weken na de bevalling zorgt de JOBST Maternity Postnatal Tube voor een discreet vormgevend effect. Ondersteunt de buik en de onderrug.



Kleuren



Rose



White*



Black*

* Alleen beschikbaar voor de Belly Band en de Postnatal Tube

Support Belt (Heup)

Maat	
S	7643500
M	7643501
L	7643502
XL	7643503

Belly Band (Heup)


Maat	Rose	White	Black
S	7643600	7643620	7643610
M	7643601	7643621	7643611
L	7643602	7643622	7643612
XL	7643603	7643623	7643613

Postnatal Tube (Taille)

Maat	Rose	White	Black
S	7643700	7643720	7643710
M	7643701	7643721	7643711
L	7643702	7643722	7643712
XL	7643703	7643723	7643713

Maattabel

	S	M	L	XL
Support Belt (Heup)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
Belly Band (Heup)	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm



JOBST® Classic

De actieve allrounder

JOBST Classic is de actieve allrounder met een graduele compressie bestaande uit 63% polyamide en 37% elasthan. Het is een goede keuze voor hem en haar dankzij de beschikbaarheid van zowel een elegante gladde kous als een sportief geribd design. JOBST Classic is ook beschikbaar in een extra lange uitvoering in AG (long). Omwille van de vele opties heeft Classic voor elke wens een passende uitvoering in een breed therapeutisch spectrum.



Durable

Dankzij de dubbel omwonden inlegdraad is de Classic bijzonder slijtvast en aangenaam op de huid



Strong Hold

Sterke bestrijding van oedeem



Het Active-Comfort garen met LYCRA is luchtdoorlatend met een optimaal vochttransport dankzij het Microtherm-effect

Compressieklasse

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

Kleuren

Sand	Perle	
Topas	Black	Anthracite*

*Uitsluitend AD Ribbed

Boordafwerking



SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD)



Noppen (dot)



SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken


Een revolutie in compressiekousen; vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.

Active-Comfort garen

Active-Comfort garen met LYCRA® verzekert elasticiteit, hoog draagcomfort en een perfecte pasvorm.




Modellen



Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk	Boordafwerking	Speciale opties
AD	2-3	Gesloten + open teenstuk	Noppen (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2,5 cm)	Ribbed (CCL2, Black & Anthracite)
AG	2-3	Gesloten + open teenstuk	Noppen (5 cm & 5 cm Wide)	
AGT	2-3	Gesloten + open teenstuk		
AT	2-3	Gesloten + open teenstuk		Gulp



Maattabel

Maat/Meetpunt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cG Siliconenboord	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

lD petite: 34 - 38 cm
lD regular: 38 - 45 cm

Lengte G

lG petite: 60 - 69 cm
lG regular: 69 - 80 cm
lG long: 80 - 90 cm

Lengte K (voor panty)

lK petite: 65 - 75 cm
lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

JOBST® ForMen Explore

De casual compressiekous voor heren, voor elke dag

Deze effectieve medische compressiekous is universeel inzetbaar bij beenklachten, zowel op het werk als tijdens de vrije tijd is deze een plezier om te dragen. Het modieus ontwerp van JOBST ForMen Explore is geïnspireerd op de meest verkochte kousen voor mannen. Het anatomisch gevormd hielstuk, de drukvrije zone bij de teenaanzet en een teenstuk met platte naden zorgen voor extra draagcomfort.

Assortiment

Maat	Teenstuk
1, 2, 3, 4, 5, 6	Gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AD



De enorme slijtvastheid van de stof maakt JOBST ForMen Explore tot een veelzijdig product dat lang meegaat



Dankzij een speciale technologie met actieve kool wordt het vocht snel van de huid afgevoerd en blijven de voeten de hele dag door fris en koel



Het hoge katoengehalte zorgt ervoor dat de kous natuurlijk aanvoelt en beperkt het risico op huidirritaties

Kleuren

Khaki	Navy
Anthracite	Black

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg




Maattabel


Maat/Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Maten zijn in cm



Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Anthracite	Navy	Black
18-21 mmHg (Klasse 1)	I	7950800	7950806	7950812	7950824
	II	7950801	7950807	7950813	7950825
	III	7950802	7950808	7950814	7950826
	IV	7950803	7950809	7950815	7950827
	V	7950804	7950810	7950816	7950828
	VI	7950805	7950811	7950817	7950829
23-32 mmHg (Klasse 2)	I	7951000	7951006	7951012	7951024
	II	7951001	7951007	7951013	7951025
	III	7951002	7951008	7951014	7951026
	IV	7951003	7951009	7951015	7951027
	V	7951004	7951010	7951016	7951028
	VI	7951005	7951011	7951017	7951029
34-46 mmHg (Klasse 3)	I	7951200	7951206	7951212	7951224
	II	7951201	7951207	7951213	7951225
	III	7951202	7951208	7951214	7951226
	IV	7951203	7951209	7951215	7951227
	V	7951204	7951210	7951216	7951228
	VI	7951205	7951211	7951217	7951229

Long kniekous AD voor langere benen (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Anthracite	Navy	Black
18-21 mmHg (Klasse 1)	I	7950900	7950906	7950912	7950924
	II	7950901	7950907	7950913	7950925
	III	7950902	7950908	7950914	7950926
	IV	7950903	7950909	7950915	7950927
	V	7950904	7950910	7950916	7950928
	VI	7950905	7950911	7950917	7950929
23-32 mmHg (Klasse 2)	I	7951100	7951106	7951112	7951124
	II	7951101	7951107	7951113	7951125
	III	7951102	7951108	7951114	7951126
	IV	7951103	7951109	7951115	7951127
	V	7951104	7951110	7951116	7951128
	VI	7951105	7951111	7951117	7951129
34-46 mmHg (Klasse 3)	I	7951300	7951306	7951312	7951324
	II	7951301	7951307	7951313	7951325
	III	7951302	7951308	7951314	7951326
	IV	7951303	7951309	7951315	7951327
	V	7951304	7951310	7951316	7951328
	VI	7951305	7951311	7951317	7951329

JOBST® ForMen Ambition

Stijlvolle compressiekousen voor heren

JOBST ForMen Ambition biedt de perfecte combinatie tussen stijl en therapeutische efficiëntie zonder in te boeten op comfort. Deze compressiekous met luxueus comfort is ideaal voor mannen die lange tijd rechtstaan of zitten.

Assortiment

Maat	Teenstuk
1, 2, 3, 4, 5, 6	Gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AD



De luchtdoorlatende stof helpt de voeten droog te houden dankzij een versnelde verdamping



Dankzij een speciale technologie met actieve kool wordt het vocht snel van de huid afgevoerd en blijven de voeten de hele dag door fris en koel



Het hoge katoengehalte zorgt ervoor dat de kous natuurlijk aanvoelt en draagcomfort biedt

Kleuren


Khaki	Navy
Anthracite	Black
	Brown

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg




Maattabel

Maat/Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Maten zijn in cm



Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Anthracite	Navy	Black	Brown
18-21 mmHg (Klasse 1)	I	7948200	7948206	7948212	7948224	7948218
	II	7948201	7948207	7948213	7948225	7948219
	III	7948202	7948208	7948214	7948226	7948220
	IV	7948203	7948209	7948215	7948227	7948221
	V	7948204	7948210	7948216	7948228	7948222
	VI	7948205	7948211	7948217	7948229	7948223
23-32 mmHg (Klasse 2)	I	7948400	7948406	7948412	7948424	7948418
	II	7948401	7948407	7948413	7948425	7948419
	III	7948402	7948408	7948414	7948426	7948420
	IV	7948403	7948409	7948415	7948427	7948421
	V	7948404	7948410	7948416	7948428	7948422
	VI	7948405	7948411	7948417	7948429	7948423
34-46 mmHg (Klasse 3)	I	7948600	7948606	7948612	7948624	7948618
	II	7948601	7948607	7948613	7948625	7948619
	III	7948602	7948608	7948614	7948626	7948620
	IV	7948603	7948609	7948615	7948627	7948621
	V	7948604	7948610	7948616	7948628	7948622
	VI	7948605	7948611	7948617	7948629	7948623

Long kniekous AD voor langere benen (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Anthracite	Navy	Black	Brown
18-21 mmHg (Klasse 1)	I	7948300	7948306	7948312	7948324	7948318
	II	7948301	7948307	7948313	7948325	7948319
	III	7948302	7948308	7948314	7948326	7948320
	IV	7948303	7948309	7948315	7948327	7948321
	V	7948304	7948310	7948316	7948328	7948322
	VI	7948305	7948311	7948317	7948329	7948323
23-32 mmHg (Klasse 2)	I	7948500	7948506	7948512	7948524	7948518
	II	7948501	7948507	7948513	7948525	7948519
	III	7948502	7948508	7948514	7948526	7948520
	IV	7948503	7948509	7948515	7948527	7948521
	V	7948504	7948510	7948516	7948528	7948522
	VI	7948505	7948511	7948517	7948529	7948523
34-46 mmHg (Klasse 3)	I	7950400	7950406	7950412	7950424	7950418
	II	7950401	7950407	7950413	7950425	7950419
	III	7950402	7950408	7950414	7950426	7950420
	IV	7950403	7950409	7950415	7950427	7950421
	V	7950404	7950410	7950416	7950428	7950422
	VI	7950405	7950411	7950417	7950429	7950423

Cutimed® ACUTE

Super hydraterend schuim op basis van ureum 5% of 10%



UREUM

Soepele, zachte en intens gehydrateerde huid

Bindt vocht in de huid en verbetert het vermogen van de huid om vocht vast te houden

Cutimed® ACUTE: de expert bij een droge huid

De 2 varianten in ureum concentraties zijn geschikt en aanbevolen tijdens compressietherapie.

5% 125 ml

Te gebruiken bij droge en geschubte huidzones – geschikt voor diabetici

10% 125 ml

Te gebruiken bij extreem droge, ruwe en geschubte huid - geschikt voor diabetici

De voordelen

- Snelle opname door de huid
- Hoge vochtinbrengende capaciteit zonder een vetting residu achter te laten
- Verstopt de poriën niet
- Met een kleine hoeveelheid kan men een groot oppervlak behandelen
- Speciale samenstelling met 5% of 10% ureum
- Zeer efficiënte hydratatie
- Wordt zeer goed verdragen door textiel (vb: compressiekousen)
- Gemakkelijk aan te brengen

Cutimed®

Indicaties

Compressieklasse 1

RAL (18-21 mmHg)

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Licht gezwollen enkels, benen en voeten
- ✓ Lichte vorm van spataderen zonder oedeemvorming
- ✓ Lichte vorm van spataderen tijdens de zwangerschap

Compressieklasse 2

RAL (23-32 mmHg)

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Matige tot ernstige spataderen met of zonder oedeemvorming
- ✓ Matige tot ernstige spataderen tijdens de zwangerschap met of zonder oedeemvorming
- ✓ Chronisch veneuze insufficiëntie C3-C5 volgens CEAP: veneus oedeem, huidveranderingen en genezen ulcera
- ✓ Matige vorming van oedeem
- ✓ Na stripping van spataderen
- ✓ Na sclerotherapie
- ✓ Posttraumatisch en postoperatief oedeem
- ✓ Oppervlakkige tromboflebitis
- ✓ Voorkomen van terugkerende ulcera

Compressieklasse 3

RAL (34-46 mmHg)

- ✓ Ernstige spataderen met of zonder oedeemvorming
- ✓ Ernstige oedeemvorming
- ✓ Chronisch veneuze insufficiëntie C3-C6 volgens CEAP: veneus oedeem, huidveranderingen, genezen en actieve ulcera
- ✓ Voorkomen van terugkerende ulcera
- ✓ Posttrombotisch syndroom
- ✓ Oppervlakkige tromboflebitis
- ✓ Na stripping van de spataderen
- ✓ Na sclerotherapie
- ✓ Bij risico op snelle terugkomst van oedeem

Contra-indicaties

- ✓ Vergevoerde arteriële aandoeningen inclusief ischemie
- ✓ Niet-behandelde congestieve hartinsufficiëntie
- ✓ Onbehandelde septische flebitis
- ✓ Phlegmasia coerulea dolens

In de volgende gevallen kan het dragen van therapeutische elastische kousen tot problemen leiden:


- ✓ Immobiliteit (bedlegerig); huidinfecties; exsuderende wonden; overgevoeligheid voor het materiaal en bij verminderde gevoeligheid van de extremiteiten
- ✓ Slecht passende therapeutische compressiekousen kunnen leiden tot huidnecrose, drukletsels van perifere zenuwen en diepveneuze trombose

Wilt u meer informatie?

Op www.JOBST.be kunt u een overzicht van het JOBST assortiment vinden of neem contact op met uw vertegenwoordiger.



JOBST_MDS_brochure_RAL_NL
Essity Belgium SA-NV
JOBST MDS brochure_RAL_NL
VERPAKKINGSHOEVEELHEID: 10



JOBST®,
an Essity brand 02/2022

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.JOBST.be