



JOBST® Vlakbrei

Elvarex - Elvarex Plus
Elvarex Soft - Elvarex Soft Seamless


Compressiekousen **op maat** van uw **patiënten**

Bij JOBST helpen we zorgverleners om de meest effectieve behandeling te bieden die past bij de behoefte en levensstijl van de patiënt. In deze brochure leest u meer over het vlakbreiassortiment van JOBST: JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Plus, JOBST Elvarex Soft en JOBST Elvarex Soft Seamless.

JOBST® biedt optimale therapeutische werkzaamheid

- ✓ De structuur van Elvarex creëert een micromassage-effect op de huid, in het bijzonder tijdens beweging. Dit verbetert de lymfestroom.
- ✓ Elvarex Soft is gemaakt van een bijzondere garenmix met zachte textuur en hoge graad van luchtdoorlatendheid. Dit bevordert de huidbescherming voor patiënten met een droge, gevoelige of tere huid.
- ✓ Innovaties, zoals de comfortzones en de SoftFit-technologie, geven extra draagcomfort aan patiënten.

Innovaties voor extra **comfort**



Geef je patiënten meer vrijheid!

De knie en elleboog kunnen gevoelige plekken zijn voor patiënten. De **JOBST knie- en elleboogcomfortzones** zijn ontworpen om de beweeglijkheid rond de gewrichten en het draagcomfort te vergroten. De speciale breitechniek van de comfortzones verbetert de pasvorm rond de knie en elleboog, en voorziet bovendien de nodige compressie.



De **topcomfortzone** bestaat uit een verhoogd beenstuk aan de voorkant en zijkant van het bovenbeen die zorgt voor een betere anatomische pasvorm van de lies tot aan de billen. Deze pasvorm is geschikt voor patiënten met een uiteenlopende lichaamsbouw waaronder lymfoedeempatiënten met grote beenvolumes, buiten proportionele bovenbenen en/of hangende billen.

Een speciale **3D-breitechniek** geeft de handschoenen en teenkappen van Elvarex Plus en Elvarex Soft Seamless een verbeterde anatomische pasvorm. Tevens geeft de **naadloze afwerking** patiënten meer bewegingsvrijheid en draagcomfort.



Voorkom insnoeren en afzakken

De **SoftFit-technologie** is ontworpen om insnoeren te vermijden aan de boord van de kous en tegelijkertijd de kous op de juiste plek te houden met de nodige compressie. Siliconen garen worden meegebreed in de boord waardoor de boord een zachte grip heeft zonder de druk op de huid te verhogen. Dankzij de SoftFit boord hebben patiënten niet enkel minder last van afzakkende kousen, maar ook minder last van ongemak.



JOBST® Elvarex

De sterke vlakbrei kous voor gemiddeld tot ernstig lymfoedeem

Voordelen van JOBST® Elvarex

- Stevige ondersteuning voor een effectieve behandeling van lymfoedeem
- Betere anatomische pasvorm
- Speciale breistruktuur bevordert de luchtdoorstroming, voor meer draagcomfort



Assortiment beenkousen

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklassse (RAL)
CCL 1 - 2 - 3 - 3 Forte - 4 - 4 Super
Boordafwerking
<ul style="list-style-type: none"> Noppen SoftFit
Comfortzones
<ul style="list-style-type: none"> Kniecomfortzone Topcomfortzone
Teenstuk
Open en gesloten
Opties panty (AT)
<ul style="list-style-type: none"> Compressiebroek (beschikbaar in Elvarex en Bellavar materiaal) Gulp Knoopsgatelastiek Herenuitvoering

Samenstelling				
Klasse	Katoen	Polyamide	Elastaan	Elastodieen
1		72%	16%	12%
2	29%	40%	10%	21%
3	41%	32%	6%	21%
3F	41%	27%	6%	26%
4	39%	26%	5%	30%
4S	39%	24%	5%	32%
Kleuren				
Beige		Zwart	Cranberry	
Antraciet		Café	Navy	
Henna		Denim	Graphite	

“ De kniecomfortzone geeft mij de vrijheid om te bewegen en te leven. ”

Peter Hendriks, lymfoedeempatiënt*

Uitvoeringen

Beenkous						
AA	AB	AB1	AD	AF	AG	AGT
AT	AG-HT	BIG	BD	BG	CG	CGT
CG-HT	DF	BT	CT	FT	GT	HT

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op het bestelformulier.

* Naam patiënt gefingeerd om privacyredenen













Assortiment armkousen

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklasse (RAL)
CCL 1 - 2 - 2 Forte
Boordafwerking
<ul style="list-style-type: none"> • Noppen • SoftFit • BH-bevestiging • Schouderband
Comfortzones
Elleboogcomfortzone
Opties handschoenen
<ul style="list-style-type: none"> • Zonder vingers, zonder duim • Zonder vingers met duim • Met vingers met duim

Samenstelling			
Klasse	Polyamide	Elastaan	Elastodieen
1	73%	15%	12%
2	70%	10%	20%
2F	63%	10%	27%
Kleuren			
Beige	Zwart	Cranberry	
Caramel	Macchiato	Navy	Robijnrood

Uitvoeringen

Armkous				
 AC1	 AE	 AG	 AG1	 AH
 DF	 CE	 CG	 CG1	 CH

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op het bestelformulier.

“ Ik ben uitermate tevreden met mijn Elvarex armkous. Het is een kwalitatief goede en comfortabele kous. De SoftFit optie heeft het comfort nog meer vergroot. ”

Margreet de Winter, lymfoedeempatiënt*

* Naam patiënt gefingeerd om privacyredenen

JOBST® Elvarex Plus

De nieuwe generatie vlakbrei voor gemiddeld tot ernstig lymfoedeem

Voordelen van JOBST® Elvarex Plus

- Verbeterde anatomische pasvorm door naadloze 3D-breitechniek
- Meer bewegingsvrijheid en minder drukletsels dankzij naadloze afwerking
- Stevige ondersteuning voor effectief oedeemmanagement



Assortiment teenkap

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklassse (RAL)
CCL 1 en 2
Opties
<ul style="list-style-type: none"> • 4 tenen (zonder kleine teen) • 5 tenen

Kleuren		
Beige	Zwart	Cranberry
Antraciet	Café	Navy

Assortiment handschoen

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklassse (RAL)
CCL 1 en 2
Opties
<ul style="list-style-type: none"> • Zonder vingers met duim • Met vingers met duim

Kleuren			
Beige	Zwart	Cranberry	
Caramel	Macchiato	Navy	Robijnrood

Uitvoeringen

Teenkap	Handschoen	
		
AA	AC1	AE

Samenstelling			
Klasse	Polyamide	Elastaan	Elastodieen
1	73%	15%	12%
2	70%	10%	20%


Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op het bestelformulier.

“ Ik krijg uitstekende feedback van patiënten over het comfort van de handschoenen en teenkappen van JOBST Elvarex Plus. De grotere bewegingsvrijheid zorgt voor een betere doorstroming waardoor het oedeem stabiliseert. Elvarex Plus is echt een toegevoegde waarde: ik raad Elvarex Plus aan iedereen aan!

Denise De Meester, bandagiste bij De Meester BV in Mol, heeft al 35 jaar ervaring in het opmeten van kousen bij patiënten uit de wijde omgeving.

”


JOBST® Elvarex Plus



De driedimensionale breitechniek volgt nauwkeurig elke lichaamsvorm en voelt aan als een tweede huid.




Het ergonomisch gevormde duimstuk helpt drukletsels rondom de duimaanzet te verminderen.



Een drukvrije zone langs de randen rondom de arm zorgt voor een betrouwbare compressiebeheersing.



Naadloze afwerking voor meer bewegingsvrijheid en draagcomfort.



Naadloze breitechniek zorgt voor minder schuren tussen de tenen en vingers.





JOBST® Elvarex Soft

De nieuwe generatie vlakbrei voor gemiddeld tot ernstig lymfoedeem

Voordelen van JOBST® Elvarex Soft

- Huidvriendelijk dankzij een garenmix met zachte textuur
- Meer aantrekgemak
- Hoge graad van luchtdoorlatendheid



Assortiment beenkousen

Leverbaar in
Maatwerk en confectie (confectie alleen AD)
Drukklasse (RAL)
CCL 1, 2 en 3
Boordafwerking
<ul style="list-style-type: none"> Noppen SoftFit (maatwerk)
Teenstuk
<ul style="list-style-type: none"> Open Gesloten (enkel maatwerk)
Opties panty (AT)
<ul style="list-style-type: none"> Compressiebroek (beschikbaar in Elvarex Soft materiaal) Knoopsgatelastiek

Samenstelling		
Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%
3	60%	40%
Kleuren		
Beige	Zwart	Cranberry
Antraciet	Café	Navy
		Robijnrood









Kleuren confectie
Beige

Assortiment armkousen

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklasse (RAL)
CCL 1 en 2
Boordafwerking
<ul style="list-style-type: none"> Noppen SoftFit


Samenstelling			
Klasse	Polyamide	Elastaan	
1	70%	30%	
2	65%	35%	
Kleuren			
Beige	Zwart	Cranberry	Macchiato
Antraciet	Café	Navy	Robijnrood

Uitvoeringen

Beenkous							Armkous
							
AD	AG	AGT	BT	CT	FT	AT	CG1

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op het bestelformulier.

Maattabel confectie



Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cD	28-32	32-36	30-34	34-38	32-36	36-40	34-38	38-42	36-40	40-44	38-42	42-46
cC	29-33	33-37	31-35	35-39	33-37	37-41	35-39	39-43	37-41	41-45	39-43	43-47
cB1	23-26	24-27	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D: lD petite: 34 - 39 cm | lD regular: 40 - 45 cm

JOBST® Elvarex Soft Seamless

De naadloze vlakbrei voor licht tot gemiddeld lymfoedeem

Voordelen van JOBST® Elvarex Soft Seamless

- Gemaakt van het huidvriendelijke en zachte Elvarex Soft materiaal om de tastzin te verbeteren
- Anatomisch vormgegeven voor een perfecte pasvorm, ook tussen de vingers en tenen
- Ontworpen om extreem slijtvast te zijn



Assortiment teenkap

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklasse (RAL)
CCL 1 en 2
Opties
<ul style="list-style-type: none"> • 4 tenen (zonder kleine teen)

Samenstelling			
Klasse	Polyamide	Elastaan	
1	70%	30%	
2	65%	35%	
Kleuren			
Beige	Zwart	Cranberry	
Antraciet	Café	Navy	Robijnrood

Assortiment handschoen

Leverbaar in
Maatwerk
Drukklasse (RAL)
CCL 1 en 2
Opties
<ul style="list-style-type: none"> • Zonder vingers met duim • Met vingers met duim

Samenstelling			
Klasse	Polyamide	Elastaan	
1	70%	30%	
2	65%	35%	
Kleuren			
Beige	Zwart	Cranberry	Macchiato
Antraciet	Café	Navy	Robijnrood

Uitvoeringen

Teenkop	Handschoen	
		
AA	AC1	AE

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op het bestelformulier.

JOBST® Vlakbrei

JOBST® Elvarex

- Stevige ondersteuning voor een effectieve behandeling
- Betere anatomische pasvorm
- Speciale breistruktuur bevordert de luchtdoorstroming, voor meer draagcomfort



JOBST® Elvarex Plus

- Verbeterde anatomische pasvorm door naadloze 3D-breitechniek
- Meer bewegingsvrijheid en minder drukletsels dankzij naadloze afwerking
- Stevige ondersteuning voor effectief oedeemmanagement



JOBST® Elvarex Soft

- Huidvriendelijk dankzij een garenmix met zachte textuur
- Meer aantrekgemak
- Hoge graad van luchtdoorlatendheid



JOBST® Elvarex Soft Seamless

- Gemaakt van het huidvriendelijke en zachte Elvarex Soft materiaal om de tastzin te verbeteren
- Anatomisch vormgegeven voor een perfecte pasvorm, ook tussen de vingers en tenen
- Ontworpen om extreem slijtvast te zijn



JOBST_ELVAREX_vlaktbrei
Essity Belgium SA-NV
Jobst Elvarex vlakbrei assortimentsbrochure_NL

