



**JOBST**®

Compressiekousen  
die het leven  
**verlichten**

**JOBST® compressiekousen voor apotheek**

UltraSheer - UltraSheer Diamond - Opaque  
Casual Pattern - Sport - ForMen - ForMen Casual



# Inhoud

<b>Voorwoord</b>	4
<b>JOBST® UltraSheer</b>	6
<b>JOBST® UltraSheer Diamond</b>	14
<b>JOBST® Opaque</b>	16
<b>JOBST® Casual Pattern</b>	22
<b>JOBST® Sport</b>	24
<b>JOBST® ForMen</b>	26
<b>JOBST® ForMen Casual</b>	28
<b>Indicaties</b>	31

# Voorwoord

## JOBST®therapeutische compressiekousen

In deze brochure vindt u het assortiment van rondbreikousen voor apotheken. Het assortiment is afgestemd op de behoefte van de patiënt die u bezoekt voor compressietherapie.

### Comfort

De JOBST® therapeutische compressiekousen zijn zodanig ontworpen dat ze aan het einde van de dag nog net zo comfortabel aanvoelen als bij het aantrekken. JOBST® gebruikt duurzame en zachte vezels, die tevens luchtig zijn en het transpiratievocht afvoeren.

### Gezondheid

JOBST® therapeutische compressiekousen bevorderen de bloeddorstrooming en zijn bijgevolg speciaal ontworpen om verlichting te bieden bij vermoeide, pijnlijke benen. Dankzij de gradueel degressieve druk op de benen zijn ze uitermate geschikt als ondersteuning bij het behandelen van veneuze aandoeningen. JOBST® kousen waarborgen een efficiënte behandeling, zonder te moeten inboeten op comfort en stijl.

### Elegantie

De JOBST® therapeutische compressiekousen verstevigen en vormen de benen. Dankzij hun variatie in transparantie, kleuren en weefselstructuren is er een ruime keuze in stijlvolle compressiekousen voor iedere gelegenheid.

## Uitstekend draagcomfort met **SoftFit technologie**

**Beschikbaar in JOBST® UltraSheer en JOBST® Opaque**

De effectiviteit van compressietherapie wordt niet enkel bepaald door de graduele compressie die kousen bieden, maar ook door de therapietrouw van de patiënt. Het draagcomfort voor patiënten is dus van essentieel belang voor het slagen van compressietherapie. Aan de boord kunnen veel kousen echter knellen, daarom ontwikkelde JOBST® de **SoftFit-technologie**. Deze innovatieve technologie verhoogt het draagcomfort doordat het meegebreide garen dat de kousen op hun plek houdt zacht aansluit op de huid.

### SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken.

100% GRADUELE  
COMPRESSIE

SoftFit technologie vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.



KLINISCH GETEST

VERBETERD  
DRAAGCOMFORT

SoftFit technologie stelt patiënten in staat het toegenomen comfort te ervaren.

# JOBST® UltraSheer

## De modieuze compressiekous

JOBST® UltraSheer biedt uw patiënten graduele compressie in combinatie met een stijlvol design en een hoog comfort. Dankzij omwonden garen en de versterkte hielzone is JOBST® UltraSheer geschikt voor langdurig gebruik. Het resultaat is een verhoogde therapietrouw en een beter resultaat voor uw patiënten en hun benen.

### Assortiment

Maat	Teenstuk
S, M, L en XL	Open en gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AD, AG, AT en AT-MAT



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST® Advanced Comfort voor een optimaal comfort




Een glanzende look en zeven modieuze kleuren laten de keuze voor iedere gelegenheid

### Kleuren

Natural	Honey	Sun Bronze	Suntan
Espresso	Anthracite	Black	

### 3 siliconenboorden



SoftFit beschikbaar in kniekous



Noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



## JOBST® UltraSheer

JOBST® UltraSheer biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

## JOBST® Advanced Comfort

JOBST® UltraSheer maakt gebruik van JOBST® Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort gegarandeerd.



## SoftFit technologie

### Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



### Modellen



**AD**  
Kniekous  
(gesloten teen)



**AD**  
Kniekous  
(open teen)



**AG**  
Dijkous  
(gesloten teen)



**AG**  
Dijkous  
(open teen)



**AT**  
Panty  
(gesloten teen)



**AT-MAT**  
Zwangerschapspanty  
(gesloten teen)



### Maattabel

Maat	Enkel	Kuit	Dij	Heup	Heup (Zwangerschap)
	cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	cC de grootste kuitomtrek	cG de grootste dijomtrek	cH de grootste heupomtrek	cH de grootste heupomtrek
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm
Speciale maten					
<b>Petite</b>	AD Petite (ID) < 38 cm			AG Petite (ID) < 68,5 cm	

Maatname:

Voor kniekous: enkel- en kuitomtrek meten.

Voor dijkous: enkel-, kuit- en dijomtrek meten.

Voor panty en zwangerschapspanty: enkel-, kuit-, dij- en heupomtrek meten.

# JOBST® UltraSheer

## Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	soft fit			
		Natural	Honey	Sun Bronze	Suntan
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	3558-822	2608-644	2777-860	2609-980
	M	3558-830	2608-651	2777-878	2610-178
	L	3558-848	2608-685	2777-886	2610-202
	XL	3558-855	2608-693	2777-894	2610-210
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	3558-947	2608-917	2778-330	2610-723
	M	3558-954	2608-933	2778-348	2610-749
	L	3558-962	2608-941	2778-355	2610-756
	XL	3558-970	2608-966	2778-363	2610-764
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	3559-069	2609-394	2778-728	2610-038
	M	3559-077	2609-402	2778-736	2610-053
	L	3559-085	2609-410	2778-744	2610-079
	XL	3559-093	2609-428	2778-751	2610-087

## Kniekous AD (open teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Black
		2610-442	-	2610-582
15-20 mmHg (Klasse 1)	M	2610-483	-	2610-624
	L	2610-509	-	2610-640
	XL	2610-525	-	2610-673
	20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2731-024	2731-123
M		2731-040	2731-131	2731-198
L		2731-057	2731-149	2731-206
XL		2731-099	2731-164	2731-222
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2731-453	-	2731-495
	M	2731-461	-	2731-503
	L	2731-479	-	2731-511
	XL	2731-487	-	2731-529

Compressie mmHg	Maat	soft fit		
		Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2610-236	2608-602	3558-889
	M	2610-277	2608-610	3558-897
	L	2610-301	2608-628	3558-905
	XL	2610-335	2608-636	3558-913
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2610-772	2608-867	3559-002
	M	2610-780	2608-875	3559-010
	L	2610-798	2608-883	3559-028
	XL	2610-814	2608-909	3559-036
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2609-311	2609-352	3559-127
	M	2609-329	2609-360	3559-135
	L	2609-337	2609-378	3559-143
	XL	2609-345	2609-386	3559-150

## Petite kniekous AD voor kortere benen (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Suntan	Black
		2783-553	2783-595	2783-637
15-20 mmHg (Klasse 1)	M	2783-561	2783-603	2783-645
	L	2783-579	2783-611	2783-652
	XL	2783-587	2783-629	2783-660
	20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2783-793	2783-835
M		2783-801	2783-843	2783-900
L		2783-819	2783-850	2783-918
XL		2783-827	2783-868	2783-934



# JOBST® UltraSheer

## Dijkous AG (gesloten teen, kanten dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Sun Bronze
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2610-046	2608-487	2610-061
	M	2610-707	2608-495	2610-806
	L	2610-715	2608-586	2610-822
	XL	2610-731	2608-594	2610-830
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2610-939	2609-279	2611-010
	M	2610-947	2609-287	2611-051
	L	2610-921	2609-295	2610-988
	XL	2610-954	2609-303	2611-069
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2610-194	2609-519	2610-293
	M	2610-228	2609-527	2610-319
	L	2610-251	2609-535	2610-327
	XL	2610-269	2609-543	2610-368

Compressie mmHg	Maat	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2610-855	2608-404	2610-962
	M	2610-871	2608-438	2610-970
	L	2610-897	2608-446	2610-996
	XL	2610-913	2608-461	2611-002
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2611-085	2609-238	2611-176
	M	2611-093	2609-246	2611-184
	L	2611-077	2609-253	2611-168
	XL	2611-101	2609-261	2611-192
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2609-436	2609-477	2610-418
	M	2609-444	2609-485	2610-426
	L	2609-451	2609-493	2610-459
	XL	2609-469	2609-501	2610-475

## Dijkous AG (gesloten teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Sun Bronze	Suntan	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2778-066	2778-124	2778-173	2778-231
	M	2778-041	2778-140	2778-199	2778-249
	L	2778-082	2778-157	2778-207	2778-256
	XL	2778-108	2778-165	2778-223	2778-264
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2778-470	2778-512	2778-553	2778-637
	M	2778-454	2778-504	2778-579	2778-645
	L	2778-488	2778-520	2778-595	2778-652
	XL	2778-496	2778-538	2778-611	2778-678

## Petite dijkous AG voor kortere benen (gesloten teen, kanten dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Suntan	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2783-678	2783-710	2783-751
	M	2783-686	2783-728	2783-769
	L	2783-694	2783-736	2783-777
	XL	2783-702	2783-744	2783-785
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2783-959	2784-031	2784-072
	M	2783-991	2784-049	2784-080
	L	2784-015	2784-056	2784-098
	XL	2784-023	2784-064	2784-106

## Dijkous AG (open teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2731-248		2731-297
	M	2731-255		2731-305
	L	2731-263		2731-313
	XL	2731-271		2731-321
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2731-339	2731-370	2731-412
	M	2731-347	2731-388	2731-420
	L	2731-354	2731-396	2731-438
	XL	2731-362	2731-404	2731-446
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2731-537		
	M	2731-545		
	L	2731-552		
	XL	2731-560		

## Petite dijkous AG (open teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2731-651
	M	2731-669
	L	2731-677
	XL	2731-685

# JOBST® UltraSheer

## Panty AT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Sun Bronze	Suntan
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2610-095	2608-743	2778-272	2611-119
	M	2611-028	2608-750	2778-280	2611-325
	L	2611-036	2608-768	2778-306	2611-341
	XL	2611-044	2608-776	2778-314	2611-366
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2611-242	2608-800	2778-686	2611-333
	M	2611-267	2608-818	2778-694	2611-358
	L	2611-226	2608-826	2778-702	2611-374
	XL	2611-283	2608-834	2778-710	2611-317
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2610-491	2609-634	2778-777	2610-558
	M	2610-517	2609-642	2778-785	2610-566
	L	2610-533	2609-659	2778-793	2610-590
	XL	2610-541	2609-667	2778-801	2610-608

Compressie mmHg	Maat	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2611-259	2608-701	2611-127
	M	2611-275	2608-719	2611-200
	L	2611-291	2608-727	2611-218
	XL	2611-309	2608-735	2611-234
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2611-432	2608-859	2611-481
	M	2611-457	2608-842	2611-499
	L	2611-465	2608-784	2611-507
	XL	2611-424	2608-792	2611-473
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2609-592	2609-550	2610-616
	M	2609-600	2609-568	2610-632
	L	2609-618	2609-576	2610-665
	XL	2609-626	2609-584	2610-699

## Zwangerschapspanty AT-MAT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2611-390	2611-689
	M	2611-416	2611-713
	L	2611-630	2611-721
	XL	2611-663	2611-754
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2611-804	2611-853
	M	2611-820	2611-879
	L	2611-838	2611-895
	XL	2611-796	2611-911




# JOBST® UltraSheer Diamond

## De modieuze compressiekous met diamantpatroon


JOBST® UltraSheer Diamond combineert compressietherapie met uitzonderlijke elegantie. Speciaal ontworpen voor modebewuste vrouwen, biedt deze kous een opvallend diamantpatroon om een elegante, eigentijdse look te creëren. Aangeboden in twee stijlvolle kleuren: Black en Espresso.

### Assortiment


Maat	Teenstuk
S, M, L en XL	Gesloten
Drukklasse	Model
1 en 2	AG en AT



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST® Advanced Comfort voor een optimaal comfort



Een glanzende look en stijlvol diamantpatroon, speciaal voor business- en avondkleding

### Kleuren



### Dijband



Noppen (dot)



### Maattabel

Maat	Enkel	Kuit	Dij	Heup	Heup (Zwangerschap)
	cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	cC de grootste kuitomtrek	cG de grootste dijomtrek	cH de grootste heupomtrek	cH de grootste heupomtrek
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm

Maatname:  
Voor dijkous: enkel-, kuit- en dijomtrek meten.  
Voor panty: enkel-, kuit-, dij- en heupomtrek meten.

### Modellen




**AG**  
Dijkous  
(gesloten teen)



**AT**  
Panty  
(gesloten teen)

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



### Dijkous AG (gesloten teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Espresso	Black
<b>15-20 mmHg (Klasse 1)</b>	S	2954-824	2800-027
	M	2954-832	2800-035
	L	2954-840	2800-043
	XL	2954-857	2800-050
<b>20-30 mmHg (Klasse 2)</b>	S	2954-949	2800-068
	M	2954-956	2800-076
	L	2954-964	2800-084
	XL	2954-972	2800-092

### Panty AT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Espresso	Black
<b>15-20 mmHg (Klasse 1)</b>	S	2954-865	2800-100
	M	2954-873	2800-118
	L	2954-881	2800-126
	XL	2954-899	2800-134
<b>20-30 mmHg (Klasse 2)</b>	S	2954-907	2800-142
	M	2954-915	2800-159
	L	2954-923	2800-167
	XL	2954-931	2800-175



# JOBST® Opaque

## De comfortabele compressiekous voor elke dag

JOBST® Opaque is een zeer comfortabele naadloze rondbreikous met een graduele compressie. Het speciale Nilit Aquarius garen en de innovatieve breitechniek maken de kousen zeer gemakkelijk aan te trekken en zachter dan ooit. Daarnaast is dit een sterke en duurzame kous voor elke dag.

### Assortiment

Maat	Teenstuk
S, M, L, L-FC, XL en XL-FC	Open + gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AD, AG en AT



Verhult kleine imperfecties en is beschikbaar in elegante kleuren ideaal om te combineren



Effectieve vochtdoorlaatbaarheid dankzij JOBST® Advanced Comfort helpt de voeten droog te houden




Zachter dan ooit, dankzij een combinatie van zachte garens gemaakt van 60% polyamide en 40% elasthan

### Kleuren



### Modellen



## JOBST® Opaque

Biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

### JOBST® Advanced Comfort

JOBST® Opaque maakt gebruik van JOBST® Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort gegarandeerd.



### SoftFit technologie

**Voorkomt afsnoeren en afzakken**

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



### Maattabel

Maat	Enkel	Kuit	Dij	Heup
	cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	cC de grootste kuitomtrek	cG de grootste dijomtrek	cH de grootste heupomtrek
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm
Speciale maten				
<b>L Full Calf</b>	25 - 30 cm	46 - 61 cm		
<b>XL Full Calf</b>	30 - 36 cm	46 - 61 cm		

Maatname:

Voor kniekous: enkel- en kuitomtrek meten.

Voor dijkous: enkel-, kuit- en dijomtrek meten.

Voor panty en zwangerschapspanty: enkel-, kuit-, dij- en heupomtrek meten.

# JOBST® Opaque

## Kniekous AD SoftFit (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	3559-267	3559-325	3559-309
	M	3559-259	3559-333	3559-291
	L	3559-242	3559-341	3559-283
	XL	3559-317	3559-358	3559-275
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	3559-614	3559-556	3559-671
	M	3559-606	3559-549	3559-663
	L	3559-598	3559-531	3559-655
	XL	3559-580	3559-523	3559-648
	LFC	3559-572	-	3559-630
	XLFC	3559-564	-	3559-622
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	3559-911	3559-879	3559-952
	M	3559-903	3559-861	3559-945
	L	3559-895	3559-853	3559-937
	XL	3559-887	3559-846	3559-929

## Kniekous AD SoftFit (open teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	3559-440	3559-408
	M	3559-457	3559-416
	L	3559-465	3559-424
	XL	3559-473	3559-432
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	3559-739	3559-796
	M	3559-721	3559-788
	L	3559-713	3559-770
	XL	3559-705	3559-762
	LFC	3559-689	3559-754
	XLFC	3559-697	3559-747
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	3559-994	3560-034
	M	3559-986	3560-026
	L	3559-978	3560-018
	XL	3559-960	3560-000



# Softfit™ Technologie.

Voorkomt afzakken.

Voorkomt afsnoeren.



# JOBST® Opaque

## Dijkous AG (gesloten teen, noppen, dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2436-442	2694-875	2436-566
	M	2436-434	2694-883	2436-558
	L	2436-426	2694-891	2436-541
	XL	2436-418	2694-909	2436-533
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2436-483	2694-917	2436-608
	M	2436-475	2694-925	2436-590
	L	2436-467	2694-933	2436-582
	XL	2436-459	2694-941	2436-574
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2436-525	2694-834	2436-640
	M	2436-517	2694-842	2436-632
	L	2436-509	2694-859	2436-624
	XL	2436-491	2694-867	2436-616

## Panty AT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2436-673	2436-806
	M	2436-681	2436-798
	L	2436-665	2436-780
	XL	2436-657	2436-772
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2436-699	2436-848
	M	2436-707	2436-830
	L	2436-715	2436-822
	XL	2436-723	2436-814
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2436-764	2436-889
	M	2436-756	2436-871
	L	2436-749	2436-863
	XL	2436-731	2436-855

## Dijkous AG (open teen, noppen, dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2439-594	2694-594	2441-327
	M	2439-602	2694-610	2441-335
	L	2439-610	2694-628	2441-343
	XL	2439-628	2694-644	2439-644
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2439-750	2694-537	2439-834
	M	2439-768	2694-552	2439-826
	L	2439-776	2694-578	2439-818
	XL	2439-784	2694-586	2439-800
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2441-244	2694-529	2480-788
	M	2441-251	2694-511	2480-796
	L	2441-269	2694-503	2480-804
	XL	2441-277	2694-495	2480-812



# JOBST® Casual Pattern

## De casual compressiekous met een modieus patroon

JOBST® Casual Pattern garandeert comfort zonder de dagelijkse stijl van uw patiënten te beïnvloeden. Deze compressiekousen hebben een aantrekkelijk ruitpatroon, gecreëerd dankzij een unieke breitechniek. De zachte, ademende stof is verkrijgbaar in drie modieuze kleuren en biedt uw patiënten een leuk alternatief voor klassieke compressiekousen.



Comfortabel gedurende de hele dag dankzij een hoog katoengehalte



Een mengsel van zachte garens en een aangename boord zorgen voor een superieur draagcomfort




Luchtdoorlatend om de therapietrouw te verbeteren

### Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk
AD	1 - 2	Gesloten

### Kleuren



## Kniekous AD (gesloten teen)

Compressie	Maat	Pink	Blue	Grey
Klasse 1: 15-20 mmHg	S	4201-216	4201-091	4201-158
	M	4201-224	4201-109	4201-166
	L	4201-232	4201-117	4201-174
	XL	4201-240	4201-125	4201-182
	L-FC	4201-257	4201-133	4201-190
	XL-FC	4201-265	4201-141	4201-208
Klasse 2: 20-30 mmHg	S	4201-398	4201-273	4201-331
	M	4201-406	4201-281	4201-349
	L	4201-414	4201-299	4201-356
	XL	4201-422	4201-307	4201-364
	L-FC	4201-430	4201-315	4201-372
	XL-FC	4201-448	4201-323	4201-380

## Maattabel

Maat	Enkel	Kuit
	cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	cC de grootste kuitomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm
<b>Speciale maten</b>		
L-FC	25 - 30 cm	46 - 61 cm
XL-FC	30 - 36 cm	46 - 61 cm

## Hoogwaardige natuurlijke vezels en een unieke breitechniek (patent aangevraagd) zorgen ervoor dat JOBST® Casual Pattern kousen net zo goed aanvoelen als ze eruit zien

Dankzij een mix van zachte, natuurlijke vezels voelen ze aan als een normale kous, ondanks het feit dat ze graduele medische compressie bieden.

De hoogwaardige vezelmix met organisch katoen maakt JOBST® Casual Pattern een uiterst zachte en duurzame kous. Onze unieke breitechniek die bij het breien van het ruitmotief geen losse draden nalaat aan de binnenzijde van de kous, helpt om drukplekken te beperken.



## De atletische compressiekous

JOBST® Sport biedt effectieve compressietherapie in de vorm van een atletische kous. Deze unisex compressiekous heeft de uitstraling van een sportkous. Dankzij het speciale garen is dit een uiterst zachte kous die gemakkelijk aan te trekken is.



Anatomisch gevormde hiel- en zoolkussentjes voor een uitstekend comfort tijdens het sporten



Effectieve geurbestrijding dankzij vezels met actieve kool




Speciale microvezeltechnologie drijft het vocht af voor koele en droge voeten

### Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk
AD	1-2	Gesloten

### Kleuren





### Kniesok AD (gesloten teen)

Compressie	Maat	Pink/grey	White/grey	Black/grey	Royal blue/grey	Black/cool black
Klasse 1: 15-20 mmHg	S	3787-389	3195-930	3195-963	4151-403	4151-445
	M	3787-397	3195-948	3195-971	4151-411	4151-452
	L	3787-405	3195-450	3195-989	4151-429	4151-460
	XL	3787-413	3195-955	3195-997	4151-437	4151-478
Klasse 2: 20-30 mmHg	S	3787-421	3196-003	3196-045	4151-486	4151-528
	M	3787-439	3196-011	3196-052	4151-494	4151-536
	L	3787-447	3196-029	3196-060	4151-502	4151-544
	XL	3787-454	3196-037	3196-078	4151-510	4151-551

### Maattabel



Maat	Enkel	Kuit
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

# JOBST® ForMen

## Stijlvolle compressiekousen voor heren

JOBST® ForMen is een kwalitatieve mannenkous met modieus geribd design die graduele compressie levert. Dankzij de versterkte hiel en stevige garens is dit een duurzame kous. Een comfortabele brede boord vermijdt afsnoeren en houdt de kous goed op zijn plaats.

### Assortiment

Drukklasse	Model	Teenstuk
1, 2 en 3	AD en AG	Open en gesloten

### Kleuren

Khaki	Black
-------	-------



Durable

De enorme slijtvastheid van de stof maakt JOBST® ForMen tot een veelzijdig product dat lang meegaat



Odor Control

Een bijzondere bewerking van het materiaal bestrijdt een onfrisse geur en remt de groei van schimmels en bacteriën af



Moisture Management

Microvezels nemen het vocht zes keer sneller op dan gewone nylon voor een droger en koeler gevoel



### Maattabel

Maat	Enkel	Kuit	Dij
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek	 cG de grootste dijomtrek
<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm
<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm
<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 76 cm
<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm

Maatname:  
Voor kniekous (AD): enkel- en kuitomtrek meten  
Voor dijkous (AG): enkel-, kuit- en dijomtrek meten

### Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Black
<b>15-20 mmHg (Klasse 1)</b>	S	2482-248	1417-377
	M	2482-255	1417-385
	L	2482-263	1417-393
	XL	2482-271	1417-401
<b>20-30 mmHg (Klasse 2)</b>	S	2482-289	2207-314
	M	2482-297	2207-322
	L	2482-305	2207-330
	XL	2482-313	2207-348
<b>30-40 mmHg (Klasse 3)</b>	S	2482-206	2482-081
	M	2482-214	2482-099
	L	2482-222	2482-107
	XL	2482-230	2482-115

### Kniekous AD (open teen)



Compressie mmHg	Maat	Black
<b>20-30 mmHg (Klasse 2)</b>	S	2439-214
	M	2439-206
	L	2439-180
	XL	2439-172
<b>30-40 mmHg (Klasse 3)</b>	S	2435-931
	M	2435-949
	L	2435-956
	XL	2435-964

### Dijkous AG (gesloten teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Black
<b>15-20 mmHg (Klasse 1)</b>	S	2441-947
	M	2441-921
	L	2441-939
	XL	2441-913
<b>20-30 mmHg (Klasse 2)</b>	S	2207-355
	M	2207-363
	L	2207-371
	XL	2207-389
<b>30-40 mmHg (Klasse 3)</b>	S	2435-899
	M	2435-907
	L	2435-915
	XL	2435-923

# JOBST® ForMen Casual

## De casual compressiekous voor heren, voor elke dag

Deze effectieve medische compressiekous is universeel inzetbaar bij beenklachten, zowel op het werk als tijdens de vrije tijd is deze een plezier om te dragen. Met een gestreept patroon heeft de kous een casual look. Het anatomisch gevormd hielstuk, de drukvrije zone bij de teenaanzet en een teenstuk met platte naden zorgen voor extra draagcomfort. Een comfortabele brede boord vermijdt afzakken en houdt de kous de hele dag op zijn plaats.

### Assortiment

Drukklasse	Model	Teenstuk
1, 2 en 3	AD	Gesloten

### Kleuren

Khaki	Navy	Black
-------	------	-------



De JOBST® Advanced Comfort technologie zorgt ervoor dat het vocht snel van de huid wordt afgevoerd, zodat deze droog blijft en de kousen de hele dag door prettig zitten



Een bijzondere bewerking van het materiaal bestrijdt een onfris geur en remt de groei van schimmels en bacteriën af



Het hoge wolgehalte zorgt ervoor dat de kous zacht en comfortabel aanvoelt



### Maattabel

Maat	Enkel	Kuit
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

Maatname:  
Voor kniekous (AD): enkel- en kuitomtrek meten

### Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Navy	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	2589-208	2800-183	2589-166
	M	2589-216	2800-191	2589-174
	L	2589-224	2800-209	2589-182
	XL	2589-232	2800-217	2589-190
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	2589-281	2800-225	2589-240
	M	2589-299	2800-233	2589-257
	L	2589-307	2800-241	2589-265
	XL	2589-315	2800-258	2589-273
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	2589-364	2800-266	2589-323
	M	2589-372	2800-274	2589-331
	L	2589-380	2800-282	2589-349
	XL	2589-398	2800-290	2589-356



# Cutimed® Acute

Super hydraterend schuim op basis van ureum 5% of 10%



## UREUM

### Soepele, zachte en intens gehydrateerde huid

Bindt vocht in de huid en verbetert het vermogen van de huid om vocht vast te houden

### Cutimed® Acute: de expert bij een droge huid

De 2 varianten in ureum concentraties zijn geschikt en aanbevolen tijdens compressietherapie.

5% 125 ml CNK. 2620-540

Te gebruiken bij droge en geschubte huidzones – geschikt voor diabetici

10% 125 ml CNK. 2620-557

Te gebruiken bij extreem droge, ruwe en geschubte huid - geschikt voor diabetici

### De voordelen

- Snelle opname door de huid
- Hoge vochtinbrengende capaciteit zonder een vettig residu achter te laten
- Verstopt de poriën niet
- Met een kleine hoeveelheid kan men een groot oppervlak behandelen
- Speciale samenstelling\*
- Zeer efficiënte hydratatie
- Wordt zeer goed verdragen door textiel (vb: compressiekousen)
- Gemakkelijk aan te brengen

\* verwijst naar Cutimed® Acute 5% en 10% ureum

## Indicaties

### Compressieklasse 1

#### 15-20 mmHg

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Licht gezwollen enkels, benen en voeten
- ✓ Lichte vorm van spataderen zonder oedeemvorming
- ✓ Lichte vorm van spataderen tijdens de zwangerschap
- ✓ Preventie van het posttrombotisch syndroom

### Compressieklasse 2

#### 20-30 mmHg

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Middelmatige tot ernstige spataderen
- ✓ Middelmatige tot ernstige spataderen tijdens de zwangerschap
- ✓ De eerste tekenen van het posttrombotisch syndroom
- ✓ Na stripping van spataderen
- ✓ Na sclerotherapie
- ✓ Posttraumatisch en postoperatief oedeem
- ✓ Aanleg tot oedeem
- ✓ Oppervlakkige tromboflebitis
- ✓ Voorkomen van terugkerende ulcera

### Compressieklasse 3

#### 30-40 mmHg

- ✓ Actieve veneuze ulcera
- ✓ Preventie van terugkerende veneuze ulcera
- ✓ Ernstige oedeemvorming

## Contra-indicaties

- ✓ Ischemie (bijv. vergevorderde arteriële aandoeningen)
- ✓ Niet behandelende congestieve hartinsufficiëntie
- ✓ Onbehandelde septische phlebitis; phlegmasia coerulea dolens

### In de volgende gevallen kan het dragen van therapeutische elastische kousen tot problemen leiden:

- ✓ Immobiliteit (bedlegerig); huidinfecties; exsuderende wonden; overgevoeligheid voor het materiaal en bij verminderde gevoeligheid van de extremiteiten (bijv. bij diabetes mellitus). Slecht passende therapeutische compressiekousen kunnen leiden tot huidnecrose, drukgerelateerde beschadiging van perifere zenuwen en diepveneuze trombose.

### Wilt u meer informatie?

Op [www.JOBST®.be](http://www.JOBST®.be) kunt u een overzicht van het JOBST® assortiment vinden of neem contact op met uw vertegenwoordiger.





JOBST®,  
an Essity brand 04/2020

Essity Belgium SA-NV  
Health and Medical Solutions  
Berkenlaan 8b bus 3  
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05  
Fax +32(0)800 15 934  
info.be@essity.com  
www.JOBST®.be