



Compressiekousen
die het leven
verlichten



JOBST® compressiekousen

UltraSheer - UltraSheer Diamond - Opaque
Maternity - Classic - Sport - ForMen Explore



Inhoud

Voorwoord	4
JOBST® UltraSheer	6
JOBST® UltraSheer Diamond	14
JOBST® Opaque RAL	16
JOBST Maternity RAL	18
JOBST® Classic RAL	20
JOBST® Sport	22
JOBST® ForMen Explore RAL	24
Indicaties	27

Voorwoord

JOBST®therapeutische compressiekousen

In deze brochure vindt u het assortiment van rondbreikousen voor bandagisterie. Het assortiment is afgestemd op de behoefte van de patiënt die u bezoekt voor compressietherapie.

Comfort

De JOBST therapeutische compressiekousen zijn zodanig ontworpen dat ze aan het einde van de dag nog net zo comfortabel aanvoelen als bij het aantrekken. JOBST gebruikt duurzame en zachte vezels, die tevens luchtig zijn en het transpiratievocht afvoeren.

Gezondheid

JOBST therapeutische compressiekousen bevorderen de bloeddorstrooming en zijn bijgevolg speciaal ontworpen om verlichting te bieden bij vermoeide, pijnlijke benen. Dankzij de gradueel degressieve druk op de benen zijn ze uitermate geschikt als ondersteuning bij het behandelen van veneuze aandoeningen. JOBST kousen waarborgen een efficiënte behandeling, zonder te moeten inboeten op comfort en stijl.

Elegantie

De JOBST therapeutische compressiekousen verstevigen en vormen de benen. Dankzij hun variatie in transparantie, kleuren en weefselstructuren is er een ruime keuze in stijlvolle compressiekousen voor iedere gelegenheid.

Uitstekend draagcomfort met **SoftFit technologie**

Beschikbaar in JOBST UltraSheer en JOBST Opaque

De effectiviteit van compressietherapie wordt niet enkel bepaald door de graduele compressie die kousen bieden, maar ook door de therapietrouw van de patiënt. Het draagcomfort voor patiënten is dus van essentieel belang voor het slagen van compressietherapie. Aan de boord kunnen veel kousen echter knellen, daarom ontwikkelde JOBST de **SoftFit technologie**. Deze innovatieve technologie verhoogt het draagcomfort doordat het meegebreide garen dat de kousen op hun plek houdt zacht aansluit op de huid.

SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken.

100% GRADUELE
COMPRESSIE

SoftFit technologie vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.



KLINISCH GETEST

VERBETERD
DRAAGCOMFORT

SoftFit technologie stelt patiënten in staat het toegenomen comfort te ervaren.


JOBST® UltraSheer

De modieuze compressiekous

JOBST UltraSheer biedt uw patiënten graduele compressie in combinatie met een stijlvol design en een hoog comfort. Dankzij omwonden garen en de versterkte hielzone is JOBST UltraSheer geschikt voor langdurig gebruik. Het resultaat is een verhoogde therapietrouw en een beter resultaat voor uw patiënten en hun benen.

Assortiment

Maat	Teenstuk
S, M, L en XL	Open en gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AD, AG, AT en AT-MAT



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST Advanced Comfort voor een optimaal comfort




Een glanzende look en zeven modieuze kleuren die een keuze bieden voor elke gelegenheid

Kleuren

Natural	Sun Bronze	Classic Black	
Honey	Suntan	Anthracite	Espresso

Boordafwerking



SoftFit beschikbaar in kniekous



Noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



JOBST® UltraSheer

JOBST UltraSheer biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST UltraSheer maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort garandeerd.



SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



Modellen



AD
Kniekous
(gesloten teen)



AD
Kniekous
(open teen)



AG
Dijkous
(gesloten teen)



AG
Dijkous
(open teen)



AT
Panty
(gesloten teen)



AT-MAT
Zwangerschapspanty
(gesloten teen)



Maattabel

Maat	Enkel	Kuit	Dij	Heup	Heup (Zwangerschap)
	cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	cC de grootste kuitomtrek	cG de grootste dijomtrek	cH de grootste heupomtrek	cH de grootste heupomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm
Speciale maten					
Petite	AD Petite (lD) < 38 cm			AG Petite (lG) < 68,5 cm	

Maatname

Voor kniekous: enkel- en kuitomtrek meten.

Voor dijkous: enkel-, kuit- en dijomtrek meten.

Voor panty en zwangerschapspanty: enkel-, kuit-, dij- en heupomtrek meten.

JOBST® UltraSheer

Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	soft fit		
		Natural	Honey	Sun Bronze
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7768200	7516528	7516531
	M	7768201	7516628	7516631
	L	7768202	7516728	7516731
	XL	7768203	7516828	7516831
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7768212	7520123	7520130
	M	7768213	7520223	7520230
	L	7768214	7520323	7520330
	XL	7768215	7520423	7520430
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7768224	7524124	7524129
	M	7768225	7524224	7524229
	L	7768226	7524324	7524329
	XL	7768227	7524424	7524429

Kniekous AD (open teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Black
		15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7516530
	M	7516630		7516607
	L	7516730		7516707
	XL	7516830		7516807
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7520129	7520128	7520127
	M	7520229	7520228	7520227
	L	7520329	7520328	7520327
	XL	7520429	7520428	7520427
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7524128		7524127
	M	7524228		7524227
	L	7524328		7524327
	XL	7524428		7524427


Compressie mmHg	Maat	soft fit			
		Suntan	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7516526	7516529	7516527	7768206
	M	7516626	7516629	7516627	7768207
	L	7516726	7516729	7516727	7768208
	XL	7516826	7516829	7516827	7768209
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7520120	7520121	7520122	7768218
	M	7520220	7520221	7520222	7768219
	L	7520320	7520321	7520322	7768220
	XL	7520420	7520421	7520422	7768221
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7524122	7524125	7524123	7768230
	M	7524222	7524225	7524223	7768231
	L	7524322	7524325	7524323	7768232
	XL	7524422	7524425	7524423	7768233

Petite kniekous AD voor kortere benen (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Suntan	Black
		15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7540802
	M	7540902	7540903	7540901
	L	7541002	7541003	7541001
	XL	7541502	7541503	7541501
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7543502	7543503	7543501
	M	7543602	7543603	7543601
	L	7543702	7543703	7543701
	XL	7543802	7543803	7543801

Petite kniekous AD voor kortere benen (open teen)




Compressie mmHg	Maat	Natural	Black
		20-30 mmHg (Klasse 2)	S
	M	7543605	7543604
	L	7543705	7543704
	XL	7543805	7543804



JOBST® UltraSheer


Dijkous AG (gesloten teen, kanten dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Suntan
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7516922	7516925	7516923
	M	7517022	7517025	7517023
	L	7517122	7517125	7517123
	XL	7517222	7517225	7517223
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7520523	7520527	7520524
	M	7520623	7520627	7520624
	L	7520723	7520727	7520724
	XL	7520823	7520827	7520824
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7524520	7524523	7524521
	M	7524620	7524623	7524621
	L	7524720	7524723	7524721
	XL	7524820	7524823	7524821

Compressie mmHg	Maat	Espresso	Anthracite	Classic Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7516926	7516924	7516904
	M	7517026	7517024	7517004
	L	7517126	7517124	7517104
	XL	7517226	7517224	7517204
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7520525	7520526	7520504
	M	7520625	7520626	7520604
	L	7520725	7520726	7520704
	XL	7520825	7520826	7520804
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7524524	7524522	7524504
	M	7524624	7524622	7524604
	L	7524724	7524722	7524704
	XL	7524824	7524822	7524804

Dijkous AG (gesloten teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Sun Bronze	Suntan	Classic Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7542502	7542506	7542503	7542501
	M	7542602	7542606	7542603	7542601
	L	7542702	7542706	7542703	7542701
	XL	7542802	7542806	7542803	7542801
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7543902	7543908	7543903	7543901
	M	7544002	7544008	7544003	7544001
	L	7544102	7544108	7544103	7544101
	XL	7544202	7544208	7544203	7544201

Petite dijkous AG voor kortere benen (gesloten teen, kanten dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Suntan	Classic Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7542902	7542903	7542901
	M	7543002	7543003	7543001
	L	7543102	7543103	7543101
	XL	7543202	7543203	7543201
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7544302	7544303	7544301
	M	7544402	7544403	7544401
	L	7544502	7544503	7544501
	XL	7544602	7544603	7544601

Dijkous AG (open teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Classic Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7542505		7542504
	M	7542605		7542604
	L	7542705		7542704
	XL	7542805		7542804
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7543906	7543905	7543904
	M	7544006	7544005	7544004
	L	7544106	7544105	7544104
	XL	7544206	7544205	7544204
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7545304		
	M	7545404		
	L	7545504		
	XL	7545604		

Petite dijkous AG voor kortere benen (open teen, noppen dijband)



Compressie mmHg	Maat	Natural
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7543907
	M	7544007
	L	7544107
	XL	7544207

JOBST® UltraSheer

Panty AT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Honey	Sun Bronze
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7517312	7517315	7517317
	M	7517412	7517415	7517417
	L	7517512	7517515	7517517
	XL	7517612	7517615	7517617
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7520913	7520917	7520918
	M	7521013	7521017	7521018
	L	7521113	7521117	7521118
	XL	7521213	7521217	7521218
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7524913	7524916	7524918
	M	7525013	7525016	7525018
	L	7525113	7525116	7525118
	XL	7525213	7525216	7525218

Compressie mmHg	Maat	Suntan	Espresso	Anthracite	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7517313	7517316	7517314	7517304
	M	7517413	7517416	7517414	7517404
	L	7517513	7517516	7517514	7517504
	XL	7517613	7517616	7517614	7517604
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7520914	7520915	7520916	7520904
	M	7521014	7521015	7521016	7521004
	L	7521114	7521115	7521116	7521104
	XL	7521214	7521215	7521216	7521204
30-40 mmHg (Klasse 3)	S	7524914	7524917	7524915	7524904
	M	7525014	7525017	7525015	7525004
	L	7525114	7525117	7525115	7525104
	XL	7525214	7525217	7525215	7525204

Zwangerschapspanty AT-MAT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Natural	Classic Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7517704	7517701
	M	7517804	7517801
	L	7517904	7517901
	XL	7518004	7518001
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7521306	7521303
	M	7521406	7521403
	L	7521506	7521503
	XL	7521606	7521603



JOBST® UltraSheer Diamond

De modieuze compressiekous met diamantpatroon

JOBST UltraSheer Diamond combineert compressietherapie met uitzonderlijke elegantie. Speciaal ontworpen voor modebewuste vrouwen, biedt deze kous een opvallend diamantpatroon om een elegante, eigentijdse look te creëren. Aangeboden in twee stijlvolle kleuren: Black en Espresso.

Assortiment

Maat	Teenstuk
S, M, L en XL	Gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AG en AT



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST Advanced Comfort voor een optimaal comfort



Een glanzende look en stijlvol diamantpatroon, speciaal voor business- en avondkleding

Kleuren

Espresso Black

Boordafwerking



Noppen (dot)



Maattabel

Maat	Enkel	Kuit	Dij	Heup	Heup (Zwangerschap)
	cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	cC de grootste kuitomtrek	cG de grootste dijomtrek	cH de grootste heupomtrek	cH de grootste heupomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm	81 - 132 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm	86 - 142 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm	91 - 152 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm	112 - 180 cm

Maatname
 Voor dijkous: enkel-, kuit- en dijomtrek meten.
 Voor panty: enkel-, kuit-, dij- en heupomtrek meten.

Modellen



AG
Dijkous
(gesloten teen)



AT
Panty
(gesloten teen)




Dijkous AG (gesloten teen, noppen dijbond)



Compressie mmHg	Maat	Espresso	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7279604	7363500
	M	7279605	7363501
	L	7279606	7363502
	XL	7279607	7363503
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7279704	7363600
	M	7279705	7363601
	L	7279706	7363602
	XL	7279707	7363603

Panty AT (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Espresso	Black
15-20 mmHg (Klasse 1)	S	7279608	7363700
	M	7279609	7363701
	L	7279610	7363702
	XL	7279611	7363703
20-30 mmHg (Klasse 2)	S	7279708	7363800
	M	7279709	7363801
	L	7279710	7363802
	XL	7279711	7363803

JOBST® Opaque RAL

De comfortabele compressiekous voor elke dag

JOBST Opaque is een zeer comfortabele naadloze rondbreikous met een graduele compressie. Het speciale Nilit Aquarius garen en de innovatieve breitechniek maken de kousen zeer gemakkelijk aan te trekken en zachter dan ooit. Daarnaast is dit een sterke en duurzame kous voor elke dag.



Verhult kleine imperfecties en is beschikbaar in elegante kleuren ideaal om te combineren



Effectieve vochtdoorlaatbaarheid dankzij JOBST Advanced Comfort helpt de voeten droog te houden




Zachter dan ooit, dankzij een combinatie van zachte garens gemaakt van 60% polyamide en 40% elasthan

Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Cranberry	Navy	Anthracite
		Black

Boordafwerking



SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD) / Sensitive beschikbaar voor dijkkous (AG)



Noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



JOBST® Opaque

Biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST Opaque maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort gegarandeerd.




SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.




Modellen



Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk	Boordafwerking	Broekdeel
AD	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	Noppen (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2, 5cm)	
AG	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	Noppen (5 cm & 5 cm Wide) Bijou (5 cm & 5 cm Wide) Sensitive (5 cm)	
AGT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk		
AT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk		Gulp Maxibroek



Maattabel

Maat/Meetpunt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT (AT Maxi)	> 80 cm		> 90 cm		> 90 cm		> 110 cm		> 110 cm		> 120 cm	
cH (AT Maxi)	> 95 cm		> 105 cm		> 105 cm		> 125 cm		> 125 cm		> 135 cm	
cG Siliconenboord	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

lD petite: 34 - 38 cm
lD regular: 38 - 45 cm

Lengte G

lG petite: 60 - 69 cm
lG regular: 69 - 80 cm

Lengte K (voor panty)

lK petite: 65 - 75 cm
lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

JOBST® Maternity **RAL**

Compressiekousen tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam hormonale veranderingen door die een aantal gevolgen hebben. De bloeddruk en het bloedvolume nemen toe om een groeiende baby te voeden, maar dit kan ook leiden tot symptomen zoals pijnlijke benen, gezwollen enkels, en het vergroot het risico op spataders.

Dit is allemaal heel normaal tijdens de zwangerschap, maar het kan ook pijnlijk zijn en de dagelijkse routine beïnvloeden (wanneer schoenen bijvoorbeeld niet meer goed passen). Op dat moment verdienen benen extra aandacht en zorg. JOBST Maternity compressiekousen zorgen ervoor dat je je meteen lichter voelt tijdens deze periode.



De SoftFlex buikinzet in de JOBST Maternity Opaque Panty zorgt voor compressie die zich aanpast aan de groeiende buik, zonder te moeten inboeten aan comfort. Deze speciale stretchzone omhelst de gevoelige huid rond de taille.



De speciale mix van garens en de ventilatiezone maken onze zwangerschapscompressiekousen zacht om aan te raken.




De uitstekende ventilatie en vochtregulatie helpen de voeten droog te houden

Kleuren

Caramel	Black
Anthracite	Navy
	Cranberry



Modellen




AT Panty (gesloten teen)

AT Panty (open teen)



Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk	Broekdeel
AT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	SoftFlex buikinzet



Ontworpen voor een betere luchtcirculatie

Met deze unieke ventilatiezone willen we een extra comfortabel en fris gevoel bieden. De bewezen kwaliteit van JOBST Opaque wordt uitgebreid met de ingewerkte ventilatiezone voor een optimale luchtcirculatie.

We hebben de ventilatiezone slim geplaatst in de holte tussen de tenen en de bal van de voet om een nog betere luchtstroming te garanderen.

Maattabel

Maat/Meetpunt	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

Lengte K (voor panty)
lK petite: 65 - 75 cm
lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

De actieve allrounder

JOBST Classic is de actieve allrounder met een graduele compressie bestaande uit 63% polyamide en 37% elasthan. Het is een goede keuze voor hem en haar dankzij de beschikbaarheid van zowel een elegante gladde kous als een sportief geribd design. JOBST Classic is ook beschikbaar in een extra lange uitvoering in AG (long). Omwille van de vele opties heeft Classic voor elke wens een passende uitvoering in een breed therapeutisch spectrum.



Durable

Dankzij de dubbel omwonden inlegdraad is de Classic bijzonder slijtvast en aangenaam op de huid



Strong Hold

Sterke bestrijding van oedeem




Breathable

Het Active-Comfort garen met LYCRA is luchtdoorlatend met een optimaal vochttransport dankzij het Microtherm-effect

Kleuren



Boordafwerking




SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD)



Noppen (dot)




Modellen



AD Kniekous (gesloten teen) AD Kniekous (open teen) AG Dijkous (gesloten teen) AG Dijkous (open teen) AGT Dijkous (gesloten teen) AGT Dijkous (open teen) AT Panty (gesloten teen) AT Panty (open teen)

Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk	Boordafwerking	Broekdeel
AD	2-3	Gesloten + open teenstuk	Noppen (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2,5 cm)	
AG	2-3	Gesloten + open teenstuk	Noppen (5 cm & 5 cm Wide)	
AGT	2-3	Gesloten + open teenstuk		
AT	2-3	Gesloten + open teenstuk		Gulp



Maattabel

Maat/Meetpunt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cG Siliconenboord	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81						
cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73						
cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51						
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48						
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49						
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39						
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30						
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40						
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34						

Lengte D
lD petite: 34 - 38 cm
lD regular: 38 - 45 cm

Lengte G
lG petite: 60 - 69 cm
lG regular: 69 - 80 cm
lG long: 80 - 90 cm

Lengte K (voor panty)
lK petite: 65 - 75 cm
lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm



SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken

Een revolutie in compressiekousen; vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.

Active-Comfort garen

Active-Comfort garen met LYCRA® verzekert elasticiteit, hoog draagcomfort en een perfecte pasvorm.



De atletische compressiekous

JOBST Sport biedt effectieve compressietherapie in de vorm van een atletische kous. Deze unisex compressiekous heeft de uitstraling van een sportkous. Dankzij het speciale garen is dit een uiterst zachte kous die gemakkelijk aan te trekken is.



Anatomisch gevormde hiel- en zoolkussentjes voor een uitstekend comfort tijdens het sporten



Effectieve geurbestrijding dankzij vezels met actieve kool




Speciale microvezeltechnologie drijft het vocht af voor koele en droge voeten

Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk
AD	1-2	Gesloten


Kleuren





Kniesok AD (gesloten teen)

Compressie	Maat	Pink/grey	White/grey	Black/grey	Royal blue/grey	Black/cool black
Klasse 1: 15-20 mmHg	S	75289-60	75289-20	75289-30	75289-80	75289-70
	M	75289-61	75289-21	75289-31	75289-81	75289-71
	L	75289-62	75289-22	75289-32	75289-82	75289-72
	XL	75289-63	75289-23	75289-33	75289-83	75289-73
Klasse 2: 20-30 mmHg	S	75290-60	75290-20	75290-30	75290-80	75290-70
	M	75290-61	75290-21	75290-31	75290-81	75290-71
	L	75290-62	75290-22	75290-32	75290-82	75290-72
	XL	75290-63	75290-23	75290-33	75290-83	75290-73

Maattabel



Maat	Enkel	Kuit
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

JOBST® ForMen Explore **RAL**

De casual compressiekous voor heren, voor elke dag

Deze effectieve medische compressiekous is universeel inzetbaar bij beenklachten, zowel op het werk als tijdens de vrije tijd is deze een plezier om te dragen. Het modieus ontwerp van JOBST ForMen Explore is geïnspireerd op de meest verkochte kousen voor mannen. Het anatomisch gevormd hielstuk, de drukvrije zone bij de teenaanzet en een teenstuk met platte naden zorgen voor extra draagcomfort.

Assortiment

Maat	Teenstuk
1, 2, 3, 4, 5, 6	Gesloten
Drukklasse	Model
1, 2 en 3	AD



Durable

De enorme slijtvastheid van de stof maakt JOBST ForMen Explore tot een veelzijdig product dat lang meegaat



Odor Control

Dankzij een speciale technologie met actieve kool wordt het vocht snel van de huid afgevoerd en blijven de voeten de hele dag door fris en koel



Cotton

Het hoge katoengehalte zorgt ervoor dat de kous natuurlijk aanvoelt en beperkt het risico op huidirritaties

Kleuren

Khaki	Navy
Dark grey	Black

Kniekous AD (gesloten teen)



Compressie mmHg	Maat	Khaki	Dark grey	Navy	Black
18-21 mmHg (Klasse 1)	I	7950800	7950806	7950812	7950824
	II	7950801	7950807	7950813	7950825
	III	7950802	7950808	7950814	7950826
	IV	7950803	7950809	7950815	7950827
	V	7950804	7950810	7950816	7950828
	VI	7950805	7950811	7950817	7950829
23-32 mmHg (Klasse 2)	I	7951000	7951006	7951012	7951024
	II	7951001	7951007	7951013	7951025
	III	7951002	7951008	7951014	7951026
	IV	7951003	7951009	7951015	7951027
	V	7951004	7951010	7951016	7951028
	VI	7951005	7951011	7951017	7951029
34-46 mmHg (Klasse 3)	I	7951200	7951206	7951212	7951224
	II	7951201	7951207	7951213	7951225
	III	7951202	7951208	7951214	7951226
	IV	7951203	7951209	7951215	7951227
	V	7951204	7951210	7951216	7951228
	VI	7951205	7951211	7951217	7951229

Long kniekous AD voor langere benen (gesloten teen)




Compressie mmHg	Maat	Khaki	Dark grey	Navy	Black
18-21 mmHg (Klasse 1)	I	7950900	7950906	7950912	7950924
	II	7950901	7950907	7950913	7950925
	III	7950902	7950908	7950914	7950926
	IV	7950903	7950909	7950915	7950927
	V	7950904	7950910	7950916	7950928
	VI	7950905	7950911	7950917	7950929
23-32 mmHg (Klasse 2)	I	7951100	7951106	7951112	7951124
	II	7951101	7951107	7951113	7951125
	III	7951102	7951108	7951114	7951126
	IV	7951103	7951109	7951115	7951127
	V	7951104	7951110	7951116	7951128
	VI	7951105	7951111	7951117	7951129
34-46 mmHg (Klasse 3)	I	7951300	7951306	7951312	7951324
	II	7951301	7951307	7951313	7951325
	III	7951302	7951308	7951314	7951326
	IV	7951303	7951309	7951315	7951327
	V	7951304	7951310	7951316	7951328
	VI	7951305	7951311	7951317	7951329

Maattabel

Maat/Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Maten zijn in cm



Cutimed® Acute

Super hydraterend schuim op basis van ureum 5% of 10%



UREUM

Soepele, zachte en intens gehydrateerde huid

Bindt vocht in de huid en verbetert het vermogen van de huid om vocht vast te houden

Cutimed® Acute: de expert bij een droge huid

De 2 varianten in ureum concentraties zijn geschikt en aanbevolen tijdens compressietherapie.

5% 125 ml

Te gebruiken bij droge en geschubte huidzones – geschikt voor diabetici

10% 125 ml

Te gebruiken bij extreem droge, ruwe en geschubte huid - geschikt voor diabetici

De voordelen

- Snelle opname door de huid
- Hoge vochtinbrengende capaciteit zonder een vettig residu achter te laten
- Verstopt de poriën niet
- Met een kleine hoeveelheid kan men een groot oppervlak behandelen
- Speciale samenstelling*
- Zeer efficiënte hydratatie
- Wordt zeer goed verdragen door textiel (vb: compressiekousen)
- Gemakkelijk aan te brengen

* verwijst naar Cutimed® Acute 5% en 10% ureum

Indicaties

RAL en NON RAL

Compressieklasse 1

RAL (18-21 mmHg) / NON RAL (15-20 mmHg)

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Licht gezwollen enkels, benen en voeten
- ✓ Lichte vorm van spataderen zonder oedeemvorming
- ✓ Lichte vorm van spataderen tijdens de zwangerschap
- ✓ Preventie van het posttrombotisch syndroom

Compressieklasse 2

RAL (23-32 mmHg) / NON RAL (20-30 mmHg)

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Middelmatige tot ernstige spataderen
- ✓ Middelmatige tot ernstige spataderen tijdens de zwangerschap
- ✓ De eerste tekenen van het posttrombotisch syndroom
- ✓ Na stripping van spataderen
- ✓ Na sclerotherapie
- ✓ Posttraumatisch en postoperatief oedeem
- ✓ Aanleg tot oedeem
- ✓ Oppervlakkige tromboflebitis
- ✓ Voorkomen van terugkerende ulcera

Compressieklasse 3

RAL (34-46 mmHg) / NON RAL (30-40 mmHg)

- ✓ Actieve veneuze ulcera
- ✓ Preventie van terugkerende veneuze ulcera
- ✓ Ernstige oedeemvorming

Contra-indicaties

- ✓ Ischemie (bijv. vergevorderde arteriële aandoeningen)
- ✓ Niet-behandelde congestieve hartinsufficiëntie
- ✓ Onbehandelde septische flebitis; phlegmasia coerulea dolens


In de volgende gevallen kan het dragen van therapeutische elastische kousen tot problemen leiden:

- ✓ Immobilität (bedlegerig); huidinfecties; exsuderende wonden; overgevoeligheid voor het materiaal en bij verminderde gevoeligheid van de extremiteiten (bijv. bij diabetes mellitus). Slecht passende therapeutische compressiekousen kunnen leiden tot huidnecrose, drukgerelateerde beschadiging van perifere zenuwen en diepveneuze trombose.

Wilt u meer informatie?

Op www.JOBST.be kunt u een overzicht van het JOBST assortiment vinden of neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Cutimed®



JOBST®,
an Essity brand 04/2020

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.jobst.be