

JOBST®

Compressie voor
wie graag

vrij
beweegt

Kimberly,
patiënt met secundair lymfoedeem

**NIEUW
& UNIEK**

JOBST® Confidence

Een nieuwe generatie vlakbreikousen



Maak een verschil voor uw patiënten met licht tot matig lymfoedeem

Patiënten met licht tot matig lymfoedeem kunnen compressiekousen soms moeilijk verdragen. Ze begrijpen wel dat ze baat zouden hebben bij compressietherapie, maar de meeste vlakbreikousen zijn bedoeld voor ernstig lymfoedeem. Daardoor wordt therapietrouw soms een uitdaging.

Om patiënten met lymfoedeem succesvol te begeleiden is het belangrijk dat u hen een compressiekous helpt te vinden die hen ondersteunt op weg naar hun therapiedoelen en hen tegelijk toelaat ten volle van het leven te genieten.

Hoe definiëren we licht tot matig lymfoedeem?¹



Begrijp de behoeften van uw patiënt om zo samen aan een **succesvolle therapie** te werken

Voor een goede therapietrouw zijn optimale compressiekousen noodzakelijk. Als u wilt zorgen dat uw patiënten tevreden zijn en zich aan hun behandeling houden, moet u hen in de eerste plaats een compressiekous helpen vinden die voorziet in hun belangrijkste behoeften, zoals comfort, of hun wens om hun leven zo normaal mogelijk te leiden.

Door samen te werken met uw patiënten en rekening te houden met hun persoonlijke behoeften kunt u hen helpen belemmeringen voor het gebruik van compressiekousen te overwinnen en hen op weg helpen naar een geslaagde therapie.



¹Aangepast uit: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

JOBST® Confidence

Geïnspireerd door de **behoeften van patiënten** en ontwikkeld met **innoverende technologie**

Dankzij de innovatieve breimethode vormt het product zich goed naar individuele **lichaamscontouren**.



Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt**.



Geavanceerd vochtregulatiesysteem voor **optimaal draagcomfort**.




De flexibele en goed aansluitende stof is ontworpen om het **aan- en uittrekken te vergemakkelijken**.




Unieke ingebouwde vochtregulatie

JOBST Confidence-compressiekousen gaan nog een stapje verder om optimaal comfort te garanderen: de unieke breitechniek en samenstelling van het garen bieden een optimale vochtregulatie. De unieke JOBST Confidence-kousen worden gemaakt van een hoogwaardige dubbellaagse stof die vocht van de huid afvoert naar de buitenste laag van de kous. De kous is ontworpen om de huid droog te houden en de patiënt de hele dag lang een comfortabel gevoel te bieden.




Zachtere garens voor een aangenaam gevoel op de huid

JOBST Confidence is gemaakt met soepele garens die in een breiconstructie met twee lagen gewezen zijn. Dit helpt een aangenaam gevoel voor de huid te creëren en kan de flexibiliteit en comfort bieden die de patiënt wenst.



Stevige ondersteuning die zich aanpast aan individuele behoeften


Uw patiënten hebben nood aan geruststelling dankzij een stevige ondersteuning. Door het gebruik van een innovatieve en unieke breimethode, vormen JOBST Confidence compressiekousen zich naar de echte lichaamsmaten van de patiënt. Dat verzekert steeds het optimale compressieniveau volgens de Duitse RAL-norm.



Een nieuw tijdperk van comfort met een nieuwe generatie vlakbreikousen

JOBST Confidence helpt uw patiënten zich vrij te voelen in lichaam en geest, met een persoonlijke compressiekous die net zo uniek is als zij. De nieuwe vlakbreitechnologie die wordt gebruikt voor JOBST Confidence maakt een precieze pasvorm mogelijk op maat van de échte anatomische vormen van elke patiënt. Deze persoonlijke verfijnde pasvorm biedt uw patiënten niet alleen comfort, maar ook meer bewegingsvrijheid.

INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE



De sleutel tot het geavanceerde comfort van JOBST Confidence ligt in het geoptimaliseerde breiproces. Dankzij de innovatieve technologie kunnen de compressiekousen zich met meer precisie dan ooit tevoren aanpassen aan de échte lichaamsvormen van uw patiënten.

De nieuwe Contour Fit-technologie

JOBST Confidence is deskundig ontwikkeld met een nieuwe breitechnologie. Bij traditionele vlakbreiproducten kunnen gebreide steken alleen aan de uiteinden bij de naad worden toegevoegd of verwijderd. JOBST Confidence daarentegen sluit aan op de daadwerkelijke lichaamsvorm dankzij het toevoegen en verwijderen van steken op vier posities. Dit maakt meer dan ooit een persoonlijke pasvorm van de compressiekous mogelijk. JOBST Confidence is ontworpen om comfortabel aan te voelen op de huid en tegelijk de juiste therapeutische compressie te bieden.



Contour Fit



Geen Contour Fit



“ Ik leid het leven dat ik écht wil met compressie! ”

Kimberly, patiënt met secundair lymfoedeem

Stimuleer **therapietrouw** met JOBST Confidence

Het leven van uw patiënten positief veranderen en hen letterlijk weer op de been helpen, zijn aspecten van uw werk waar u voldoening uit haalt. Om hun traject zo goed mogelijk af te leggen is het belangrijk dat uw patiënten compressiekousen vinden die het best aansluiten op hun behoeften. Compressiekousen die hen helpen de hindernissen te overwinnen die vaak gepaard gaan met lymfoedeemtherapie.

JOBST Confidence is niet alleen ontworpen om uw patiënten te ondersteunen op weg naar een betere gezondheid, maar ook om hen te helpen het leven te leiden dat ze écht willen, ondanks hun lymfoedeem.

JOBST Confidence is ontworpen om:

- meer comfort te bieden
- huidvriendelijker te zijn
- bewegingsvrijheid te stimuleren
- het aantrekken te vergemakkelijken
- te zorgen voor een betere temperatuurregeling
- een waaier aan kleuren en ontwerpopties te bieden

Help uw patiënten het **heft in eigen handen** te nemen met Confidence

Lymfoedeem begrijpen en toelichten

Wanneer uw patiënten voor het eerst de diagnose lymfoedeem krijgen, zitten ze met veel vragen. Daarnaast hebben ze mogelijk moeite om compressietherapie te aanvaarden als onderdeel van hun dagelijkse leven. Door informatie aan te reiken en regelmatig met uw patiënten te communiceren, kunt u hen helpen om de ziekte beter te begrijpen en hun gezondheid in eigen handen te nemen.




Doelen stellen om succes te boeken

Aanvankelijk kan het een hele uitdaging zijn om dagelijkse gewoonten aan te passen aan een chronische ziekte als lymfoedeem. Door samen met uw patiënten een duurzaam behandelplan op te stellen en doelen op korte termijn te stellen, kunt u vermijden dat ze overweldigd worden door hun nieuwe routines. Als u deze doelen regelmatig samen evalueert, kunt u hen gemotiveerd op koers houden om compressiekousen te dragen.



Een routine voor zelfzorg ontwikkelen

Zodra patiënten een nieuwe JOBST Confidence compressiekous hebben ontvangen, neemt u even de tijd om hen aan te leren deze gemakkelijk zelfstandig aan te trekken. Bespreek ook de was- en verzorgingsinstructies zodat de patiënt het zelfvertrouwen heeft om de zorg thuis voort te zetten.





JOBST® Confidence:

Een compleet assortiment net zo uniek als uw patient

Kleuren



Beige



Jeans Heather



Red Heather



Caramel



Anthracite
Heather



Black

Modellen



Kniekous



Dijkous



Armkous

Compressieklassen

Armkous

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg


Beenkous

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg

Designopties



Deco Line



Initialen

Comfortopties



Comfortzone
(elleboog of knie)



Schuine voet



Comfortzone
(enkel)