












Maat Taille	 Grootste kuitomtrek La plus grande circ. du mollet		 Beenlengte (hiel-bilploo) Longueur de jambe (talon - pli fessier)		Kleur Couleur	Dijkous Bas cuisse
1	small	23-30	regular	64-80		46335
2	small	23-30	long	80-97		46336
3	medium	30-38	regular	64-80		46337
4	medium	30-38	long	80-97		46338
5	large	38-46	regular	64-80		46388
6	large	38-46	long	80-97		46389
7	x-large	46-53	regular	64-80		77125
8	x-large	46-53	long	80-97		77128
9	xx-large	53-66	regular	64-80		77130
10	xx-large	53-66	long	80-97		77131



Complicaties kunnen optreden wanneer de maatname niet correct gebeurt is.
 Tout bas de compression thérapeutique dont la taille n'est pas correcte,
 peut entraîner des complications

Maten zijn in cm
 Mesures sont en cm

Maat Taille	 Grootste kuitmtrek La plus grande circ. du mollet		Kleur Couleur	Kniekous Mi-bas
1	small	23-30		77026
2	medium	30-38		77027
3	large	38-46		77028
4	x-large	46-53		77124
5	xx-large	53-66		77133



Complicaties kunnen optreden wanneer de maatname niet correct gebeurt is.
 Tout bas de compression thérapeutique dont la taille n'est pas correcte,
 peut entraîner des complications

Maten zijn in cm
 Mesures sont en cm