







Maat	Enkel	Kuit	Dij
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek	 cG de grootste dijomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm

Maatname:

Voor kniekous (AD): enkel- en kuitomtrek meten

Voor dijokous (AG, ForMen): enkel-, kuit- en dijomtrek meten

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse
	 <p>cC la plus petite circonférence au dessus de la cheville</p>	 <p>cC la plus grande circonférence du mollet</p>	 <p>cC la plus grande circonférence de la cuisse</p>
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm

Mesure d'un:

Bas genou (AD): tour de cheville et de mollet

Bas cuisse (AG, ForMen): tour de cheville, de mollet et de cuisse