





Maat	Enkel	Kuit	Dij	Heup
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek	 cG de grootste dijomtrek	 cH de grootste heupomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm
Speciale maten				
L Full Calf	25 - 30 cm	46 - 61 cm		
XL Full Calf	30 - 36 cm	46 - 61 cm		

Maatname:

Voor kniekous (AD): enkel- en kuitomtrek meten

Voor dijous (AG): enkel-, kuit- en dijomtrek meten

Voor panty (AT): enkel-, kuit-, dij- en heupomtrek meten

Taille	Cheville	Mollet	Cuisse	Hanche
	 cC la plus petite circonférence au dessus de la cheville	 cC la plus grande circonférence du mollet	 cC la plus grande circonférence de la cuisse	 cH le plus grand tour de hanche
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm	40 - 62 cm	71 - 117 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm	46 - 70 cm	76 - 127 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm	54 - 78 cm	81 - 137 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm	60 - 81 cm	102 - 166 cm
Tailles spéciales				
L Full Calf	25 - 30 cm	46 - 61 cm		
XL Full Calf	30 - 36 cm	46 - 61 cm		

Mesure d'un:

Bas genou (AD): tour de cheville et de mollet

Bas cuisse (AG): tour de cheville, de mollet et de cuisse

Panty (AT): tour de cheville, de mollet, de cuisse et de hanche